



# NAHTMATERIAL GESAMTKATALOG

## CHIRURGISCHE TECHNOLOGIEN

# SYSTEMPARTNER FÜR CHIRURGISCHE TECHNOLOGIEN




Optimale Operationsergebnisse sind das A und O in der Chirurgie. Neben der Behandlungsqualität gilt es, die Wirtschaftlichkeit im Auge zu behalten. Ein Spannungsfeld im gesamten Gesundheitswesen.

Für B. Braun gehört beides zusammen: Nur wenn der wirtschaftliche Betrieb der Versorger gesichert ist, lässt sich die Gesundheit der Menschen dauerhaft schützen und verbessern. Dafür treten wir an – als Systempartner, der mit seinen Produkten und Leistungen hohe Qualität und Effizienz verknüpft.

Entscheidend sind dabei enge Zusammenarbeit und der gemeinsame Blick aufs Ganze. Im offenen Dialog mit Ärzten, medizinischem Fachpersonal, Patienten und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern entwickeln wir passgenaue Lösungen, die allen Beteiligten zugutekommen.

So begleitet das AESCULAP®-Team Chirurgische Technologien seine Kunden während des kompletten Prozesses von der Problemstellung über die Analyse und Planung bis zur Umsetzung von Lösungen und darüber hinaus. Unser Portfolio ist an chirurgischen Indikationen ausgerichtet. In den Bereichen Herz- und Hernienchirurgie, Laparoskopie, Wundverschluss und Vakuumtherapie stehen Ihnen kompetente Ansprechpartner zur Seite.

# UNSERE KOMPETENZEN RUND UM DIE CHIRURGIE



B. Braun unterstützt und initiiert eine Vielzahl von **STUDIEN**. Denn ohne Forschung kein Fortschritt. Als wissenschaftlich engagiertes Unternehmen mit eigener Studienabteilung treiben wir in Partnerschaft mit Ihnen die medizinische Entwicklung und neue innovative Konzepte voran.

Sie haben Fragen oder brauchen Unterstützung? Ihr **ANSPRECHPARTNER** aus unserem Vertrieb hilft Ihnen gerne weiter. Wir setzen auf enge und langfristige Zusammenarbeit. Denn so können wir gemeinsam die besten Lösungen für Ihren Bereich entwickeln.

Um Ihre **WIRTSCHAFTLICHKEIT** zu steigern, analysieren wir Abläufe und Materialeinsatz direkt im Austausch mit Ihrer Klinik. Effiziente, hochwertige und reibungslose Lösungen im Sinne aller Beteiligten sind das Ziel. Dafür bringen wir die richtigen Experten zusammen – interdisziplinär und transsektoral.

Wir suchen den offenen **DIALOG** mit Ihnen. Ihre Anregungen aus der täglichen klinischen Praxis sind entscheidend für unsere Arbeit. Denn so können wir unsere Produkte verbessern und neue Therapieformen entwickeln, die den Bedürfnissen von Patienten und Ihnen als Anwendern entsprechen.

Auf unsere lange und fundierte **ERFAHRUNG** im Bereich chirurgischer Technologien können Sie sich verlassen. So war B. Braun der erste Anbieter von industriell gefertigtem sterilen Nahtmaterial. Chirurgen nutzen die weiterentwickelten Fäden bis heute – auch unter den Kameras unserer modernen 3D-Technologien.



# INHALT

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Informationen zur Verpackung	9
Informationen zu den Nadeln	15

## NAHTMATERIAL

### RESORBIERBARES NAHTMATERIAL

Novosyn® Quick	49
Novosyn®	57
Monosyn® Quick	111
Monosyn®	115
MonoPlus®	137
Monomax®	157

### NICHT RESORBIERBARES NAHTMATERIAL

Optilene®	167
PremiCron®	197
Dafilon®	229
Supramid	243
Dagrofil®	249
Silkam®	255
Steelex®	263



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Informationen zur Verpackung	9
Informationen zu den Nadeln	15





## INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

RacePack®-Verpackung	10
DDP-Verpackung	11
Farbcodierung Nahtmaterial	12
B. Braun Qualitätsversprechen	13

# RacePack®-VERPACKUNG



## HANDHABUNG – RacePack®



**ÖFFNEN**  
der äußeren Peel-Folie



**ENTNAHME**  
der sterilen Verpackung aus der Peel-Folie



**DIREKTE ENTNAHME**  
der Nadel-Fadenkombination mit dem Nadelhalter

# DDP-VERPACKUNG



Klare und übersichtliche Beschriftung der Verpackung und Folie

## HANDHABUNG – DDP



**ÖFFNEN**  
der äußeren Peel-Folie



**ENTNAHME**  
der sterilen Verpackung aus der Peel-Folie









**ÖFFNEN DER VERPACKUNG**  
in Richtung der Pfeile










**DIREKTE ENTNAHME**  
der Nadel-Fadenkombination mit dem Nadelhalter

# FARBCODIERUNG NAHTMATERIAL

## RESORBIERBARES NAHTMATERIAL



## NICHT RESORBIERBARES NAHTMATERIAL



## ARTIKELCODIERUNG FÜR EINE EINFACHE IDENTIFIZIERUNG DER FOLIENANZAHL PRO BOX:

Die Codierungsnummer besteht aus einem Buchstaben und 7 Ziffern. Der erste Buchstabe gibt über die Anzahl der Folien Aufschluss.

<b>M</b>	Box mit 6 Multipacks
<b>G</b>	Box mit 12 Folien
<b>B</b>	Box mit 24 Folien
<b>C</b>	Box mit 36 Folien

# B. BRAUN QUALITÄTSVERSPRECHEN

Alle B. Braun Produkte verfügen über die CE-Kennzeichnung.

Erklärung der Symbole nach dem ISO 15223 Standard.

Nur zum einmaligen Gebrauch



Verwendbar bis: Jahr und Monat



Sterilisation durch Ethylenoxyd (EO)



Sterilisation durch Gamma-Bestrahlung (R)



CE-Zeichen und Identifikationsnummer der benannten Stelle.

Das Produkt entspricht den Anforderungen der Medical Device Directive 93/42/EEC



Chargen-Nummer



Bitte Gebrauchsanweisung beachten



Artikelnummer / Bestellnummer





## INFORMATIONEN ZU DEN NADELN

B. Braun Chirurgische Nadeln	16
B. Braun Nadelportfolio	17
CV Pass Nadeln	18
B. Braun Nadeltypen	20
B. Braun Nadelnomenklatur	22
B. Braun Nadelübersicht	24

# B. BRAUN CHIRURGISCHE NADELN

## QUALITATIV HOCHWERTIG UND LEISTUNGSFÄHIG




- Die B. Braun Nadeln konnten im Laufe der Jahre ihre hohe Qualität und zuverlässige Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.

## KONTINUIERLICHE ENTWICKLUNG

- B. Braun steht für moderne Technologien und fördert kontinuierlich die Forschung und Entwicklung, um die Nadelqualität stets zu verbessern.

## ÜBER 300 UNTERSCHIEDLICHE NADELTYPEN

- B. Braun hat über 300 unterschiedliche Nadeltypen im Produktsortiment. Dadurch wird gewährleistet, dass alle Operationen mit den Nadeln von B. Braun abgedeckt werden. Zudem steht die Erfüllung der persönlichen Präferenzen der Chirurgen im Vordergrund.





# B. BRAUN NADELPORTFOLIO



Basierend auf langjähriger Erfahrung und Entwicklung entstand die hochwertige Easyslide und CV Pass Nadel aus einer Edelstahllegierung.

## BIEGESTEIFIGKEIT MIT LEISTUNGSFÄHIGEN NADELN

- Hohe Stabilität durch die Verwendung von hochwertigem Stahl
- Herausragende Biegesteifigkeit und Bruchfestigkeit

## PENETRATION

durch spezielle Nadelspitze

- Exzellentes Penetrationsverhalten, auch nach wiederholtem Durchstechen
- Oberflächenbeschaffenheit erlaubt hervorragende Gewebepenetration



# SPEZIELLES NADELPROGRAMM FÜR DIE HERZ- UND GEFÄSSCHIRURGIE

## SPEZIELLES NADELPROGRAMM FÜR DIE HERZ- UND GEFÄSSCHIRURGIE

- Speziell entwickelt, um den hohen Bedürfnissen in der Herz- und Gefäßchirurgie gerecht zu werden
- CV Pass Nadeln werden aus der hochwertigen, geprüften Stahllegierung 300 Quality Steel hergestellt



## BESONDERES NADELKÖRPERDESIGN

Der abgeflachte Nadelkörper und die vorteilhafte Geometrie führen zu den folgenden Vorteilen:

- Erhöhte Biegesteifigkeit und Bruchfestigkeit
- Weiche Gewebepenetration auch bei mehrfachen Stichen
- Atraumatischer Gewebedurchzug
- Exzellente Stabilität im Nadelhalter
- Bessere Sicht der CV Pass Easyblack Nadel



# B. BRAUN NADELTYPEN

## SCHNEIDENDE NADEL

Der dreikantig außen schneidende Nadelkörper ist für die Naht derber Gewebe geeignet. Die drei Kanten laufen über die gesamte Länge der Nadel und erlauben ein optimales Durchstichverhalten mit einem zuverlässigen, kosmetischen Ergebnis.



## SCHNEIDENDE NADEL MIT MIKROSPITZE

Die schneidende Spitze dieser Dreikantnadel erzielt aufgrund der Präzision in der Nadelspitze hervorragende kosmetische Ergebnisse mit minimalster Narbenbildung. Demzufolge ist die Nadel insbesondere für die plastische Chirurgie geeignet.



## GRAVIERTE NADEL MIT MIKROPRÄZISIONSSPITZE

Die spezielle Golfball-Technologie verschafft der neuen Dermaslide® Nadel ein hervorragendes Handling für ein exzellentes kosmetisches Ergebnis.



## MIKRO-LANZETTEN-NADEL

Die Lanzetten-Nadel ist eine Variation der Spatula-Nadel. Die Gefahr eines ungewollten Durchstechens und Erfassens tieferer Schichten wird durch die flache Lanzetten-Spitze deutlich reduziert.



## RUNDKÖRPERNADEL

Die Rundkörpernadeln ermöglichen eine einfache Gewebedurchdringung. Der abgeflachte Nadelkörper verhindert das Rotieren der Nadel im Nadelhalter. Daher eignet sich die Rundkörpernadel insbesondere für weiches Gewebe. Die CV Pass Nadel mit einem doppelten Nadelkörper anstelle eines abgeflachten Nadelkörpers hingegen bietet eine höhere Biegefestigkeit. Die Nadel findet hauptsächlich in der Herz- und Gefäßchirurgie Anwendung.



## RUNDKÖRPERNADEL MIT TROKARSPITZE

Die Rundkörpernadel besitzt eine vierseitig schneidende Spitze. Sie ermöglicht bei minimalem Trauma ein leichtes Durchstechen fester Gewebe. Der abgeflachte Nadelkörper verhindert das Rotieren der Nadel im Nadelhalter.



## RUNDKÖRPERNADEL MIT SCHNEIDENDER SPITZE

Der Nadelkörper verjüngt sich zu einer feinen, dreikantig schneidenden Nadelspitze. Diese Nadel wurde speziell für den Sternum-Verschluss entwickelt und ist als fixierte oder rotierende Nadel erhältlich.



## RUNDKÖRPERNADEL MIT KURZER, SCHNEIDENDER SPITZE

Die speziell geformte Rundkörpernadel mit kurz angeschliffener Spitze erleichtert das Durchstechen fester Gewebe. Der abgeflachte Nadelkörper verhindert das Rotieren der Nadel im Nadelhalter. Die CV Pass Nadel mit einem doppelten Nadelkörper anstelle eines abgeflachten Nadelkörpers hingegen bietet eine höhere Biegefestigkeit. Die Nadel findet hauptsächlich in der Herz- und Gefäßchirurgie Anwendung.



## RUNDKÖRPERNADEL MIT STUMPFER SPITZE

Durch die Rundkörpernadel mit stumpfer Spitze wird das Gewebe nicht durchstochen. Der abgeflachte Nadelkörper verhindert das Rotieren der Nadel im Nadelhalter. Die Nadel eignet sich vor allem für parenchymatöses Gewebe.



# B. BRAUN NADELNOMENKLATUR

## NADELNOMENKLATUR


A		B		C		12		D	
Nadelkrümmung		Nadelform		Nadelspitze		Nadellänge		Nadelstärke	
S	1/8 Kreis	R	Rundkörper	T	Trokarspitze	Strecke zwischen Armierzone und Nadelspitze, Abmessung der Längenseite in mm		ff	Sehr dünner Nadelkörper
V	1/4 Kreis	S	Schneidend	N	Stumpfe Spitze			f	Dünnere Nadelkörper
D	3/8 Kreis	G	Mikrogravur	S	Schneidende Spitze			s	Starker Nadelkörper
H	1/2 Kreis	L	Lanzette	C	Kurze schneidende Spitze			ss	Sehr starker Nadelkörper
F	5/8 Kreis			M	Mikrospitze			v	Break-off Nadel
G	Gerade			MP	Mikropräzisionsspitze			b	Schwarze Nadel
P	Asymptotisch			m	Mikronadel				
J	Hook			mV	Mikrogefäßnadel				
SK	Skinadel			B	Sicherheitsspitze				

Beispiel:

H	R	C	26	b
---	---	---	----	---

HRC 26b → 1/2 Kreis Rundkörpernadel mit kurzer, schneidender Spitze, 26 mm Nadellänge, schwarz.

### Nadelkrümmung




- S 1/8 Kreis
- V 1/4 Kreis
- D 3/8 Kreis
- H 1/2 Kreis
- F 5/8 Kreis

### „Take off“ Abziehnadel

Die Nadel lässt sich mit einem kurzen Zug vom Faden lösen.

### Weiteres





# B. BRAUN NADELÜBERSICHT

## Rundkörpernadel (Mikrogefäßnadel) ●

### 3/8 Kreis

	Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)			Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)	
<b>DRmV 6b</b>	135°	6,4	140	☺	<b>DRmV 10b</b>	135°	9,3	200	☺
<b>DRmV 8b</b>	135°	7,9	140	☺	<b>DRmV 13b</b>	135°	13,0	380	☺

### Asymptotisch

	Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)			Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)	
<b>PRmV 8b</b>	85°/101°	7,9	200	☺	<b>PRmV 10b</b>	95°/90°	9,3	200	☺

## Rundkörpernadel (Mikronadel) ●

### 1/2 Kreis

	Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)			Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)	
<b>HRm 4</b>	180°	4,0	70	☺	<b>HRm 8</b>	180°	7,8	140	☺
<b>HRm 6</b>	180°	6,5	200	☺					

### 3/8 Kreis

	Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)			Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)	
<b>DRm 3</b>	135°	3,8	50	☺	<b>DRm 6</b>	135°	6,4	140	☺
<b>DRm 4</b>	135°	4,0	70	☺	<b>DRm 8</b>	135°	7,9	140	☺
<b>DRm 4s</b>	135°	4,0	140	☺	<b>DRm 10b</b>	135°	9,3	200	☺
<b>DRm 5</b>	135°	5,0	100	☺					































### Asymptotisch

	Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)			Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)	
<b>PRm 4</b>	95°/110°	4,0	70	☺	<b>PRm 6</b>	100°/95°	6,4	140	☺
<b>PRm 5</b>	100°/90°	5,0	100	☺					



## Rundkörpernadel ●

1/2 Kreis

HR 6		HR 22ss	
HR 8			
HR 10f		HR 26ffb	
HR 10			
HR 13ff		HR 26f	
HR 13f			
HR 13		HR 26fb	
HR 13b			
HR 13ss		HR 26	
HR 17f		HR 26b	
HR 17			
HR 17b		HR 26s	
HR 17s			
HR 20		HR 26ss	
HR 20b			
HR 22		HR 30	
HR 22b			
HR 22s		HR 30s	
		HR 30ss	
		HR 37	

# B. BRAUN NADELÜBERSICHT

## Rundkörpernadel ●

1/2 Kreis

HR 37s



HR 48



HR 37ss



HR 60



HR 40



HR 65



HR 40s



HR 70



HR 40ss



HR 43



HR 76



























HR 43s



## Rundkörpernadel ●

### 3/8 Kreis

DR 6		DR 13s	
DR 6b		DR 15	
DR 6s		DR 18	
DR 8f		DR 18b	
DR 8fb		DR 22	
DR 8		DR 22b	
DR 8b		DR 26	
DR 10f		DR 32	
DR 10fb		DR 39	
DR 10		DR 48	
DR 10b			
DR 12			
DR 13			
DR 13b			

### 5/8 Kreis

FR 13		FR 26s	
FR 17		FR 31	
FR 22		FR 36	
FR 26		FR 40	
FR 26b			

# B. BRAUN NADELÜBERSICHT

## Rundkörpernadel ●

5/8 Kreis

FR 65



FR 110



## Hook

JR 30



JR 36ss



JR 30s



JR 40s




## Skinadel

SKR 19




SKR 26



SKR 22



SKR 26b



## Asymptotisch

PR 13b



PR 24








PR 16




## Rundkörpernadel ●

Gerade


GR 19		GR 65	
GR 19b		GR 70	
GR 35		GR 75	
GR 51			

## Rundkörpernadel mit kurzer, schneidender Spitze (Mikrogefäßnadel) ☺

3/8 Kreis







	Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)	
DRCmV 10b	135°	9,3	200	

Asymptotisch





	Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)	
PRCmV 10b	95°/90°	9,3	200	

## Rundkörpernadel mit kurzer, schneidender Spitze (Mikronadel) ☺

3/8 Kreis

	Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)			Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)	
DRCm 3	135°	3,5	100		DRCm 6	135°	6,4	140	
DRCm 4	135°	4,2	140		DRCm 8	135°	7,9	140	
DRCm 5	135°	5,0	100		DRCm 10b	135°	9,3	200	

Asymptotisch

	Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)			Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)	
PRCm 4	95°/110°	4,0	70		PRCm 6	100°/95°	6,4	140	
PRCm 5	100°/90°	5,0	100		PRCm 10b	95°/90°	9,3	200	

# B. BRAUN NADELÜBERSICHT

## Rundkörpernadel mit kurzer, schneidender Spitze

1/2 Kreis

HRC 10



HRC 13



HRC 13b



HRC 17f



HRC 17



HRC 17b



HRC 20



HRC 20s



HRC 22



HRC 22b



HRC 26



HRC 26b



HRC 26s



HRC 30



HRC 30s



HRC 37



HRC 37s



HRC 37ss



HRC 40



HRC 40s



HRC 43



HRC 43s




HRC 43ss



















Rundkörpernadel mit kurzer, schneidender Spitze 

1/2 Kreis



3/8 Kreis

DRC 6		DRC 13s	
DRC 6b		DRC 15	
DRC 8		DRC 18	
DRC 8b		DRC 18b	
DRC 10		DRC 22	
DRC 10b		DRC 26	
DRC 10s			
DRC 12			
DRC 13			
DRC 13b			

# B. BRAUN NADELÜBERSICHT

## Rundkörpernadel mit kurzer, schneidender Spitze

5/8 Kreis

FRC 10



FRC 22



Hook

JRC 30s



Asymptotisch

PRC 10



PRC 13



PRC 24



PRC 13b





Rundkörpernadel mit Trokarspitze ⊕

1/2 Kreis

HRT 13



HRT 17



HRT 20s



HRT 22



HRT 26



HRT 26s



HRT 30



HRT 30s



HRT 37



HRT 37s



HRT 40



HRT 40s



HRT 43



HRT 43s



HRT 48



HRT 55



HRT 80



# B. BRAUN NADELÜBERSICHT

## Rundkörpernadel mit Trokarspitze ⊕

### 3/8 Kreis

DRT 10



DRT 22



DRT 12



DRT 26



DRT 15



DRT 32



DRT 18



### 5/8 Kreis

FRT 17



FRT 65



### Gerade

GRT 25



GRT 40



Rundkörpernadel mit langschneidender Spitze ▲

1/2 Kreis

HRS 40



HRS 55



HRS 48



HRS 60



# B. BRAUN NADELÜBERSICHT

## Rundkörpernadel mit stumpfer Spitze ●

1/2 Kreis

HRN 30



HRN 35



HRN 40



HRN 45



HRN 48



HRN 50



HRN 50s



HRN 60



HRN 65



HRN 75



HRN 85



3/8 Kreis

DRN 16



DRN 25





DRN 64



Gerade

GRN 12





# B. BRAUN NADELÜBERSICHT

## Schneidende Nadel ▼

1/2 Kreis

HS 9



HS 15



HS 17ss



HS 18



HS 21



HS 23



HS 23ss



HS 26



HS 26s



HS 26ss



HS 30



HS 37



HS 37s



HS 37ss



HS 40



HS 40s



HS 40ss



HS 48f



HS 48



HS 55



HS 60



HS 120



## Schneidende Nadel ▼

### 3/8 Kreis

DS 9



DS 12



DS 16f



DS 16



DS 19f



DS 19



DS 24



DS 30



DS 35



DS 39



DS 45



DS 48



DS 60



DS 76



DS 80



DS 90



DS 100



### 5/8 Kreis

FS 25



# B. BRAUN NADELÜBERSICHT

## Schneidende Nadel ▼

### Gerade

GS 13



GS 60



GS 40



GS 65




GS 45




GS 65v




GS 51



GS 75




GS 51v



GS 81



GS 60f



GS 90v



## Gravierte Nadel mit Mikropräzisionsspitze ▼

### 3/8 Kreis

DGMP 11



DGMP 19



DGMP 13



DGMP 24








DGMP 16




















## Schneidende Nadel mit Mikropräzisionsspitze ▾


### 1/2 Kreis

HSMP 7		HSMP 15	
HSMP 9		HSMP 18	
HSMP 12			

### 3/8 Kreis

DSMP 6		DSMP 19	
DSMP 7		DSMP 24	
DSMP 9		DSMP 24s	
DSMP 11		DSMP 30	
DSMP 13f		DSMP 35	
DSMP 13		DSMP 39	
DSMP 15			
DSMP 16			
DSMP 16s			

### Asymptotisch

PSMP 16			
---------	---	--	--

# B. BRAUN NADELÜBERSICHT

Lanzetten-Nadel (Mikronadel) ▼									
1/2 Kreis									
	Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)			Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)	
<b>HLm 6</b>	160°	5,6	150	☺	<b>HLm 8</b>	175°	8,0	200	☺
<b>HLm 6s</b>	175°	6,0	200	☺					
3/8 Kreis									
	Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)			Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)	
<b>DLm 4</b>	135°	4,0	125	☺	<b>DLm 6</b>	140°	6,1	150	☺
<b>DLm 5</b>	140°	4,9	150	☺	<b>DLm 6s</b>	137°	6,6	200	☺
1/4 Kreis									
	Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)						
<b>VLm 6s</b>	97°	6,6	200	☺					
1/8 Kreis									
	Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)						
<b>SLm 6</b>	44°	6,2	150	☺					
Asymptotisch									
	Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)						
<b>PLm 5</b>	90°/50°	4,8	150	☺					
Gerade									
	Winkel	Länge (mm)	Ø (µm)						
<b>GLm 16</b>	-	16,0	150	—					

## Lanzetten-Nadel mit Mikrospitze ▾

1/2 Kreis

**HLM 6**



**HLM 8**



1/4 Kreis

**VLM 6**



**VLM 10**



**VLM 8**



3/8 Kreis

**DLM 11**





## RESORBIERBARES NAHTMATERIAL

Novosyn® Quick	49
Novosyn®	57
Monosyn® Quick	111
Monosyn®	115
MonoPlus®	137
Monomax®	157



# RESORBIERBARES NAHTMATERIAL







# Novosyn® Quick

## Resorbierbares Nahtmaterial

### Beschreibung

Novosyn® QUICK ist ein kurzfristig reißfestes, resorbierbares, synthetisches, geflochtenes Nahtmaterial, das aus einem Copolymer aus 90 % Glycolid und 10 % L-Lactid besteht.

### Indikationen

Dank seines Resorptionsprofils eignet sich Novosyn®Quick ideal für den Hautverschluss, vor allem in der pädiatrischen Chirurgie, für Episiotomien und den Verschluss der Mundschleimhaut.



## Novosyn® Quick

### Produktübersicht

Fadenaufbau	geflochten
-------------	------------



Farbe	ungefärbt
-------	-----------

Material	Polyglactin 910 resorbierbar
----------	------------------------------

Beschichtung	Polyglactin 370 + Calciumstearat
--------------	----------------------------------

Stärke	USP 2 - USP 6/0
--------	-----------------

Sterilisation	Gammastrahlung
---------------	----------------

### Reißkraft-/Resorptionsprofil





















Tage nach der Implantation	verbleibende Reißkraft
----------------------------	------------------------























1. Tag	100 %
--------	-------

5 Tage	50 %
--------	------



















ca. 42 Tage	vollständige Resorption
-------------	-------------------------










# Novosyn® Quick

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze</b>										
 <b>DRC 12</b> 	70 ungefärbt		C3046311							
 <b>DRC 18</b> 	70 ungefärbt			C3046320	C3046321					
<b>3/8-Kreis Dreikant</b>										
 <b>DS 12</b> 	70 ungefärbt		C3046202	C3046203						
 <b>DS 16</b> 	70 ungefärbt		C3046212	C3046213	C3046214					
 <b>DS 19</b> 	70					C3046422				
	45					C3046221				
	70					C3046421				
	45			C3046220						
	70			C3046420						
	45		C3046219							
	70		C3046419							
 <b>DS 24</b> 	45 70 45 70 ungefärbt				C3046234	C3046535 C3046235	C3046536 C3046236			
 <b>DS 30</b> 	90 ungefärbt					C3046246	C3046247	C3046248		
<b>3/8-Kreis Dreikant Mikropräzisionsspitze</b>										
 <b>DSMP 11</b> 	45	C3046607	C3046610							
	70 ungefärbt	C3046603								
 <b>DSMP 13</b> 	45 ungefärbt		C3046619	C3046620						
 <b>DSMP 16</b> 	45			C3046625						
	70			C3046685						
	45 ungefärbt		C3046611							



Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
<b>3/8-Kreis Dreikant Mikroprecisionsspitze</b>									
 DSMP 19 	45					C3046631			
	70					C3046531			
	45				C3046630				
	70				C3046530				
	45			C3046629					
70			C3046529						
ungefärbt									
 DSMP 24 	45					C3046155			
	70					C3046658			
	45				C3046154				
	70				C3046657				
	ungefärbt								
<b>5/8-Kreis Rundkörpernadel</b>									
 FR 26 	90						C3046083		
	ungefärbt								
 FR 36 	90						C3046078		
	ungefärbt								
<b>Gerade Dreikant</b>									
 GS 13 	45			C3046208					
	ungefärbt								
 GS 51 	70			C3046271	C3046272	C3046273	C3046274		
	ungefärbt								
 GS 60 	70					C3046410			
	ungefärbt								
<b>1/2-Kreis Rundkörpernadel</b>									
 HR 13 	70		C3046002						
	ungefärbt								
 HR 17 	70		C3046012	C3046013	C3046014				
	ungefärbt								
 HR 22 	70					C3046031			
	45				C3046024				
	70			C3046029	C3046030				
ungefärbt									
 HR 22s 	70					C3046131			
	ungefärbt								

# Novosyn® Quick

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	
1/2-Kreis Rundkörpernadel										
 HR 26 	70					C3046042	C3046043			
	45									
	70 ungefärbt			C3046040		C3046051 C3046041				
 HR 26s 	70 ungefärbt						C3046090	C3046091	C3046092	
 HR 30 	70 ungefärbt					C3046046	C3046047	C3046048	C3046049	
 HR 30s 	70 ungefärbt								C3046053	
 HR 37 	70 ungefärbt							C3046006		
 HR 37s 	90							C3046596	C3046597	
	45									
	90 ungefärbt						C3046590 C3046595			
 HR 40s 	90							C3046556	C3046557	
	70									
	90 ungefärbt					C3046554	C3046467			C3046559 C3046558
 HR 43 	90 ungefärbt									
 HR 43s 	90 ungefärbt									


Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	
<b>1/2-Kreis Rundkörnernadel</b>										
 HR 48 Easyslide	90 ungefärbt						C3046180	C3046661	C3046663	
<b>1/2-Kreis Rundkörnernadel kurze schneidende Spitze</b>										
 HRC 37s Easyslide	90 ungefärbt						C3046651	C3046652	C3046653	
 HRC 43 Easyslide	90 ungefärbt						C3046664	C3046662	C3046365	
 HRC 48 Easyslide	90 ungefärbt								C3046375	
<b>1/2-Kreis Rundkörnernadel Sicherheitsspitze stumpf (N)</b>										
 HRN 75 Easyslide	90 ungefärbt							B3046605		
<b>1/2-Kreis Dreikant</b>										
 HS 15 Easyslide	45 ungefärbt			C3046204						
 HS 18 Easyslide	70 45 ungefärbt			C3046226	C3046227					
 HS 23 Easyslide	45 ungefärbt			C3046229	C3046230	C3046231				
 HS 37s Easyslide	90 ungefärbt						C3046240	C3046241	C3046242	

# Novosyn® Quick

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Dreikant									
 <p>HS 40s</p>	90 ungefärbt								C3046587
 <p>HS 48</p>	90 ungefärbt							C3046525	

	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
Pre-cut sutures									
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 ungefärbt					B3037007			
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 ungefärbt					C3037627			
2 Fäden à 70 cm	2 x 70 ungefärbt					C3037027			
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 ungefärbt						B3037008		
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 ungefärbt						C3037628		
2 Fäden à 70 cm	2 x 70 ungefärbt						C3037028		
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 ungefärbt				C3037006				
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 ungefärbt				C3037626				
2 Fäden à 70 cm	2 x 70 ungefärbt				C3037026				
5 Fäden à 70 cm	5 x 70 ungefärbt				C3037446				
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 ungefärbt			C3037005					
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 ungefärbt			C3037625					
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 ungefärbt		C3037004						
5 Fäden à 70 cm	5 x 70 ungefärbt		C3037444						

# Novosyn® Quick

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
3/8-Kreis Dreikant Mikropräzisionsspitze									
				C3046685					
Kurzfäden									
6 x 45 cm	6 x 45 ungefärbt		C3037004	C3037005	C3037006	B3037007	B3037008		
2 x 70 cm	2 x 70 ungefärbt				C3037026	C3037027	C3037028		
5 x 70 cm	5 x 70 ungefärbt		C3037444		C3037446				
3 x 45 cm	3 x 45 ungefärbt			C3037625	C3037626	C3037627			



# Novosyn®


## Resorbierbares Nahtmaterial

### Beschreibung

Novosyn® ist ein mittelfristig reißfestes, resorbierbares, synthetisches geflochtenes chirurgisches Nahtmaterial, das aus einem Copolymer aus 90 % Glykolat und 10 % L-Laktat besteht.

### Indikationen

Novosyn® ist indiziert für die Anwendungsbereiche, in denen gemäß chirurgischer Praxis geflochtene, synthetische, mittelfristig reißfeste, resorbierbare Nahtmaterialien eingesetzt werden, besonders zur Adaption von Weichgeweben und bei Ligaturen.



Novosyn®

## Novosyn®

### Produktübersicht

Fadenaufbau geflochten



Farbe ungefärbt, violett

Material Poly(glycolid-co-Hactid 90/10)

Beschichtung Poly(glycolid-co-Hactid 90/10) + Calciumstearat

Stärke USP 2 - USP 8/0

Sterilisation Ethylenoxid

### Reißkraft-/Resorptionsprofil

Tag nach der Implantation verbleibende Reißkraft




















1. Tag 100 %










14 Tage 75 %



















21 Tage 40 - 50 %



28 Tage 25 %

56 - 70 Tage vollständige Resorption

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		8/0 (0,4)	7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)
3/8-Kreis Lanzette Mikrospitze (m)									
<b>2xDLm 5</b> 	30 violett	G0068699							
<b>DLm 6</b> 	15 violett	G0068615							
<b>2xDLm 6</b> 	30 violett	G0068702							
<b>DLm 6</b> 	30 violett	G0068724							
<b>2xDLm 6</b> 	45 violett	G0068701							
<b>DLm 6s</b> 	30 violett		G0068621						
<b>2xDLm 6s</b> 	30 45 violett		G0068712 G0068711						
<b>DLm 6s</b> 	30 violett	G0068620							
<b>2xDLm 6s</b> 	30 45 violett	G0068710 G0068713							
3/8-Kreis Rundkörpernadel									
 <b>DR 8</b> 	30 violett	C0068133		C0068433					
 <b>DR 10</b> 	45 violett		C0068101	C0068102	C0068103				
 <b>DR 12</b> 	70 45 70 violett			C0068434	C0068134 C0068435	C0068436			
 <b>DR 15</b> 	45 violett					C0068137			
 <b>DR 18</b> 	70 45 70 violett					C0068138 C0068150	C0068151		

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		8/0 (0,4)	7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel</b>									
	70 violett					C0068159	C0068160	C0068161	
	70 violett						C0068164	C0068165	
	70 violett								C0068172
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
	70 violett				C0068170	C0068171		C0068173	C0068168
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze</b>									
	70 violett	C0068300	C0068301	C0068302					
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		8/0 (0,4)	7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel Mikrospitze (m)</b>									
	20 35 violett	G0068145 G0068146							
	30 violett	G0068796							
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel Trokarspitze</b>									
	70 violett			C0068306	C0068307				
	70 violett						C0068321		
	70 ungefärbt						C0069321		
	70 violett					C0068320			
	70 ungefärbt					C0069320			

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		8/0 (0,4)	7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)
<b>3/8-Kreis Rundkörpernadel Trokarspitze</b>									
 <b>DRT 22</b> 	70 violett							C0068377	
 <b>DRT 26</b> 	70 violett								C0068383
 <b>DRT 32</b> 	70 violett								C0068387
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
 <b>DRT 32</b> 	70 violett					C0068386		C0068309	
<b>3/8-Kreis Dreikant</b>									
 <b>DS 9</b> 	45 violett	C0068202							
	45 violett			C0068208					
	45 ungefärbt			C0069208					
 <b>DS 12</b> 	70 45 violett		C0068207	C0068508					
 <b>2xDS 12</b> 	45 violett		C0068769						
	45 ungefärbt		C0069207						
	70 violett		C0068507						
 <b>DS 12</b> 	70 ungefärbt		C0069331						
	45 violett	C0068206							
 <b>2xDS 12</b> 	45 violett	C0068706							

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
3/8-Kreis Dreikant										
DS 12 	45 ungefärbt	C0069206								
	70 violett	C0068506								
	70 ungefärbt	C0069330								
DS 16 	45 violett				C0068214					
	45 ungefärbt				C0069214					
	70 violett				C0068514					
	70 ungefärbt				C0069302					
	45 violett			C0068213						
	45 ungefärbt			C0069213						
	70 violett			C0068513						
	70 ungefärbt			C0069513						
	45 violett		C0068212							
	45 ungefärbt		C0069212							
	70 violett		C0068512							

Easyslide





Easyslide























Novosyn®

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
3/8-Kreis Dreikant									
	70 violett					C0068422			
	70 ungefärbt					C0069422			
	45 violett				C0068221				
	45 ungefärbt				C0069221				
	70 violett				C0068421				
	70 ungefärbt				C0069421				
	45 violett			C0068220					
	45 ungefärbt			C0069220					
	70 violett			C0068420					
	70 90 ungefärbt			C0069420 C0069223					
	45 violett		C0068219						
	45 ungefärbt		C0069219						
	70 violett		C0068419						
	70 ungefärbt		C0069419						










Easyslide

























Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
<b>3/8-Kreis Dreikant</b>									
 <p><b>DS 24</b></p>	70 violett							C0068237	
	70 ungefärbt							C0069237	
	70 violett					C0068236			
	70 ungefärbt					C0069236N1			
	90 45 ungefärbt				C0069535	C0069232			
	70 violett				C0068235				
	70 ungefärbt				C0069235N1				
	70 violett			C0068234					
	70 ungefärbt			C0069234					
	70 violett	C0068232							
	70 violett						C0068248		
	70 90 ungefärbt						C0069248 C0069148		
	70 violett					C0068247		C0068249	
	70 ungefärbt					C0069247			
	70 violett				C0068246				
	70 ungefärbt				C0069246				
 <p><b>DS 30</b></p>	70 violett							C0068258	
	70 ungefärbt					C0069256			
 <p><b>DS 35</b></p>	70 violett								C0069282
	70 ungefärbt								
 <p><b>DS 48</b></p>	70 ungefärbt								C0069282























Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)
3/8-Kreis Dreikant Mikroprecisionsspitze									
 <b>2xDSMP 6</b> 	45 violett	G0068850							
 <b>2xDSMP 7</b> 	45 violett		C0068708						
 <b>DSMP 7</b> 	45 ungefärbt		C0069601						
 <b>2xDSMP 7</b> 	45 ungefärbt		C0069709						
 <b>DSMP 7</b> 	70 violett	C0068407							
 <b>DSMP 11</b> 	45 ungefärbt			C0069608					
	45 violett		C0068685						
 <b>2xDSMP 11</b> 	45 violett		C0068726						
 <b>DSMP 11</b> 	45 ungefärbt		C0069607						
	70 45 violett	C0068684	C0068688						
 <b>DSMP 13</b> 	45 violett				C0068624				
	45 ungefärbt				C0069620				
 <b>2xDSMP 13</b> 	45 ungefärbt				C0069716				
	45 violett			C0068162					
 <b>DSMP 13</b> 	45 violett			C0068623					
	45 ungefärbt			C0069619					
	70 45 violett		C0068622	C0068723					
	45 ungefärbt		C0069618						






























Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	
3/8-Kreis Dreikant Mikropräzisionsspitze										
 <b>DSMP 13f</b> 	45 ungefärbt		C0069617							
	45 violett					C0068529				
	45 ungefärbt					C0069599				
	70 violett					C0068784				
	70 ungefärbt					C0069327				
	45 violett				C0068531					
	45 ungefärbt				C0069524					
	70 violett				C0068783					
	70 ungefärbt				C0069326					
	45 violett			C0068538						
 <b>DSMP 16</b> 	45 ungefärbt			C0069525						
	70 violett			C0068782						
	70 ungefärbt			C0069325						
	45 violett		C0068530							
										























Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)
3/8-Kreis Dreikant Mikroprecisionsspitze									
 DSMP 19	70 ungefärbt							C0069531	
	45 violett					C0068631			
	45 ungefärbt					C0069630			
	70 violett					C0068824			
	70 ungefärbt					C0069530			
	45 violett				C0068630				
	45 ungefärbt				C0069629				
	70 violett				C0068823				
	70 ungefärbt				C0069529				
	45 violett			C0068626					
	45 70 ungefärbt			C0069628 C0069528					
	 DSMP 24	45 violett						C0068022	
		45 ungefärbt						C0069657	
		70 violett						C0068865	
		70 ungefärbt						C0069554	
45 violett						C0068025			
45 ungefärbt						C0069656			
70 violett						C0068864			
70 45 70 ungefärbt					C0069655 C0069555		C0069556		
 DSMP 30		70 violett							C0068671























Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)
5/8-Kreis Rundkörpernadel									
 	70 violett								C0068416
 	70 violett								C0068817
 	90 violett								C0068810
 	90 violett								C0068828
 	70 violett							C0068415	C0068417
 	70 violett							C0068815	
 	90 violett							C0068775	
 	90 violett							C0068820	
 	70 violett						C0068414		
 	70 violett				C0068813	C0068818			
 	70 violett								C0068426
 	90 violett								C0068861

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)
<b>5/8-Kreis Rundkörperringel</b>									
 FR 36 	70 violett							C0068425	C0068427
 FR 40 	70 90 70 90 70 violett							C0068490 C0068866 C0068489	C0068491 C0068867
<b>5/8-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze</b>									
 FRC 10 	30 violett		C0068798						
<b>Gerade Rundkörperringel</b>									
 GR 19 	20 70 20 violett				C0068281		C0068284 C0068285		
 2xGR 19 	35 violett				C0068943				
 GR 19 	35 violett				C0068944				
 GR 19b 	20 violett				C0068288				
 GR 51 	90 violett						C0068185		
<b>Gerade Dreikant</b>									
 GS 13 	45 violett				C0068211				
 2xGS 13 	45 violett				C0068920				
 GS 51 	70 ungefärbt				C0069271				



















Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)
<b>Gerade Dreikant</b>									
  <b>GS 60</b>	70 violett							C0068266	
	70 45 ungefärbt						C0069465	C0069267	
	70 violett						C0068265		
	70 ungefärbt				C0069280	C0069265			
	70 violett								G0068924
  <b>GS 75</b>	70 violett								G0068924
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		8/0 (0,4)	7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)
<b>1/2-Kreis Lanzette Mikrospitze (m)</b>									
 <b>2xHLM 6</b>	30 violett	G0068715							
 <b>2xHLM 8</b>	45 violett			G0068966	G0068967	G0068968			
	45 ungefärbt			G0069740					
	45 30 violett	G0068740	G0068741						
									
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel</b>									
  <b>HR 26</b>	70 violett							C0068041N1	
  <b>HR 6</b>	30 45 violett		C0068149 C0068020						
	70 violett				C0068003				
  <b>HR 10</b>	45 ungefärbt			C0069802					
	70 violett			C0068002					











Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		8/0 (0,4)	7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)
1/2-Kreis Rundkörperringel									
HR 13 	70						C0068009		
	45 violett						C0068451		
 HR 13 	45 ungefärbt						C0069408		
	4 x 45 8 x 45 violett						C0088719 M0088191		
HR 13 	70 violett						C0068008		
	70 ungefärbt						C0069008		
	90 45 violett					C0068450			
	45 ungefärbt					C0069407			
 HR 13 	4 x 45 8 x 45 violett					C0088718 M0088190			
	HR 13 	70 violett					C0068007		
70 ungefärbt						C0069007			
45 violett				C0068449					
45 ungefärbt				C0069405					
70 violett				C0068006					
 HR 13ss 	70 violett						C0068120	C0068110	C0068111
	HR 17 	70 violett							C0068015
70 ungefärbt								C0069015	
 HR 17 	4 x 45 8 x 45 violett						C0088714 M0088187		
	HR 17 	70 violett						C0068014	
									
















Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		8/0 (0,4)	7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)
1/2-Kreis Rundkörpernadel									
 <b>2xHR 17</b> 	70 violett							C0068904	
 <b>HR 17</b> 	70 ungefärbt							C0069014	
 <b>HR 17</b> 	4 x 70 violett							C0088614	
 <b>HR 17</b> 	90 45 violett						C0088340	C0068854	
 <b>HR 17</b> 	4 x 45 violett						C0088713		
	4 x 45 ungefärbt						C0089713		
	8 x 45 violett						M0088185		
	8 x 45 ungefärbt						M0089020		
 <b>HR 17</b> 	70 violett						C0068013		
	70 ungefärbt						C0069013		
 <b>HR 17</b> 	4 x 70 8 x 70 violett						C0088613 M0088255		
	90 70 violett					C0068012	C0068853		
 <b>HR 17</b> 	70 ungefärbt					C0069012			
	 <b>2xHR 17</b> 	90 violett					C0068869		
 <b>HR 17</b> 	70 violett			C0068011					
 <b>HR 17b</b> 	8 x 45 violett							M0068153	
























Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		8/0 (0,4)	7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 HR 17b 	70 violett					C0068147	C0068152		
 2xHR 17b 	70 violett					C0068176			
 HR 17b 	70 violett				C0068144				
 2xHR 17b 	70 violett				C0068163				
 HR 17f 	70 violett					C0068888			
 HR 17s 	70 violett								C0068116
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
 HR 17s 	70 violett			C0068113	C0068114	C0068115		C0068118	
 HR 20 	70 90 70 violett			C0068765	C0068766 C0068763				
 HR 22 	70 120 20 violett					C0068880 C0068004	C0068032		
 HR 22 	4 x 45 8 x 45 4 x 70 violett					C0088731 M0088180 B0088631			
 HR 22 	70 violett 70 ungefärbt					C0068031 C0069031			




































Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 HR 22 Abziehnadel	8 x 70 violett					M0088250			
 2xHR 22	90 violett					C0068875			
 HR 22	120 20 45 violett				C0068078 C0068069 C0088325				
 HR 22	4 x 45 8 x 45 violett				C0088730 M0088178				
 HR 22 	70 violett				C0068030N1				
 HR 22 	70 ungefärbt				C0069030				
 HR 22 Abziehnadel	4 x 70 8 x 70 violett				C0088630 M0088249				
 2xHR 22	90 violett				C0068874				
 HR 22	90 violett				C0068877				
 HR 22	90 ungefärbt				C0069720				
 HR 22	4 x 45 8 x 45 violett			C0088729 M0088177					
 HR 22 	70 violett			C0068029N1					
 HR 22 	70 ungefärbt			C0069029					
 HR 22	4 x 70 8 x 70 violett			C0088629 M0088248					
HR 22	70 violett		C0068028						








Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
1/2-Kreis Rundkörperringel										
Easyblack 	70					C0068189				
	120 violett					C0068365				
Easyblack 	4 x 45					C0088732				
	8 x 45 violett					M0068188				
Easyblack 	70 violett					C0068186				
Easyblack 	70 violett					C0068192				
Easyblack 	8 x 45 violett				M0068182					
Easyblack 	70 violett				C0068181					
Easyblack 	70				C0068190					
	90 violett				C0068191					
Easyslide 	70 violett							C0068037		
Easyslide 	70 violett							C0068937		
Easyslide 	70 violett					C0068934	C0068036		C0068038	


















Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
1/2-Kreis Rundkörpernadel										
		70 violett						C0068043N1		
		70 ungefärbt						C0069043		
		90 violett						C0068543		
		90 ungefärbt						C0069543		
		70							C0068044	
		90							C0068544	C0068545
		120						C0068067		
		20						C0068018		
		45						C0068109		
				70 violett						
		4 x 45					C0088742			
		8 x 45					M0088172			
		8 x 45 violett								
		8 x 45 ungefärbt						M0089117		
		70					C0068042N1			
		70 violett								
		70 ungefärbt						C0069042		
		4 x 70					C0088642			
		8 x 70					M0088241			
		8 x 70 violett								
		90					C0068542N1			
		90 violett								
		90					C0068902			
		90 violett								
		90 ungefärbt					C0069540			
		120					C0068088			
		20					C0068079			
		90 violett								

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 HR 26	4 x 45 violett				C0088741				
	4 x 45 ungefärbt				C0089741				
	8 x 45 violett				M0088171				
	8 x 45 ungefärbt				M0089116				
  HR 26	70 ungefärbt				C0069041				
  HR 26	4 x 70 8 x 70 violett				C0088641 M0088239				
  HR 26	90 violett				C0068541N1				
  2xHR 26	90 violett				C0068901				
  HR 26	90 ungefärbt				C0069541				
  HR 26	4 x 45 8 x 45 violett			C0088740 M0088170					
  HR 26	70 violett			C0068040					
	70 ungefärbt			C0069040					
  HR 26	4 x 70 8 x 70 violett			C0088640 M0088237					
  HR 26	90 70 violett		C0068039	C0068540					
  HR 26b	70 violett					C0068209			
  HR 26b									







Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 	70 violett						C0068217		
 	8 x 45 violett				M0068200				
 	70 violett				C0068198				
 	70 violett				C0068210				
  Abziehnadel	8 x 70 violett				M0068201				
 	90 violett				C0068216				
 	70 violett			C0068196					
 	4 x 45 8 x 45 4 x 70 violett						B0088791 M0088165 B0088691		
 	70 violett						C0068091		
 	70 ungefärbt						C0069091		
 	8 x 70 violett						M0068295		
 	8 x 70 violett						M0088232		













Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
1/2-Kreis Rundkörperringel										
 Easyslide	90 violett							C0068591		
 Easyslide	4 x 45 8 x 45 4 x 70 violett								B0088792 M0088166 B0088692	
 Easyslide	70 violett								C0068092N1	
	70 ungefärbt								C0069092	
	8 x 70 violett								M0068305	
 Easyslide	8 x 70 violett								M0088233	
 Easyslide	90 violett								C0068592	
 Easyslide	4 x 45 4 x 70 violett									B0088793 B0088693
 Easyslide	70 violett									C0068093
 Easyslide	8 x 70 violett									M0088234
 Easyslide	90 violett									C0068613



Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 HR 26s <small>Easyslide</small>	45 violett					C0068019			
 HR 26s <small>Easyslide</small>	4 x 45 8 x 45 violett					C0088790 M0088164			
 HR 26s <small>Easyslide</small>	70 violett					C0068090			
	70 ungefärbt					C0069090			
	90 70 90 violett				C0068089 C0068589	C0068590			
	70 90 violett					C0068791	C0068100 C0068580	C0068642	
 HR 26ss <small>Easyslide</small>	70 90 violett								
 HR 26ss <small>Easyslide</small> Abziehnadel	4 x 45 8 x 45 violett					C0088810 M0088160			
 HR 30 <small>Easyslide</small>	4 x 70 violett						B0088662		
 HR 30 <small>Easyslide</small>	70 violett						C0068048N1		
	70 ungefärbt						C0069048		
	90 70 violett						C0068448	C0068049	C0068045
	4 x 45 4 x 70 violett					C0088761 B0088661			










Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 HR 30	70 violett					C0068047N1			
	70 ungefärbt					C0069047			
	90 violett					C0068447			
	70 violett				C0068046N1				
  HR 30	4 x 70 violett				C0088660				
  HR 30	90 violett				C0068446				
  HR 30s	70 violett					C0068547	C0068548	C0068549	
  HR 30ss	4 x 70 violett							B0088803	
  HR 30ss	70 violett							C0068559	
  HR 30ss	8 x 70 violett							M0088225	
  HR 30ss	90 violett							C0068646	
  HR 37	4 x 70 violett						B0088671		























Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
1/2-Kreis Rundkörperringel										
 HR 37	70 violett							C0068052N1		
	70 ungefärbt							C0069052		
	90							C0068552		
	90							C0068053		
	70 violett							C0068553	C0068054	
 HR 37	4 x 45 violett						C0088770			
	4 x 45 ungefärbt							C0089001		
	8 x 45							M0088146		
	4 x 70 violett							B0088670		
 HR 37	70 violett						C0068051N1			
	70 ungefärbt							C0069051		
 HR 37	8 x 70 violett						M0088219			
	90 violett							C0068551		
 HR 37	90 ungefärbt							C0069585		
	4 x 45							C0088769		
 HR 37	8 x 45 violett						M0088145			
	70 violett							C0068050		






Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 HR 37 	70 ungefärbt				C0069050				
	4 x 70 8 x 70 violett				C0088669 M0088218				
 HR 37 	90 violett				C0068550				
	4 x 45 violett						B0088796		
 HR 37s 	4 x 45 ungefärbt						B0089796		
	8 x 45 violett						M0088137		
	8 x 45						M0089132		
	4 x 70 ungefärbt						B0089696		
 HR 37s 	70 violett						C0068096N1		
	70 ungefärbt						C0069096		
 HR 37s 	4 x 70 8 x 70 violett						C0088696 M0088213		
	8 x 70 ungefärbt						M0089504		
	90 violett						C0068956N1		
 HR 37s 	90 violett						C0068956N1		
	90 ungefärbt						C0069596		








Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 HR 37s	4 x 45 violett								B0088797
	4 x 45 ungefärbt								B0089797
	8 x 45 violett								M0088139
	8 x 45 ungefärbt								M0089133
	4 x 70 violett								B0088697
 HR 37s	70 violett								C0068097N1
	70 ungefärbt								C0069097

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
1/2-Kreis Rundkörperringel										
 Easyslide	8 x 70 violett								M0088214	
	4 x 90 violett								B0088653	
 Easyslide	90 ungefärbt								C0069597	
	4 x 45 8 x 45 4 x 70 violett									B0088798 M0088140 B0088698
 Easyslide	70 violett									C0068098
	70 ungefärbt									C0069098
 Easyslide	8 x 70 violett									M0088215
	90 violett									B0068598
 Easyslide	90 ungefärbt									B0069598
	150 violett						C0068584			
 Easyslide	4 x 45 violett						C0088795			
	4 x 45 ungefärbt						C0089795			
 Easyslide	8 x 45 violett						M0088136			
	8 x 45 ungefärbt						M0089131			
 Easyslide	4 x 70 violett						B0088695			
	70 violett						C0068095			
 Easyslide	70 ungefärbt						C0069095			








Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 HR 37s <small>Easyslide</small>	8 x 70 violett					M0088212			
 HR 37s <small>Easyslide</small>	90 violett					C0068595			
 HR 37s <small>Easyslide</small>	90 ungefärbt					C0069595			
 HR 37s <small>Easyslide</small>	4 x 45 8 x 45 violett				C0088794 M0088135				
 HR 37s <small>Easyslide</small>	70 violett				C0068094				
 HR 37s <small>Easyslide</small>	70 ungefärbt				C0069099				
 HR 37s <small>Easyslide</small>	90 violett				C0068955				
 HR 37s <small>Easyslide</small>	90 ungefärbt				C0069594				
 HR 37ss <small>Easyslide</small>	4 x 45 8 x 45 violett						B0088806 M0088131		
 HR 37ss <small>Easyslide</small>	70 90 violett						C0068122 C0068576		
 HR 37ss <small>Easyslide</small>	4 x 45 8 x 45 4 x 70 violett							B0088807 M0088132 B0088707	
 HR 37ss <small>Easyslide</small>	70 90 70 violett					C0068121		C0068123 C0068577	B0068655








Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
1/2-Kreis Rundkörperringel										
 HR 40 Easyslide	70 90 70 violett						C0068381	C0068175 C0068569	C0068571	
 HR 40s Easyslide Schlinge	150 violett							B0068355		
 HR 40s Easyslide	4 x 45 8 x 45 violett							B0088766 M0088116		
 HR 40s Easyslide	70 90 violett 90 ungefärbt							C0068056 C0068556 C0069559		
 HR 40s Easyslide Schlinge	150 violett								B0068350	
 HR 40s Easyslide	4 x 45 8 x 45 4 x 70 violett								B0088767 M0088117 B0088667	
 HR 40s Easyslide	70 violett								C0068057N1	
 HR 40s Easyslide	8 x 70 violett								M0088207	









Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 HR 40s Easyslide	90 violett							C0068557N1	
	90 ungefärbt							C0069557	
 HR 40s Easyslide	4 x 45 8 x 45 4 x 70 violett								B0088768 M0088118 B0088668
 HR 40s Easyslide	70 violett								C0068058
 HR 40s Easyslide	8 x 70 violett								M0088208
 HR 40s Easyslide	90 violett								B0068558























Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)									
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)		
1/2-Kreis Rundkörperringel											
 HR 40s Easyslide	90 ungefärbt									B0069558	
	 HR 40s Easyslide	8 x 45 violett					M0088115				
70 violett						C0068055					
70 ungefärbt						C0069055					
 HR 40s Easyslide		90 violett					C0068467				
		90 ungefärbt					C0069467				
		70 violett				C0068059					
		90 violett				C0068466					
	90 ungefärbt				C0069466						
 HR 43 Easyslide	70 violett						C0068946				
	 HR 43 Easyslide	4 x 45 8 x 45 violett								B0088781 M0088110	
 HR 43 Easyslide		70 90 violett								C0068947 C0068847	
	 HR 43 Easyslide	4 x 45 8 x 45 violett								B0088782 M0088111	


























Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörpernadel									
 HR 43 Easyslide	70								
	90 violett								C0068948 B0068848
 HR 43s Easyslide	70 violett							C0068169	
 HR 48 Easyslide	4 x 45 violett						B0088786		
	4 x 45 ungefärbt						B0089786		
	8 x 45 violett						M0088102		
	8 x 45 ungefärbt						M0089140		
 HR 48 Easyslide	70 90 violett						C0068061 C0068561		
	90 ungefärbt						C0069561		
 HR 48 Easyslide Schlinge	150 violett							B0068119	
 HR 48 Easyslide	4 x 45 8 x 45 4 x 70 violett						B0088787 M0088103 B0088687		
 HR 48 Easyslide	70 violett						C0068062		
	90 violett						C0068562N1		
	90 ungefärbt						C0069562		
	120 violett								B0068779








Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)									
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)		
1/2-Kreis Rundkörperringel											
 HR 48 Easyslide	4 x 45										
	8 x 45										
	4 x 70 violett									B0088788 M0088104 B0088688	
 HR 48 Easyslide	70 violett									C0068063	
	 HR 48 Easyslide	8 x 70 violett									M0088204
 HR 48 Easyslide		90 violett									B0068563
	 HR 48 Easyslide	4 x 45								B0088785	
8 x 45 violett										M0088101	
70 violett										C0068060 C0068560	
 HR 48 Easyslide	90 ungefärbt									C0069564	
	70 violett						C0068099				
	90 ungefärbt						C0069565				
	 HR 60 Easyslide	70 violett								C0068065	








Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 HR 60 Easyslide Schlinge	150 violett								B0068380
 HR 60 Easyslide Schlinge	70 violett								C0068066 C0068068
 HR 65 Easyslide Schlinge	150 violett								B0068919
 HR 65 Easyslide Schlinge	70 4 x 70 90 150 violett								B0068072 B0088655 B0068639 B0068940
 HR 65 Easyslide Schlinge	240 violett								B0068930
 HR 65 Easyslide Schlinge	4 x 70 90 70 violett						B0068071		B0088656 B0068640
 HR 65 Easyslide Schlinge	70 ungefärbt						B0069064		
 HR 70 Easyslide Schlinge	70 violett						B0068803	B0068804	B0068183

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel</b>										
 HR 76 	70						B0068075			
	100							B0068926		
	70							B0068076		
	90							B0068579		
	150								B0068931	
	70					B0068074			B0068077	
	violett									
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze</b>										
 HRC 17 	70						C0068316	C0068081		
	violett									
 HRC 17 	4 x 45					C0088025				
	violett									
 HRC 17 	70				C0068314	C0068315				
	violett									
	70				C0069341					
	ungefärbt									
	70			C0068313						
	violett									
 HRC 17 	70			C0069340						
	ungefärbt									
	70		C0068312							
	violett									
 HRC 20s 	70					C0068785				
	violett									
 HRC 22 	70				C0068310	C0068331	C0068332	C0068333		
	120									
	70			C0068325	C0068326					
	violett									
 HRC 22 	70			C0069335						
	ungefärbt									
 HRC 26 	70						C0068343			
	violett									
 HRC 26 	4 x 45					C0088036				
	8 x 45					M0088037				
	violett									
 HRC 26 	70					C0068336				
	violett									
	90					C0069778				
	ungefärbt									







Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze									
 Easyslide	4 x 70 violett				B0088065				
 Easyslide	70 violett			C0068694	C0068335				
 Easyslide	70 violett						C0068721	C0068444	
	70 ungefärbt							C0069444	
	70 violett					C0068441			
 Easyslide	70 violett				C0068373	C0068372	C0068371	C0068374	
 Easyslide	90 violett							C0068375	
 Easyslide	70						C0068362		
	90						C0068141		
	4 x 70 70 90 violett							B0068124 C0068363 C0068142	
	90 ungefärbt							C0069867	
 Easyslide	90 violett								B0068143
 Easyslide	4 x 45 violett						C0088285		
 Easyslide	70						C0068361		
	90						C0068140		
	140					C0068852			
	70 90 violett					C0068360 C0068139			








Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze									
 <b>HRC 37s</b> 	70						C0068843		
	90						C0068895		
	70							C0068844	
	90							C0068896	B0068897
	70					C0068893	C0068842		
90					C0068894				
violett									
 <b>HRC 40</b> 	70						C0068909		
	violett								
	90						C0069903		
	ungefärbt								
90								C0068951	
70						C0068908			
violett									
 <b>HRC 40s</b> 	70							C0068960	
	90								
	70						C0068958		B0068992
	violett								
 <b>HRC 43</b>  <span style="float: right;">Schlinge</span>	150						B0068872		
	violett								
 <b>HRC 43</b> 	90						C0068977		
	violett								
 <b>HRC 43</b>  <span style="float: right;">Schlinge</span>	150							B0068873	
	violett								
 <b>HRC 43</b> 	90						C0068976		C0068978
	violett								









Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze									
	150 violett						B0068601	B0068602	
	70 90 70 90 70 violett					C0068625		C0068627 C0068982	C0068628 B0068983
	90 violett						C0068573		
	150 violett							B0068987	
	70 90 violett							C0068964 C0068574	
	150 violett								B0068988
	90 violett								B0068575











Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel Sicherheitsspitze stumpf (N)									
 HRN 30 Easyslide	70 violett				C0068638				
 HRN 35 Easyslide	70 violett					C0068517			
	90 ungefärbt				C0069550				
 HRN 40 Easyslide	90 violett							C0068637	
 HRN 45 Easyslide	90 violett								B0068648
 HRN 50 Easyslide	90 violett						C0068663	C0068664	
 HRN 50s Easyslide	90 violett							C0068228	B0068229
1/2-Kreis Rundkörperringel Trokarspitze									
 HRT 37 Easyslide	70						C0068393		
	90 violett						C0068652		
	90 ungefärbt						C0069663		
	70 violett							C0068391	












Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel Trokarspitze									
 <p>HRT 37</p>	90 violett							C0068653	
	90 ungefärbt							C0069664	
	90 violett								B0068654
	70 violett						C0068392		
	90 violett						C0068651		
	90 violett							C0069662	
	90 ungefärbt						C0069662		
	90 violett					C0068650			
 <p>HRT 37s</p>	90 ungefärbt				C0069661				
	70 violett								
	90 violett							C0068396	
	70 violett							C0068533	
	70 violett								C0068397
	90 violett								C0068534
	70 violett								B0068535
	90 violett					C0068384	C0068395		
 <p>HRT 40</p>	70 violett						C0068023	C0068024	
	 <p>HRT 40s</p>	70 violett							C0068484
		70 ungefärbt						C0069672	
 <p>HRT 43</p>	150 violett							B0068346	B0068347
	 <p>HRT 43</p>	90 violett						C0068997	C0068472

















Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
1/2-Kreis Rundkörperringel Trokarspitze										
	150 violett						B0068356	B0068357		
	70 90 violett							C0068474	C0068353 B0068473	
	70 90 violett						C0068401 C0068501			
	150 violett							B0068370		
	70 90 violett							C0068402 C0068502		
	150 violett								B0068918	
	90 70 90 violett					C0068400 C0068500			B0068503	






















Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
<b>1/2-Kreis Rundkörpernadel Trokarspitze</b>										
 HRT 80 ⊕ Easyslide	90 violett								G0068788	
	<b>1/2-Kreis Dreikant</b>									
 HS 15 ▼ Easyslide	45 violett			C0068204						
	45 ungefärbt			C0069204						
 HS 15 ▼ Easyslide	70 45 violett		C0068203	C0068250						
	45 ungefärbt		C0069203							
 HS 18 ▼ Easyslide	70 violett			C0068522						
	70 ungefärbt			C0069322						
 HS 18 ▼ Easyslide	70 violett		C0068439							
	45 violett				C0068226					
 HS 21 ▼ Easyslide	70 ungefärbt				C0069425					
	45 violett			C0068225						
 HS 23 ▼ Easyslide	70 ungefärbt						C0069432	C0069433		
	70 violett					C0068431				C0068429
 HS 23 ▼ Easyslide	70 ungefärbt					C0069431				
	45 violett				C0068230					
 HS 23 ▼ Easyslide	45 ungefärbt				C0069230					
	70 violett				C0068430					
 HS 23 ▼ Easyslide	70 ungefärbt				C0069430					

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Dreikant									
 <b>HS 26</b> 	70 violett					C0068242	C0068243	C0068244	
	70 ungefärbt					C0069441			
	70 violett				C0068241				
	70 ungefärbt				C0069440				
	70 violett						C0068291		
 <b>HS 26s</b> 	70 violett						C0069084		
	70 ungefärbt								
	70 violett							C0068292	
	8 x 45 violett					M0088081			
 <b>HS 26s</b> 	70 violett					C0068290			
	70 ungefärbt					C0069290			
	70 violett				C0068641				
	70 ungefärbt							C0069083	
 <b>HS 26ss</b> 	70 violett								C0068084
	70 ungefärbt								
	70 violett								
 <b>HS 30</b> 	70 violett						C0068252		
	70 ungefärbt						C0069451		
	70 90 violett							C0068253 C0068493	
	70 violett					C0068251			
	70 ungefärbt					C0069450			
	70 ungefärbt								









Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Dreikant									
 <p>HS 37</p>	90 violett						C0068496		
	90 ungefärbt						C0069295		
	90 violett							C0068497	
	90 ungefärbt							C0069296	
	90 violett								B0068498
	90 ungefärbt								B0069297
	90 violett						C0068495		
	90 ungefärbt						C0069294		
	90 violett					C0068494			
	90 ungefärbt								
	90 violett							C0068296N1	
	70 ungefärbt							C0069196	
90 violett							C0068582		
 <p>HS 37s</p>	4 x 45 violett							B0088705	
70 violett								C0068297	
70 ungefärbt								C0069197	
90 violett								C0068583	C0068298
90 violett									B0068599
70 violett						C0068294N1			
70 ungefärbt						C0069195			
90 violett						C0068596			

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
1/2-Kreis Dreikant										
 Easyslide	3 x 45 violett							B0088701		
 Easyslide	70 violett							C0068086	C0068087	
	70 ungefärbt								C0069087	
	70 violett					C0068085				
 Easyslide	90 violett						C0068485	C0068486	C0068487	B0068488
 Easyslide	70							C0068268		
	90							C0068586		
	70								C0068269	
	90								C0068587	B0068588
	70 violett					C0068267 C0068585				
 Easyslide	70							C0068261		
	90							C0068461		
	violett									
	90 ungefärbt							C0069362		
	70 violett								C0068262	
	90 violett								C0068462N1	
	90 ungefärbt								C0069363	
	90 violett									B0068463
90 ungefärbt									B0069364	
1/2-Kreis Dreikant Mikropräzisionsspitze										
 Easyslide	45 ungefärbt		C0069591	G0069593						
 Easyslide	45 violett	C0068758								

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		8/0 (0,4)	7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)
1/2-Kreis Dreikant Mikroprecisionsspitze									
 <b>2xHSMP 9</b> 	35 violett	C0068673							
 <b>HSMP 15</b> 	45 ungefärbt					C0069636			
Haken Rundkörperringel									
 <b>JR 30</b> 	70 violett							C0068475	
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
 <b>JR 30s</b> 	70 violett							C0068481	
 <b>JR 40s</b> 	70 violett							C0068478	
Haken Rundkörperringel kurze schneidende Spitze									
 <b>JRC 30s</b> 	120 violett						C0068194		
 <b>2xJRC 30s</b> 	45 violett						C0068479		
 <b>JRC 30s</b> 	70 120 violett					C0068193		C0068476	

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
Progressiv/asymptotisch Rundkörperringel kurze schneidende Spitze									
 PRC 24 	120 violett					C0068807			
Skinadel Rundkörperringel									
 SKR 19 	120 20 45 120 20 violett			C0068755 C0068752		C0068756 C0068753 C0068154	C0068757		
 SKR 26 	120 20 120 20 violett					C0068744 C0068746	C0068751 C0068749	C0068781	
 SKR 26  Schlinge	40 violett					C0068745			
 SKR 26b 	20 violett						C0068287		
1/4-Kreis Lanzette Mikrospitze (M)									
 VLM 6 	45 ungefärbt		G0069201						
 2xVLM 6 	30 45 violett	G0068616 G0068737							
 2xVLM 8	45 20 45 violett 45 ungefärbt			G0068736					
 2xVLM 8 	20 45 violett	G0068733 G0068734		G0068748 G0068735					
 VLM 8 	45 violett	G0068778							
 2xVLM 8 	45 ungefärbt	G0069734							



Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
1/4-Kreis Lanzette Mikrospitze (M)									
 <b>VLM 8</b> 	70 violett	G0068299							
 <b>2xVLM 10</b> 	45 violett		G0068739						
 <b>VLM 10</b> 	45 violett	G0068718							
 <b>2xVLM 10</b> 	45 violett	G0068738							

	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
Kurzfäden									
1 Faden à 140 cm	1 x 140 violett					C0058208			
1 Faden à 140 cm	1 x 140 ungefärbt					C0059208			
1 Faden à 250 cm	1 x 250 violett					G0058717			
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 violett					B0058647			
12 Fäden à 45 cm	12 x 45 violett					B0058667			
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 ungefärbt					B0059647			
12 Fäden à 45 cm	12 x 45 ungefärbt					B0059667			
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 violett					C0058627			
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 ungefärbt					C0059627			
10 Fäden à 60 cm	10 x 60 violett					B0058567			
2 Fäden à 70 cm	2 x 70 violett					C0058407			
5 Fäden à 70 cm	5 x 70 violett					C0058447			
5 Fäden à 70 cm	5 x 70 ungefärbt					C0059447			
5 Fäden à 90 cm	5 x 90 violett					C0058457			
1 Faden à 140 cm	1 x 140 violett						C0058209		
1 Faden à 150 cm	1 x 150 violett						B0058709		
1 Faden à 250 cm	1 x 250 violett						G0058719		
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 violett						B0058649		

	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	
12 Fäden à 45 cm	12 x 45 violett							B0058669		
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 ungefärbt							B0059649		
12 Fäden à 45 cm	12 x 45 ungefärbt							B0059669		
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 violett							C0058629		
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 ungefärbt							C0059629		
10 Fäden à 60 cm	10 x 60 violett							B0058568		
5 Fäden à 70 cm	5 x 70 violett							B0058449		
2 Fäden à 70 cm	2 x 70 ungefärbt							C0059409		
1 Faden à 140 cm	1 x 140 violett								C0058210	
1 Faden à 150 cm	1 x 150 violett								B0058708	
1 Faden à 250 cm	1 x 250 violett								G0058720	
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 violett								B0058650	
12 Fäden à 45 cm	12 x 45 violett								B0058670	
12 Fäden à 45 cm	12 x 45 ungefärbt								B0059670	
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 violett								C0058630	
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 ungefärbt								C0059630	
5 Fäden à 70 cm	5 x 70 violett								B0058450	
5 Fäden à 70 cm	5 x 70 ungefärbt								B0059450	
2 Fäden à 70 cm	2 x 70 violett								C0058410	
2 Fäden à 70 cm	2 x 70 ungefärbt								C0059410	

	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
Kurzfäden									
1 Faden à 140 cm	1 x 140 violett				C0058207				
1 Faden à 140 cm	1 x 140 ungefärbt				C0059207				
1 Faden à 250 cm	1 x 250 violett				G0058716				
1 Faden à 250 cm	1 x 250 ungefärbt				G0059716				
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 violett				C0058626				
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 violett				C0058646				
12 Fäden à 45 cm	12 x 45 violett				C0058666				
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 ungefärbt				C0059626				
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 ungefärbt				C0059646				
12 Fäden à 45 cm	12 x 45 ungefärbt				C0059666				
10 Fäden à 60 cm	10 x 60 violett				C0058183				
2 Fäden à 70 cm	2 x 70 violett				C0058406				
5 Fäden à 70 cm	5 x 70 violett				C0058446				
5 Fäden à 70 cm	5 x 70 ungefärbt				C0059446				
5 Fäden à 90 cm	5 x 90 violett				C0058456				
1 Faden à 140 cm	1 x 140 violett			C0058205					
1 Faden à 140 cm	1 x 140 ungefärbt			C0059205					
1 Faden à 250 cm	1 x 250 violett			G0058715					
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 violett			C0058625					

	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
Kurzfäden									
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 violett			C0058645					
12 Fäden à 45 cm	12 x 45 violett			C0058665					
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 ungefärbt			C0059625					
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 ungefärbt			C0059645					
12 Fäden à 45 cm	12 x 45 ungefärbt			C0059665					
10 Fäden à 60 cm	10 x 60 violett			C0058182					
2 Fäden à 70 cm	2 x 70 violett			C0058405					
5 Fäden à 70 cm	5 x 70 violett			C0058445					
2 Fäden à 70 cm	2 x 70 ungefärbt			C0059405					
5 Fäden à 70 cm	5 x 70 ungefärbt			C0059445					
1 Faden à 140 cm	1 x 140 violett		C0058204						
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 violett		C0058624						
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 violett		C0058644						
12 Fäden à 45 cm	12 x 45 violett		C0058664						
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 ungefärbt		C0059624						
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 ungefärbt		C0059644						
12 Fäden à 45 cm	12 x 45 ungefärbt		C0059664						
10 Fäden à 60 cm	10 x 60 violett		C0058181						
2 Fäden à 70 cm	2 x 70 violett		C0058404						
5 Fäden à 70 cm	5 x 70 violett		C0058444						
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 violett	C0058623							
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 violett	C0058643							

	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
Kurzfäden									
10 Fäden à 60 cm	10 x 60 violett	C0058180							

# Monosyn® Quick

## Resorbierbares Nahtmaterial

### Beschreibung

Monosyn® Quick ist ein kurzfristig reißfestes, resorbierbares, synthetisches monofiles Nahtmaterial, das aus einem Triblockpolymer aus Glycolid, Epsilon-Caprolacton und Trimethylencarbonat besteht.

### Indikationen

Monosyn® Quick ist indiziert für die Anwendungsbereiche, in denen gemäß chirurgischer Praxis kurzfristig reißfestes, resorbierbares Nahtmaterial eingesetzt wird, besonders bei folgenden Indikationen:

- Hautnähte, insbesondere in der Kinderchirurgie
- Episiotomie (Gynäkologie)
- Zirkumzision (Urologie)



## Monosyn® Quick





















### Produktübersicht

Fadenaufbau	monofil
Farbe	ungefärbt
Material	Glykonat
Beschichtung	keine
Stärke	USP 1 bis USP 6/0
Sterilisation	Ethylenoxid












### Reißkraft-/Resorptionsprofil

Tage nach der Implantation	verbleibende Reißkraft
1. Tag	100 %
5 Tage	70 - 80 %
10 Tage	20 - 30 %
56 Tage	vollständige Resorption


















# Monosyn® Quick

Nadel	Faden	USP (metric)							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 <b>HR 13</b> 	45 ungefärbt	C0025193	C0025194	C0025195					
 <b>HR 17</b> 	45 70 ungefärbt	C0025216	C0025051	C0025052	C0025053				
 <b>HR 22</b> 	45 70 ungefärbt			C0025245	C0025246	C0025247			
 <b>HR 26</b> 	70 ungefärbt			C0025057	C0025058	C0025059			
 <b>HR 37s</b> 	70 90 ungefärbt				C0025064 C0025070	C0025065 C0025071	C0025066 C0025072	C0025067 C0025073	
 <b>HR 40s</b> 	70 90 ungefärbt				C0025080	C0025076	C0025077 C0025082	C0025078 C0025083	
 <b>HR 48</b> 	90 ungefärbt						C0025087	C0025088	
5/8-Kreis Rundkörperringel									
 <b>FR 26</b> 	70 ungefärbt					C0025047			
Gerade Rundkörperringel									
 <b>GR 19</b> 	45 ungefärbt		C0025114	C0025115					
3/8-Kreis Rundkörperringel Trokarspitze									
 <b>DRT 12</b> 	45 ungefärbt	C0025235							



Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel Trokarspitze</b>									
 Easyslide	70 ungefärbt		C0025152						
 Easyslide	90 120 ungefärbt					C0025091 C0025096			
 Easyslide	70 ungefärbt					C0025103			
<b>3/8-Kreis Dreikant</b>									
 Easyslide	45 70 ungefärbt	C0025134	C0025135 C0025323	C0025136	C0025169				
 Easyslide	45 70 ungefärbt		C0025125 C0025331	C0025126 C0025332	C0025333				
 Easyslide	45 70 ungefärbt	C0025005	C0025001 C0025006	C0025002 C0025007	C0025003 C0025008				
 Easyslide	70 ungefärbt			C0025011	C0025012	C0025013			
 Easyslide	70 ungefärbt				C0025014	C0025015			
<b>1/2-Kreis Dreikant</b>									
 Easyslide	45 ungefärbt		C0025143						
<b>Gerade Dreikant</b>									
 Easyslide	70 ungefärbt			C0025180	C0025181	C0025182			
 Easyslide	70 ungefärbt				C0025186				

# Monosyn® Quick

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
3/8-Kreis Trapezoidal micro engraved Mikroprecisionsspitze									
DGMP 11 	45 ungefärbt	C0025807	C0025805						
DGMP 13 	45 ungefärbt		C0025806	C0025802					
DGMP 16 	45 ungefärbt			C0025803					
DGMP 19 	45 70 ungefärbt		C0025808	C0025804	C0025801				
DGMP 24 	45 ungefärbt				C0025809				
3/8-Kreis Dreikant Mikroprecisionsspitze									
 DSMP 11 	45 ungefärbt	C0025020	C0025021						
 DSMP 13 	45 70 ungefärbt	C0025023	C0025024 C0025113	C0025025 C0025337					
 DSMP 16 	45 70 ungefärbt	C0025027	C0025028	C0025029 C0025130	C0025030				
 DSMP 19 	45 70 ungefärbt		C0025031	C0025032 C0025036	C0025033 C0025037	C0025038			
 DSMP 24 	45 70 ungefärbt			C0025039 C0025042	C0025040 C0025043	C0025044			
1/2-Kreis Dreikant Mikroprecisionsspitze									
 HSMP 15 	45 ungefärbt			C0025101					

# Monosyn®

## Resorbierbares Nahtmaterial


### Beschreibung

Monosyn® ist ein mittelfristig reißfestes, resorbierbares, synthetisches, monofiles Nahtmaterial, das aus einem Triblockcopolymer aus Glycolid, ε-Caprolacton und Trimethylencarbonat besteht.

### Indikationen


Monosyn® ist indiziert für die Anwendungsbereiche, in denen gemäß chirurgischer Praxis monofile, synthetische, mittelfristig reißfeste, resorbierbare Nahtmaterialien eingesetzt werden, besonders bei folgenden Indikationen:

- Allgemeinchirurgie
- Gynäkologie
- Urologie
- Mundchirurgie
- Subkutaner und intrakutaner Hautverschluss



























## Monosyn®























### Produktübersicht










Fadenaufbau	monofil
	
Farbe	violett, ungefärbt
Material	Glykonat
Stärke	USP 2 bis USP 7/0
Sterilisation	Ethylenoxid






















### Reißkraft-/Resorptionsprofil

















Tage nach der Implantation	verbleibende Reißkraft
1. Tag	100 %
14 Tage	50 %
60 - 90 Tage	vollständige Resorption

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
3/8-Kreis Trapezoidal micro engraved Mikroprecisionsspitze									
DGMP 11 	45 ungefärbt		C0023709	C0023705					
DGMP 13 	45 ungefärbt		C0023710	C0023706	C0023702				
DGMP 16 	70 45 ungefärbt			C0023707	C0023703	C0023711			
DGMP 19 	70 45 ungefärbt	 			C2023704	C2023701			
	45 ungefärbt			C0023708					
3/8-Kreis Rundkörpernadel									
 2xDR 10 	90 violett		C0022829						
 DR 12 	70 violett			C0022096					
 2xDR 12 	90 violett			C0022830					
 DR 12 	70 violett		C0022095						
 DR 18 	30 violett	Schlinge				C0022783			
 DR 18 	70 violett			C0022093					
 DR 22 	70 violett					C2022100			
	70 violett				C0022110				
 DR 26 	70 violett						C2022118		
	120 70 violett					C0022121 C0022117			
	70 violett						C0022106	C0022125	C0022126











Nadel	Faden	USP (metric)									
		Länge mm	Länge cm	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1
		mm	cm	(0.5)	(0.7)	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)
3/8-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze											
 <b>DRC 10</b> 	70 violett				C0022382						
 <b>DRC 12</b> 	70 violett					C0022403					
 <b>2xDRC 12</b> 	70 violett					C0022845					
 <b>DRC 12</b> 	70 violett				C0022392						
 <b>2xDRC 12</b> 	70 violett				C0022832						
 <b>DRC 22</b>  	70 violett						C2022354	C2022355			
 <b>DRC 26</b>  	70 violett								C2022366		
3/8-Kreis Rundkörperringel Trokarspitze											
 <b>DRT 18</b> 	70 violett				C0022343	C0022344					
 <b>DRT 26</b> 	70 violett							C0022365			
 <b>DRT 32</b> 	70 violett								C0022376	C0022377	C0022378
















Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
3/8-Kreis Dreikant									
 DS 12	45 violett				C0022104				
	 70 ungefärbt				C2023414				
	45 70 violett			C0022103 C0022210					
	 70 ungefärbt			C2023413					
	45 violett		C0022102						
	 70 ungefärbt		C2023412						
	45 violett				C0022421				
	 70 ungefärbt				C2023425				
	45 violett				C0022420				
	 45  70 ungefärbt				C2023303 C2023424				
 45 violett			C2022419						
 70 ungefärbt			C2023423						

























Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	
3/8-Kreis Dreikant										
 DS 19		70							C0022239	
		violett								
		70							C0023406	
		ungefärbt								
		45					C0022505			
		violett								
		45					C2023205			
		ungefärbt								
		70					C2022205			
		violett								
		70					C2023405			
		ungefärbt								
		45				C2022504				
		violett								
		45				C2023204				
	ungefärbt									
	70				C2022204					
	violett									
	70				C2023404					
	ungefärbt									
	45			C0023503						
	ungefärbt									
		70			C2023403					
	ungefärbt									
 DS 24		70							C0023181	
		45						C0023116		
		ungefärbt								
		70						C2022216		
		violett								
		70						C2023216		
		45					C2023115			
	ungefärbt									
	70					C2022215				
	violett									
		70			C2023214	C2023215				
	ungefärbt									
 DS 30		70							C0023437	
		ungefärbt								
		70						C2022231	C2022232	
	violett									
		70						C2023436		
	ungefärbt									















Nadel	Faden	USP (metric)									
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)		
Länge mm	Länge cm Farbe										
3/8-Kreis Dreikant Mikroprecisionsspitze											
<b>DSMP 13</b> 		45					C0023605				
		ungefärbt									
		45				C0022434					
		violett									
		45					C2023604				
		ungefärbt									
		45			C2023613	C2023614					
		ungefärbt									
		70			C0023162						
		ungefärbt									
				45					C2023625		
				70						C2023628	
ungefärbt											
45						C0022444					
violett											
45						C2023624					
		70					C0022141				
		violett									
		70				C2023627					
		45			C2023623						
		ungefärbt									
				45						C0023637	
ungefärbt											
70								C2023636			
45							C2023633				
70							C2023635				
45						C2023634					
		70									
		ungefärbt									
		70									
		45									
		70									
		ungefärbt				C2023632					
5/8-Kreis Rundkörpernadel											
		70							C2022621		
		violett									
		70						C0022736			
		violett									
















































Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
5/8-Kreis Rundkörpernadel									
 FR 26	70 ungefärbt							C0023620	
	70 violett							C2022620	
	90 violett							C0022625	
 2xFR 26	90 violett							C0022740	
 FR 26	70 violett						C0022619		
 2xFR 26	70 90 70 violett				C0022734		C0022735 C0022727		
 FR 36	70 violett						C0022636	C0022637	
 FR 36 + FR 26	90 violett						C0022151		
 2xFR 36	90 violett						C0022729	C0022730	
 FR 40	70 violett						C0022629	C0022630	
Gerade Rundkörpernadel									
 GR 19	30 violett				C0022410	C0022406			
 GR 65	90 violett					C0022679			





















Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
<b>Gerade Dreikant</b>									
 <b>GS 51</b> 	70 ungefärbt				C0023279	C0023280	C0023281		
 <b>GS 60</b> 	70 ungefärbt						C0023286		
	70 ungefärbt					C2023285			
	70 ungefärbt				C0023284				
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel</b>									
 <b>HR 10</b> 	70 violett		C0022123						
	70 violett				C0022009				
	70 ungefärbt			C0023008					
<b>HR 13</b> 	70 violett			C2022008					
	70 violett		C0022007						
	70 ungefärbt		C0023007						
 <b>HR 13b</b> 	70 violett		C0022301						
 <b>HR 17</b> 	4 x 45 violett					C0022502			
<b>2xHR 17</b> 	70 violett					C0022805			
 <b>HR 17</b> 	70 ungefärbt					C0023005			
	70 violett					C2022005			
 <b>HR 17</b> 	4 x 45 violett				C0022501				










Nadel	Faden	USP (metric)								
		Länge mm	Länge cm	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)
1/2-Kreis Rundkörperradel										
 <b>2xHR 17</b> 	70 violett						C0022804			
 <b>HR 17</b>  	70 ungefärbt						C0023004			
	70 violett						C2022004			
	90 violett							C0022811		
 <b>2xHR 17</b> 	70 violett					C0022803				
 <b>HR 17</b>  	70 ungefärbt					C0023003				
	70 violett						C2022003			
	70 violett				C0022002					
 <b>HR 17b</b> 	70 violett							C0022689		
 <b>2xHR 17b</b> 	70 violett						C0022626			
 <b>HR 17b</b> 	70 violett					C0022616	C0022688			
 <b>HR 22</b>  	30 violett								C0022018	
	70 violett								C2022016	
	30 violett								C0022017	
 <b>HR 22</b>  	4 x 45 violett							C0022511		
 <b>2xHR 22</b> 	70 violett							C0022815		

Nadel	Faden	USP (metric)									
		Länge mm	Länge cm	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1
		mm	Farbe	(0.5)	(0.7)	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)
1/2-Kreis Rundkörpernadel											
 HR 22	70							C0023015			
	ungefärbt										
 2xHR 22	70							C2022015			
	violett										
 HR 22	90							C0022915			
	violett										
 2xHR 22	90							C0023915			
	ungefärbt										
 HR 22	4 x 45						C0022510				
	4 x 70						C0022061				
 2xHR 22	violett										
 HR 22	70						C0022814				
	violett										
 HR 22	70						C0023014				
	ungefärbt										
 2xHR 22	70						C2022014				
	violett										
 HR 22	90						C0022914				
	violett										
 HR 22	45					C2022413					
	violett										
 HR 22	70					C0022013					
	violett										
 HR 22b	45				C0022412						
	violett										
 HR 22b	70							M0022148	C0022661		
	8 x 45										
 2xHR 22b	violett										
 HR 22b	70							C0022639			
	violett										
 HR 22b	70							C2022660			
	violett										
 HR 22b	8 x 45						M0022627				
	4 x 70						C0022064				
 2xHR 22b	violett										
 HR 22b	70						C0022632				
	violett										








Nadel		Faden	USP (metric)							
			7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
Länge mm		Länge cm Farbe								
1/2-Kreis Rundkörperringel										
			70 violett				C2022659			
			90 violett				C0022638			
			70 violett						C2022027	
			70 120 30 violett					C0022525 C0022023		C0022028
		Abziehnadel	4 x 45 violett					C0022523		
			70 violett					C0022836		
			70 ungefärbt					C0023026		
			70 violett					C2022026		
			90 violett						C0022826	
			90 120 30 violett					C0022424 C0022022		
		Abziehnadel	4 x 45 4 x 70 violett					C0022522 C0022572		
			70 violett					C0022835		










Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 <b>HR 26</b> 	70 ungefärbt						C0023025		
	70						C2022025		
	90 violett						C2022425		
 <b>2xHR 26</b> 	90 violett						C2022825		
 <b>HR 26</b> 	4 x 45 8 x 45 4 x 70 violett					C0022521 M0022260 C0022571			
 <b>2xHR 26</b> 	70 violett					C0022823			
 <b>HR 26</b> 	70 ungefärbt					C0023024			
	70 violett					C2022024			
 <b>2xHR 26</b> 	90 violett					C0022824			
 <b>HR 26</b> 	90 violett					C2022422			
 <b>HR 26b</b> 	70 violett						C0022358		
 <b>2xHR 26b</b> 	70 violett						C0022654		
 <b>HR 26b</b> 	8 x 45 violett					M0022153			





















Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 <b>HR 26b</b>  Abziehnadel	8 x 45 violett					M0022645			
 <b>2xHR 26b</b> 	70 violett					C0022649			
 <b>HR 26b</b>  	70 violett					C2022357			
 <b>HR 26b</b>  Abziehnadel	8 x 70 violett					M0022646			
 <b>2xHR 26b</b> 	90 violett					C0022650			
 <b>HR 26b</b> 	70 violett				C0022643				
 <b>HR 26s</b>  	70 violett							C0022087	
	90 violett							C0022487	
	70 violett								C0022088
	90 violett								C0022488
	70 violett							C2022086	
 <b>HR 26s</b> 	90 violett							C0022486	
	70 violett					C0022085			
	90 violett					C0022485			
	70 violett				C0022084				
 <b>HR 30</b> 	70 violett								C0022038



















Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 2xHR 30 Easyslide	70 violett							C0022436	
 HR 30 Easyslide	70 violett							C2022036	
 2xHR 30 Easyslide	90 70 violett						C0022435	C0022536	
 HR 30 Easyslide	70 violett							C2022035	
 2xHR 30 Easyslide	90 violett							C0022535	
 HR 37 Easyslide	4 x 45 violett								B0022543
 HR 37	70 violett								C2022047 C2022048
 HR 37 Easyslide	90 violett								C0022448
 HR 37 Easyslide	70 90 70 90 violett						C2022045 C2022445	C2022046 C2022446	







Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 HR 37s	70 violett							C0022057	
	90 ungefärbt							C0023081	
	90 violett								C2022458
	70 violett						C0022056		
	90 ungefärbt						C0023456		
	90 violett						C2022456		
 HR 40s	4 x 45 violett							B0022548	
 HR 40s	70							C2022067	
	90							C2022467	
	70								C2022068
	90 violett								C2022468
 HR 40s	70 violett						C0022066		
90 violett							C0022466		
 HR 48	90 violett							C2022077	
 HR 48	4 x 45 violett								B0022554
 HR 48	90 violett						C2022076		C2022078

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/2-Kreis Rundkörpernadel									
	70 violett								B0022760
	90 violett								B0022493
1/2-Kreis Rundkörpernadel kurze schneidende Spitze									
	70 violett					C2022305			
1/2-Kreis Rundkörpernadel Sicherheitsspitze stumpf (N)									
	90 violett								C0022453
1/2-Kreis Rundkörpernadel Trokarspitze									
	70 violett		C0022310	C0022311					
	70 violett					C0022325	C0022326		
	70 violett					C0022725			
	70 violett				C0022324				
	70 violett				C0022724				

Nadel	Faden	USP (metric)									
		Länge mm	Länge cm	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/2-Kreis Rundkörpernadel Trokarspitze											
 <b>HRT 17</b> 	70 violett			C0022322	C0022323						
 <b>2xHRT 22</b> 	70 90 70 90 violett						C0022330 C0022430	C0022331 C0022431			
 <b>HRT 26</b> 	70 90 70 90 violett								C0022307 C0022507	C0022308 C0022508	
 <b>2xHRT 26</b> 	70 violett							C0022405			
 <b>HRT 26</b> 	70 violett						C0022304				
 <b>2xHRT 26</b> 	70 violett						C0022404				
 <b>HRT 30</b> 	70 violett								C0022336	C0022337 C0022338	
 <b>2xHRT 30</b> 	70 violett								C0022441		
 <b>HRT 30</b> 	70 violett							C0022335			
 <b>2xHRT 30</b> 	70 violett							C0022440			

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/2-Kreis Rundkörpernadel Trokarspitze									
 <b>HRT 37</b> 	70							C0022317	
	90							C0022517	
	70								C0022318
	90								C0022518
	70					C0022315	C0022316		
violett									
 <b>HRT 40</b> 	90							C0022527	C0022528
	violett								
 <b>HRT 48</b> 	90							C0022332	C0022333
	violett								
1/2-Kreis Dreikant									
 <b>HS 18</b> 	70			C0023263	C0023264				
	ungefärbt								
 <b>HS 23</b> 	70						C0023226		
	ungefärbt								
	70					C2023225			
	ungefärbt								
	70				C0023224				
ungefärbt									
 <b>HS 26</b> 	70						C2023240		
	ungefärbt								
	70					C0023239			
	ungefärbt								
70						C2022236			
violett									
 <b>HS 26s</b> 	70								C0023230
	ungefärbt								
 <b>HS 30</b> 	70						C0023250	C0023251	
	ungefärbt								
 <b>HS 37</b> 	70					C0023235		C0023237	C0023238
	ungefärbt								

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/2-Kreis Dreikant									
 HS 40 Easyslide	90 ungefärbt							C0023247	C0023248
 HS 48 Easyslide	90 ungefärbt							C0023259	C0023258
Skinadel Rundkörpernadel									
 SKR 19 Easyslide	120 violett					C0022714			
 SKR 26 Easyslide	120 30 120 30 violett					C0022717 C0022715	C0022718 C0022716		

	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
Kurzfäden									
1 Faden à 140 cm	1 x 140 violett							C0020037	
Kurzfäden									
1 Faden à 250 cm	1 x 250 violett							G0020047	
Kurzfäden									
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 violett							B0020017	
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 violett							C0020007	
5 Fäden à 70 cm	5 x 70 violett							C0020027	
1 Faden à 140 cm	1 x 140 violett								C0020038
Kurzfäden									
1 Faden à 250 cm	1 x 250 violett								G0020048
Kurzfäden									
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 violett								B0020018
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 violett								C0020008
1 Faden à 140 cm	1 x 140 violett						C0020036		
Kurzfäden									
1 Faden à 250 cm	1 x 250 violett						G0020046		
Kurzfäden									
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 violett						C0020006		
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 violett						C0020016		
5 Fäden à 70 cm	5 x 70 violett						C0020026		
1 Faden à 140 cm	1 x 140 violett					C0020035			
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 violett					C0020005			
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 violett					C0020015			

	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
Kurzfäden									
5 Fäden à 70 cm	5 x 70 violett				C0020025				
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 violett			C0020014					
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 violett		C0020003						





# MonoPlus®

## Resorbierbares Nahtmaterial

### Beschreibung

MonoPlus® ist ein langfristig reißfestes, resorbierbares, synthetisches, monofiles Nahtmaterial, das aus Poly-p-dioxanon besteht.

### Indikation

MonoPlus® ist indiziert für die Anwendungsbereiche, in denen gemäß chirurgischer Praxis monofile, synthetische, langfristig reißfeste, resorbierbare Nahtmaterialien eingesetzt werden, besonders in der:

- Viszeralchirurgie
- Gefäßchirurgie



## MonoPlus®





























### Produktübersicht





























Fadenaufbau	monofil
Farbe	violett
Material	Poly-p-dioxanon
Beschichtung	keine
Stärke	USP 2 - USP 7/0
Sterilisation	Ethylenoxid

### Reißkraft-/Resorptionsprofil



























Tage nach der Implantation	verbleibende Reißkraft
1. Tag	100 %
28 Tage	50 - 70 %
180 - 210 Tage	vollständige Resorption












# MonoPlus®

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 	70 violett						C0024164		
3/8-Kreis Rundkörperringel									
 	45 violett		C0024714						
 	70 violett		C0024802						
 	45 70 violett	C0024981 C0024501							
 	70 violett	C0024801							
 	70 violett	C0024010							
 	70 violett				C0024514				
 	70 violett				C0024814				
 	70 violett			C0024513					
 	70 violett			C0024813					
 	70 violett		C0024512						
 	70 violett		C0024812						
 	45 violett	C0024911							
 	70 violett			C0024008					












Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
3/8-Kreis Rundkörpernadel									
 <b>2xDR 13b</b> 	70 violett				C0024224				
 <b>DR 15</b> 	70 violett						C0024525		
 <b>2xDR 15</b> 	70 violett						C0024825		
 <b>DR 15</b> 	70 violett				C0024524				
 <b>2xDR 15</b> 	70 violett				C0024824				
 <b>DR 15</b> 	70 violett				C0024523				
 <b>2xDR 15</b> 	70 violett				C0024823				
 <b>DR 18</b> 	40 violett	Schlinge					C0024529		
 <b>DR 18</b> 	70 violett				C0024534	C0024528			
 <b>2xDR 18</b> 	70 violett				C0024834				
 <b>DR 18</b> 	70 violett				C0024533				
 <b>2xDR 18</b> 	70 violett				C0024833				
 <b>DR 18</b> 	70 violett		C0024532						
3/8-Kreis Rundkörpernadel kurze schneidende Spitze									
 <b>2xDRC 8</b> 	70 violett		C0024213						

























# MonoPlus®

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
3/8-Kreis Rundkörpernadel kurze schneidende Spitze									
 <b>DRC 10</b> 	70 violett		C0024222						
 <b>2xDRC 10</b> 	70 violett		C0024722						
 <b>DRC 10</b> 	70 violett	C0024221							
 <b>2xDRC 10</b> 	70 violett	C0024721							
 <b>DRC 12</b> 	70 violett			C0024233					
 <b>2xDRC 12</b> 	70 violett			C0024733					
 <b>DRC 12</b> 	70 violett		C0024232						
 <b>2xDRC 12</b> 	70 violett		C0024732						
 <b>DRC 18</b> 	70 violett			C0024243					
3/8-Kreis Dreikant									
 <b>DS 12</b> 	45 violett				C0024193				
 <b>DS 16</b> 	45 70 violett			C0024535	C0024906 C0024539				
 <b>DS 19</b> 	70 45 70 violett			C0024081 C0024175	C0024909	C0024519			
 <b>DS 24</b> 	45 70 violett				C0024541	C0024101			



























Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
3/8-Kreis Dreikant									
 DS 30 Easyslide	70 violett							C0024992	C0024598
3/8-Kreis Dreikant Mikropräzisionsspitze									
 DSMP 11 Easyslide	45 violett		C0024176	C0024177					
 DSMP 13 Easyslide	45 violett		C0024407	C0024916	C0024908				
 DSMP 16 Easyslide	45 violett			C0024194	C0024970				
 DSMP 19 Easyslide	45 70 45 violett				C0024907	C0024109 C0024151	C0024965		
 DSMP 24 Easyslide	45 70 45 70 45 70 violett				C0024910 C0024983	C0024103 C0024986	C0024112 C0024988		
5/8-Kreis Rundkörperringel									
 FR 26 Easyslide	70 violett							C0024092	
 2xFR 26 Easyslide	70 90 violett						C0024836 C0024936		
 FR 26 Easyslide	70 violett					C0024571			
 2xFR 26 Easyslide	70 violett					C0024835			
 FR 26s Easyslide	70 violett								C0024110

# MonoPlus®













Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
5/8-Kreis Rundkörperringel									
 2xFR 36 Easyslide	90 violett						C0024780		
5/8-Kreis Rundkörperringel Trokarspitze									
 FRT 65 Easyslide Schlinge	150 violett							B0024096	
Gerade Rundkörperringel									
 GR 19 Easyslide	120 30 violett						C0024253 C0024245		
 GR 19 Easyslide Schlinge	40 violett						C0024241		
 2xGR 19 Easyslide	45 violett						C0024985		
 GR 19 Easyslide	30 violett					C0024247			
 GR 19 Easyslide Schlinge	40 violett					C0024240			
 2xGR 19 Easyslide	45 violett					C0024984			
 GR 19b Easyblack	20 violett					C0024573			
 2xGR 65 Easyslide	70 violett						C0024895	C0024896	C0024897 C0024898
Gerade Dreikant									
 2xGS 45 Easyslide	45 violett					C0024994	C0024995		

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
Gerade Dreikant									
 <b>GS 60</b> 	70 violett					C0024189	B0024987		
 <b>2xGS 60</b> 	70 violett					C0024861			
 <b>GS 60</b> 	70 violett				C0024540				
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 <b>2xHR 6</b> 	70 violett	C0024005							
 <b>2xHR 10</b> 	70 violett		C0024843						
 <b>HR 13</b> 	45 70 45 70 violett			C0024903 C0024003	C0024904 C0024004				
 <b>2xHR 13</b> 	70 violett			C0024603					
 <b>HR 13</b> 	4 x 70 45 70 violett		C0024902 C0024002	C0024807					
 <b>2xHR 13</b> 	70 violett		C0024602						
 <b>2xHR 13ff</b> 	70 violett		C0024846						
 <b>HR 13ss</b> 	70 violett					C0024205	C0024206	C0024207	
 <b>HR 17</b> 	70 45 70 violett				C0024889 C0024014	C0024015			























# MonoPlus®











Nadel	Faden	USP (metric)									
		Länge mm	Länge cm	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1
		mm	Farbe	(0.5)	(0.7)	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)
1/2-Kreis Rundkörpernadel											
 	70 violett						C0024614				
 	90 violett						C0024424				
 	90 violett						C0024444				
 	4 x 70 violett					C0024009					
 	70 violett					C0024013					
 	70 90 violett					C0024613 C0024443					
 	70 violett			C0024012							
 	70 4 x 70 violett					C0024515 C0024516	C0024521				
 	70 violett							C0024129	C0024131	C0024132	
 	70 violett						C0024679	C0024680			
 	70 violett								C0024136		
 	4 x 45 violett							C0024765			
 	70 90 violett							C0024635 C0024239			











Nadel	Faden	USP (metric)								
		Länge mm	Länge cm Farbe	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)
1/2-Kreis Rundkörperringel										
 HR 22 Abziehnadel	4 x 45 8 x 45 violett					C0024764 M0024381				
 2xHR 22	70 violett					C0024634				
 HR 22	4 x 70 violett					C0024707				
 HR 22 Abziehnadel	4 x 70 violett					C0024708				
 2xHR 22	90 violett					C0024238				
 HR 22	70 violett				C0024133					
 HR 22b	70 4 x 70 violett					C0024526		C0024530		
 2xHR 22b	75 violett					C0024531				
 HR 22s	70 violett							C0024145	C0024146	C0024147
 HR 26	70 violett									C2024027
 HR 26 Abziehnadel	4 x 70 violett								B0024726	
 2xHR 26	70 violett								C0024626	








# MonoPlus®

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 HR 26 	90 violett							C0024436	
 2xHR 26 	90 120 violett						C0024620	C0024441	
 HR 26  Abziehnadel	4 x 45 violett						C0024775		
 2xHR 26 	70 violett						C0024625		
 HR 26 	4 x 70 8 x 70 violett						C0024725 M0024962		
 HR 26 	90 violett						C0024435		
 2xHR 26 	90 30 violett					C0024199	C0024438		
 HR 26  Abziehnadel	4 x 45 8 x 45 violett					C0024774 M0024869			
 2xHR 26 	70 violett					C0024624			
 HR 26 	4 x 70 8 x 70 violett					C0024724 M0024961			
 HR 26 	90 violett					C0024434			








Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 2xHR 26 Easyslide	90 violett				C0024437				
 HR 26 Easyslide	90 violett			C0024433					
 HR 26b Easyblock	70 4 x 45 70 violett				C0024547	C0024550	C0024551		
 HR 26s Easyslide	90 70 violett					C0024085	C0024143		C0024080
 HR 30 Easyslide	70 90 violett					C0024440			C0024038
 2xHR 30 Easyslide	90 violett					C0024945			
 HR 30 Easyslide	90 violett				C0024439				
 HR 37 Easyslide	90 violett								C0024448
 2xHR 37 Easyslide	70 violett						C0024646		
 HR 37 Easyslide	70 violett					C0024045			























# MonoPlus®

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	
1/2-Kreis Rundkörperringel										
 2xHR 37 Easyslide	90 70 violett				C0024644	C0024639				
 HR 37s Easyslide	70 90 violett					C0024055 C0024450				
 HR 40 Easyslide	90 violett									C0024458
 HR 40s Easyslide Schlinge	150 violett								B0024567	
 HR 40s Easyslide	70 violett								C0024067	
 HR 40s Easyslide Schlinge	150 violett									B0024568
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	
 HR 40s Easyslide	90 70 90 violett				C0024066 C0024466				B0024469	
 HR 43s Easyslide	90 violett					C0024401	C0024402			









Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	
1/2-Kreis Rundkörperringel										
	150 violett					B0024090				
	90 violett					B0024077				
	150 180 violett						B0024091 B0024397			
	4 x 45 8 x 45 violett						B0024918 M0024760			
	90 70 violett				C0024063			B0024079		
	150 240 violett					B0024094		B0024107		
	70 violett							B0024858		

# MonoPlus®










Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	
1/2-Kreis Rundkörperringel										
 HR 76 Easyslide Schlinge	150 violett							B0024098		
 HR 76 Easyslide	70 violett							B0024099		
1/2-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze										
 2xHRC 17 Easyslide	90 violett		C0024011							
 HRC 26 Easyslide	70 violett		C0024498							
 HRC 48 Easyslide Schlinge	150 200 violett							B0024750 B0024278		
1/2-Kreis Rundkörperringel Sicherheitsspitze stumpf (N)										
 HRN 50 Easyslide Schlinge	150 violett							B0024358		
 HRN 50 Easyslide	90 violett							C0024408		

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	
1/2-Kreis Rundkörperringel Trokarspitze										
 <b>HRT 13</b> 	70 violett		C0024282							
 <b>HRT 17</b> 	70 violett	C0024283	C0024284	C0024285	C0024286					
 <b>HRT 22</b> 	70 violett		C0024294	C0024295						
 <b>HRT 26</b> 	70 violett					C0024307				
 <b>2xHRT 26</b> 	70 90 violett			C0024605 C0024601						
 <b>HRT 26</b> 	70 violett		C0024304							
 <b>HRT 30</b> 	70 violett				C0024311					
 <b>HRT 37</b> 	90 70 violett				C0024316	C0024517	C0024518			
 <b>HRT 37s</b> 	90 70 90 violett					C0024322	C0024818 C0024323			
 <b>HRT 40s</b>  Schlinge	150 violett					B0024342				
 <b>HRT 40s</b> 	90 violett					C0024545				











# MonoPlus®


Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	
1/2-Kreis Rundkörperringel Trokarspitze										
 HRT 40s Easyslide	150 violett							B0024343		
 HRT 40s Easyslide	90 violett							C0024546		
 HRT 43s Easyslide	90 violett						C0024352			
 HRT 43s Easyslide	150 violett							B0024347		
 HRT 43s Easyslide	90 violett							C0024353		
 HRT 48 Easyslide	150 violett							B0024394		
 HRT 48 Easyslide	90 violett							C0024332		
 HRT 48 Easyslide	150 180 200 violett							B0024393 B0024396 B0024392		



Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	
1/2-Kreis Rundkörperring Trokarspitze										
 HRT 48 Easyslide	90 violett							C0024333		
 HRT 48 Easyslide Schlinge	150 violett								B0024391	
1/2-Kreis Dreikant										
 HS 15 Easyslide	70 violett	C0024179								
 HS 18 Easyslide	70 violett		C0024730							
 HS 23 Easyslide	70 violett			C0024190						
 HS 23ss Easyslide	70 violett							C0024108		
 HS 26s Easyslide	70 violett			C0024185				C0024188		
 HS 37 Easyslide	90 violett				C0024104	C0024105		C0024106		
 HS 37s Easyslide	70 90 70 90 70 90 violett				C0024156 C0024114	C0024157 C0024115		C0024158 C0024116		

# MonoPlus®

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
1/2-Kreis Dreikant									
 HS 40 Easyslide	90 violett					C0024117	C0024118		
 HS 40s Easyslide	90 violett				C0024121	C0024122			
 HS 48 Easyslide	90 violett					C0024127	C0024128		
1/2-Kreis Dreikant Mikropräzisionsspitze									
 HSMP 15 Easyslide	45 violett		C0024921						
Haken Rundkörperringel									
 JR 30s Easyslide	120 violett				C0024169	C0024170			
Progressiv/asymptotisch Rundkörperringel kurze schneidende Spitze									
 PRC 24 Easyslide	120 violett				C0024850				
Skinadel Rundkörperringel									
 SKR 26 Easyslide	120 30 violett			C0024661	C0024664				
 SKR 26 Easyslide Schlinge	40 violett			C0024606					
 SKR 26 Easyslide	120 30 violett		C0024649 C0024651						
 SKR 26 Easyslide Schlinge	40 violett		C0024650						

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
Skinadel Rundkörperringel									
 <b>SKR 26b</b>	20 violett			C0024572					
	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)
Pre-cut sutures									
2 Fäden à 70 cm	2 x 70 violett				C0044200	C0044205			

# MonoPlus®

	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)
Pre-cut sutures									
2 Fäden à 70 cm	2 x 70 violett				C0044200	C0044205			

# Monomax®


## Resorbierbares Nahtmaterial

### Beschreibung

Monomax® ist ein ultralangfristig reißfestes, elastisches, monofiles Nahtmaterial aus Poly-4-Hydroxybutyrate.

### Indikationen

Bei elektiven Eingriffen wird der Bauchdeckenverschluss mit der fortlaufenden Technik unter Verwendung von langfristig reißfestem Nahtmaterial empfohlen, um das Risiko einer Narbenhernie zu verringern. Monomax® ist indiziert für die Anwendungsbereiche, in denen gemäß chirurgischer Praxis monofiles, ultralangfristig reißfestes, resorbierbares Nahtmaterial eingesetzt wird. Durch seine herausragenden Eigenschaften ist Monomax® ein hervorragend geeigneter Faden für den Bauchdeckenverschluss.



# Monomax®

## Produktübersicht

Fadenaufbau	monofil
Farbe	violett
Material	Poly-4-Hydroxybutyrat
Beschichtung	keine
Stärke	USP 1 - USP 2/0
Sterilisation	Ethylenoxid











### Reißkraft-/Resorptionsprofil USP 2/0









Monate nach der Implantation	verbleibende Reißkraft
1. Monat	90 %
3 Monate	60 %
5 Monate	< 25 %
13 - 36 Monate	vollständige Resorption

### Reißkraft-/Resorptionsprofil USP 1,0










Monate nach der Implantation	verbleibende Reißkraft
1. Monat	90 %
3 Monate	70 %
5 Monate	60 %
7 Monate	50 %

# Monomax®






Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 HR 22	70 violett					B0041416			
 HR 22s	70 violett					B0041033			
 HR 26	70 90 150 violett				B0041249 B0041258 B0041444	B0041250 B0041441			
 HR 26s	70 150 violett					B0041002 B0041442			
 HR 30	70 90 150 violett				B0041267 B0041278 B0041453	B0041455	B0041269 B0041280		
 HR 37	70 90 violett				B0041015	B0041024	B0041025		
 HR 37 Schlinge	150 violett					B0041038			
 HR 37s	70 90 150 violett				B0041034 B0041042	B0041035 B0041046 B0041043	B0041036 B0041047		
 HR 40	70 90 violett				B0041057	B0041066	B0041067		
 HR 40s	70 90 violett				B0041086	B0041087 B0041097	B0041088 B0041098		

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	
1/2-Kreis Rundkörperringel										
 <p>HR 40s</p> <p>Easyslide Schlinge</p>	150 violett					B0041076	B0041077			
 <p>HR 43</p> <p>Easyslide</p>	70 violett					B0041298				
 <p>HR 43</p> <p>Easyslide Schlinge</p>	150 violett						B0041307			
 <p>HR 43s</p> <p>Easyslide</p>	90 violett					B0041107	B0041108			
 <p>HR 48</p> <p>Easyslide</p>	70 90 violett				B0041128	B0041137	B0041138			
 <p>HR 48</p> <p>Easyslide Schlinge</p>	150 200 violett				B0041117	B0041118	B0041119 B0041325			
 <p>HR 65</p> <p>Easyslide Schlinge</p>	150 violett					B0041147	B0041148			
 <p>HR 76</p> <p>Easyslide Schlinge</p>	150 violett						B0041157			

# Monomax®

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	
Haken Rundkörperringel kurze schneidende Spitze										
 JRC 30s Easyslide	70 violett							B0041560		
1/2-Kreis Rundkörperringel Trokarspitze										
 HRT 26 Easyslide	70 150 violett				B0041175 B0041463		B0041176			
 HRT 30 Easyslide	150 violett				B0041472					
 HRT 40 Easyslide	70 90 violett						B0041352	B0041344		
 HRT 40s Easyslide	90 violett							B0041194		
 HRT 40s Easyslide Schlinge	150 violett						B0041184	B0041185		
 HRT 43s Easyslide	90 violett							B0041212		
 HRT 43s Easyslide Schlinge	150 violett							B0041203		
 HRT 48 Easyslide	90 violett						B0041240	B0041241		



Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel Trokarspitze</b>										
 HRT 48 Easyslide	90 violett					B0041240	B0041241			
 HRT 48 Easyslide Schlinge	150 180 200 violett					B0041221 B0041433	B0041222 B0041434 B0041231			
<b>5/8-Kreis Rundkörperringel Trokarspitze</b>										
 FRT 65 Easyslide Schlinge	150 violett					B0041005	B0041006			
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel Sicherheitsspitze stumpf (N)</b>										
 HRN 50 Easyslide Schlinge	150 violett						B0041166			
<b>3/8-Kreis Dreikant Mikropräzisionsspitze</b>										
 DSMP 19 Easyslide	45 violett			B0041863						



## NICHT RESORBIERBARES NAHTMATERIAL

Optilene®	167
PremiCron®	197
Dafilon®	229
Supramid	243
Dagrofil®	249
Silkam®	255
Steelex®	263



# NICHT RESORBIERBARES NAHTMATERIAL





# Optilene®

## Nicht resorbierbares Nahtmaterial


### Beschreibung

Optilene® ist ein synthetisches, nicht resorbierbares, monofiles Nahtmaterial, erhältlich in blauer Farbe. Die Verfügbarkeit in Racepack sowie in Langverpackung vermeidet einen Memory-Effekt.

### Indikationen

Optilene® ist indiziert in den Anwendungsbereichen, in denen gemäß chirurgischer Praxis nicht resorbierbares, monofiles Nahtmaterial eingesetzt wird, besonders:

- in der Herz- und Gefäßchirurgie
- in der Neurochirurgie
- in der Mikrochirurgie
- in der Ophthalmologie
- beim Hautverschluss


































### Eigenschaften

- Höhere Geschmeidigkeit und geringerer Gewebedurchzug als Polypropylen Nahtmaterial.
- Kontrollierte Knoteneigenschaften und bewiesen zuverlässige Reißfestigkeit.
- Durch Herzchirurgen bestätigte gute Handhabung.
- Geringerer „Memory-Effekt“ als der Marktstandard und hohe Curling-Resistenz.
- Überarbeitete Flexibilitätseigenschaften für ein gutes Gefühl und kontrollierte Flexibilität in mikrochirurgischen Größen.
- Verbesserte Sichtbarkeit des Fadens, für einen steigenden visuellen Komfort.

## Optilene®

### Produktübersicht






























Fadenaufbau	monofil
Farbe	blau
Material	Polypropylen und Polyethylen
Beschichtung	keine
Stärke	USP 2- USP 10/0
Sterilisation	Ethylenoxyd

































Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel</b>								
 <b>2xDR 6</b> 	 60 blau	C3095669						
 <b>2xDR 6b</b> 	 45 140µm blau	C3096111						
 <b>DR 6b</b> 	 45 140µm blau	G3096116						
<b>2xDR 6b</b> 	 60 140µm blau	C3096127						
	 2 x 60 blau	G3096105						
 <b>2xDR 6b</b>	 75 blau	C3096152						
	 <b>2xDR 8b</b> 	 75 60 175µm blau	C3096129	C3096141				
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel</b>								
<b>2xDR 10</b> 	  75 45 blau			C3097615	C3097913			
	  75 blau			C3097542				
<b>2xDR 10</b> 	  75 blau			C3097915				
	 2 x 75 blau			G3097811				
	  60 blau			C3097714				
<b>DR 10</b> 	  75 blau			C3097541				





























Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel</b>								
<b>2xDR 10</b> 	 	75 blau		C3097914				
		2 x 75 blau		G3097810				
<b>2xDR 13b</b> 	 	90 blau		C3097799				
	 	90 blau			C3097840			
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel</b>								
<b>2xDR 10b</b> 		60 75 blau			C3096123 C3096148			
	 200µm							
<b>DR 10b</b> 		75 blau			G3096169			
	 200µm							
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel</b>								
<b>2xDR 10b</b> 	 	60 75 blau			C3097816 C3097843			
	 200µm	60 75 blau		C3096125 C3096145				
		2 x 75 blau		G3096108				
		75 blau			G3096167			
	 200µm							
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel</b>								
<b>2xDR 10b</b> 	 	45 60 75 blau		C3097164 C3097062 C3097812				
		75 blau			C3097430			
	 	45 60 75 blau		C3097134 C3097135 C3097136				









# Optilene®

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel</b>								
<b>2xDR 10fb</b> 	 	75 blau		C3097838				
<b>DR 12</b> 	 	75 blau			G3097529			
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel</b>								
<b>2xDR 13</b> 		75 blau					C3095908	
<b>DR 13</b> 		75 blau					C3095932	
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel</b>								
<b>2xDR 13</b> 	 	45 60 blau				C3098887 C3097896		
		75 blau				C3095687		
	 	75 blau				C3097907		
	<b>DR 13</b> 	 	75 blau				C3097931	
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel</b>								
<b>2xDR 13</b> 		90 blau				C3095661		
	 	90 45 blau			C3098886	C3097939		
		75 blau			C3095667			
	 	75 blau			C3097906			
<b>DR 13</b> 	 	75 blau			C3098930			




































Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel</b>								
<b>2xDR 13</b> 	 	90			C3097938			
		45		C3098885				
		75 blau		C3097905				
<b>2xDR 13b</b> 	 	75				C3097547		
		60			C3097926			
		75			C3097191			
		90 blau			C3097839			
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel</b>								
<b>2xDR 13s</b> 		90 blau				C3095021		
		 2 x 90 blau			G3095009			
		  75 blau			C3097026			
								
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel</b>								
	<b>2xDR 15</b> 		90 blau			C3090716	C3090717	
	<b>DR 18</b> 		75 blau				C3095057	
	<b>2xDR 18</b> 		90 blau				C3095921	
	<b>DR 18</b> 		75 blau				C3090120	
	<b>2xDR 18</b> 		75 90 blau				C3090720 C3090920	
			 2 x 90 blau			G3090659		
			 90 blau			C3095683		
	<b>DR 18</b> 		75 blau			C3090119		





























# Optilene®

Nadel Länge mm		Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
			8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)
3/8-Kreis Rundkörpernadel									
			75				C3090719		
			90 blau				C3090919		
			120 blau					C3095656	
			75					C3090722	C3090723
			90 blau					C3090822	
			75 blau						C3090725
			75 blau						C3090132
3/8-Kreis Rundkörpernadel									
			75 blau						C3090083
			60			C3098110			
			45	C3097880					
			60	C3097712					
			75 blau	C3097980					
			45	C3097857					
			60	C3097835					
			75 blau	C3097834					
			75			C3097886			
			45	C3097685					
		60	C3097888						
		75 blau	C3097885						
			2 x 75 blau			G3097080			
			75 blau	C3097004					




























Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel</b>								
<b>2xDR 8b</b> 	 	60			C3097819			
		75			C3097823			
	 	60	C3097817					
		75 blau	C3097822					
<b>2xDR 8f</b> 	 	60			C3097088			
		 2 x 75 blau			G3097130			
	 	60 blau	C3097105					
<b>2xDR 8fb</b> 	 	60 blau	C3097829					
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel</b>								
		60			C3090866			
<b>2xHR 10</b> 		75 blau			C3090869			
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel</b>								
<b>HR 10</b> 	 	75 blau			C3097402			
	<b>2xHR 10</b> 	 	75 75 blau		C3097867	C3097868		
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel</b>								
		60 blau			C3096015	C3096014		
<b>2xHR 10f</b> 								
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel</b>								
<b>HR 10f</b> 	 	75 blau			C3097861			
	<b>2xHR 10f</b> 	 2 x 75 blau			G3097858			

# Optilene®






























Nadel		Faden	USP (metric)							
			8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	
Länge mm	Länge cm Farbe									
1/2-Kreis Rundkörpernadel										
	<b>2xHR 13</b> 		90 blau					C3090750		
	<b>HR 13</b> 		75 blau				C3090500			
	<b>2xHR 13</b> 		75 45 blau				C3090954 C3090839			
	<b>HR 13</b> 		75 blau			C3090499				
	<b>2xHR 13</b> 		75 45 blau			C3090953 C3090853				
	<b>2xHR 13b</b> 		75 blau			C3095448	C3095449			
	<b>2xHR 13f</b> 		75 blau				C3095124			
	<b>HR 13f</b> 		75 blau				C3095349			
	<b>2xHR 13f</b> 		90 blau				C3095792			
	<b>2xHR 13ff</b> 	 	75 blau			C3097123				
	<b>2xHR 13ff</b> 	 	75 75 blau			C3097341	C3097346			
1/2-Kreis Rundkörpernadel										
	<b>HR 17</b> 		75 blau					C3090014		
	<b>2xHR 17</b> 		90 blau					C3090903		

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)
1/2-Kreis Rundkörperringel								
 HR 17 	 75 blau						C3090013	
	 75 90 blau						C3090503 C3090902	
	  90 blau						C3095327	
 HR 17 	 75 blau					C3090012		
 2xHR 17 	 75 90 blau			C3090898		C3090501 C3090901		
 2xHR 17b 	 90 blau					C3095492	C3095493	C3095494
 2xHR 17f 	 90 blau						C3096001	
	 2 x 90 blau					G3095521		
 2xHR 20 	 90 blau						C3090338	
 2xHR 22 	 90 blau							C3090978
 HR 22 	 75 blau							C3090030
































# Optilene®
















Nadel		Faden	USP (metric)								
Länge mm	Länge cm Farbe		8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)		
1/2-Kreis Rundkörperringel											
			90						C3090977		
			75 blau						C3090860		
			75 blau					C3090029			
			90 blau					C3090863 C3090976			
				90 blau					C3090979		
				90 blau					C3095336		
				120						C3090876	
				90 blau				C3090975			
			75 90 blau						C3095508 C3095513		
			75 90 blau					C3096009 C3096010	C3096011 C3096008		
			75 90 blau								
			75 90 blau								
Nadel		Faden	USP (metric)								
Länge mm	Länge cm Farbe		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)		
			75						C3090043		
			120						C3095712		
			75 blau					C3090042			
			90 blau						C3090909		
			120						C3090444		
			120 blau								
			120 blau								





















Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel								
 	 120 blau				C3095710			
 	 75 blau			C3090041				
 	 75 blau			C3090708				
	  90 blau			C3090838				
	 120 blau			C3090908 C3090709				
 	 75 blau		C3090040					
 	 75 blau		C3090707					
 	 90 blau		C3090140					
 	 90 blau		C3090907					
	  90 blau		C3090910					
	  90 blau		C3095347					
	120		C3095709					
	 75 90 blau	C3090906 C3090905						
















# Optilene®

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel								
 <b>2xHR 26b</b> 		90 blau		C3095557	C3095558			
 <b>2xHR 26f</b> 		75 90 75 blau		C3095611 C3096004	C3096003 C3096017			
 <b>2xHR 26fb</b> 		90 blau		C3095606	C3095596			
 <b>HR 26s</b> 		75 90 75 blau				C3095442	C3095443 C3095452 C3095458	
 <b>2xHR 26s</b> 		120 blau			C3090959			
 <b>HR 26s</b> 		75 blau			C3090015			
 <b>HR 26ss</b> 		75 90 75 blau				C3090032	C3095444 C3090449	
 <b>HR 30</b> 		75 120 75 blau				C3090144 C3090047	C3090048	
 <b>2xHR 30</b> 		120 blau			C3090462			
 <b>HR 30</b> 	 	75 blau			C3090046			



























Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel								
 2xHR 30 EasySlide	 90 blau				C3090001			
 HR 30s EasySlide	 75 blau						C3090092	
 HR 30ss EasySlide	 75 blau						C3090094	
 HR 37 EasySlide	 75 blau						C3090052	
 2xHR 37 EasySlide	 90 blau						C3095054	
 HR 37 EasySlide	 75 blau							C3090053
 2xHR 37 EasySlide	 120 blau					C3090973		
 HR 37 EasySlide	 75 blau					C3090051		














# Optilene®

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörpernadel								
 2xHR 37		90 120 blau				C3090981	C3090943	
 HR 37		75 blau				C3090050		
 2xHR 37		90 blau				C3090942		
 2xHR 37		2 x 90 blau				G3095727		
 HR 37s		75 120 blau				C3090151 C3090154	C3090152	C3090153
 2xHR 37s		120 blau				C3090971	C3090972	
 HR 37s		75 blau				C3090150		
 HR 40		100 blau					C3090099	C3090100
 HR 40s		75 100 blau					C3090199	C3090300





































Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel								
 HR 40s	 150 blau							B3090331
 HR 40s	 75 90 blau							C3090200 C3090478
 HR 48	 75 120 blau						C3095445	C3095146
 HR 48	 150 blau							B3095081
 HR 48	 75 blau							C3090170
 2xHR 48	 120 blau						G3090932	
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
1/2-Kreis Rundkörperringel								
 2xHR 6	  45 45 blau						G3097804	C3097803

# Optilene®






























Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel</b>								
 HR 65 Easyslide	 120 150 blau						B3090485	B3095585
<b>5/8-Kreis Rundkörperringel</b>								
 FR 26 Easyslide	  75 blau					C3090066		
	 75 blau				C3095360			
<b>Gerade Rundkörperringel</b>								
 2xGR 19 Easyslide	 30 blau		C3090776					
 GR 19 Easyslide	 45 blau	C3090466						
 2xGR 65 Easyslide	 75 blau				C3095350	C3095351		
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze</b>								
 2xDRC 10	  90 blau	C3097930						
<b>Nadel</b>								
Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)
 2xDRC 10	  45 60 blau			C3097553 C3097543				
	 DRC 10	  75 blau			C3097539			
 2xDRC 10	  75 45 60 blau			C3097546				
	 75 blau		C3097548 C3097544					
		 75 blau		C3095697				

Nadel		Faden	USP (metric)						
			8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)
3/8-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze									
DRC 10		 	75 blau		C3097538				
2xDRC 10		 	75 blau		C3097545				
2xDRC 10b		 	75 blau		C3097516				
2xDRC 10s		 	75 blau		C3097324				
2xDRC 13			75 75 blau				C3095671	C3096165	
		 	75 blau				C3097141		
DRC 13		 	75 blau				C3097145		
2xDRC 13		 	90 blau				C3097171		
			75 blau			C3095673			
DRC 13		 	75 blau			C3097144			
2xDRC 13		 	75 90 90 blau				C3097175 C3097305		
				C3098303					
			75 90 75 blau			C3097836	C3097315 C3097311		
2xDRC 13b		 	90 blau			C3096013			
			90 blau						
2xDRC 13s			75 blau				C3095334		
































# Optilene®




























Nadel Länge mm		Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
			8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)
3/8-Kreis Rundkörpernadel kurze schneidende Spitze									
	<b>2xDRC 15</b> 		75 90 blau				C3095756 C3090728		
	<b>DRC 18</b> 		75 blau					C3095166	
	<b>2xDRC 18</b> 		90 blau					C3090527	
	<b>DRC 18</b> 		75 blau					C3095165	
	<b>2xDRC 18</b> 		75 90 blau					C3095195 C3090526	
	<b>DRC 18</b> 	 Schlinge	30 blau					C3095456	
	<b>DRC 18</b> 		75 blau					C3095164	
	<b>2xDRC 18</b> 		90 75 blau					C3090525 C3095194	
	<b>2xDRC 18b</b> 		90 blau					C3095439	
	<b>2xDRC 22</b> 		90 120 blau					C3090535 C3095564	C3090536
	<b>2xDRC 26</b> 		120 90 120 75 blau					C3095633 C3095632 C3095634	C3095612
	<b>DRC 26</b> 		75 blau					C3095645	























Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze</b>								
 <b>2xDRC 26</b> 		75 90 blau					C3095631 C3095630	
<b>2xDRC 6</b> 	 	45 blau		C3097219				
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel</b>								
<b>2xDR 6</b> 	 	75 blau		C3097286				
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze</b>								
<b>2xDRC 6</b> 	 	75 75 blau	C3097272	C3097288				
<b>2xDRC 8</b> 	 	60 60 75 60 75 blau	C3097025 C3097169	C3097046 C3097176	C3097172			
<b>2xDRC 8b</b> 	 	60 blau		C3097008				
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze</b>								
<b>2xHRC 10</b> 	 Long pack	2 x 60 blau		G3097793				
<b>2xHRC 13</b> 	 	75 75 blau			C3097039	C3097303		
 <b>2xHRC 17</b> 		90 blau					C3090800	C3095052
 <b>HRC 17</b> 		75 blau				C3090561	C3090579	











# Optilene®

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	
1/2-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze									
		90 blau					C3090571		
	  Pledgets 6x3mm Soft	90 blau					C3095367		
		2 x 90 blau					G3095169		
		90 blau					C3095638		
			75 blau				C3090560		
				75 90 blau				C3090695 C3090570	
				90 blau				C3095580 C3095581	
					75 blau				C3090566 C3095572
				90 blau				C3090580 C3090581	
				75 blau				C3090565	
				2 x 90 blau				G3095162	
				90 blau				C3095592	
									



















Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze								
 	 75 blau					C3090474	C3095796	
 	 90 120 90 blau					C3095825 C3095140 C3095614		
 	 75 blau				C3090473			
 	 75 90 120 90 90 120 blau				C3090808 C3090812 C3090820 C3095637	C3090811 C3095771		
 	 75 blau				C3090472			
 	 75 blau	C3090806						
 	 90 120 90 blau				C3095608 C3095597	C3095607		
 	 90 blau				C3090584	C3090585		
 	 100 blau						C3095411	





















# Optilene®

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze</b>								
 2xHRC 37 	 90 120 blau			C3095533	C3095562			
 HRC 48 	 150 200 blau						B3095457 B3095450	
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)
<b>Progressiv/asymptotisch Rundkörperringel kurze schneidende Spitze</b>								
 2xPRC 10 	2 x 75 blau	G3097053						
 2xPRC 13  	75 blau		C3097097					
 2xPRC 13b  	75 blau		C3097701					
<b>Haken Rundkörperringel kurze schneidende Spitze</b>								
 JRC 30s 	 100 blau							C3090963
<b>3/8-Kreis Dreikant</b>								
 DS 12 	 45 75 blau		C3090206 C3095543	C3090207	C3090208	C3090205		




























Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)
3/8-Kreis Dreikant								
 <b>DS 16</b> 	45						C3090214	
	75						C3090514	
	45						C3090213	
	75						C3090513	
	45			C3090212				
	75			C3090512				
	45		C3090211					
blau								
 <b>DS 19</b> 	45							C3090222
	75							C3095522
	30							C3090421
	45							C3090221
	75							C3090521
	30							C3090420
	45							C3090220
	75							C3090520
	45			C3090219				
	75			C3090519				
45		C3095400						
blau								
 <b>DS 24</b> 	75							C3090237
	blau							
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
 <b>DS 24</b> 	75							C3090238
	45							
	75							C3090436
	45							C3090236
	75			C3090435				
	45			C3090235				
	75		C3090434					
blau		C3090234						
 <b>DS 30</b> 	75							C3090248
	45							C3095200
	75							C3090447
	45							C3090247
	75			C3090446				
	45			C3090246				
	75		C3090445					
blau		C3090245						

# Optilene®

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
<b>3/8-Kreis Dreikant</b>								
 DS 35 <small>Easyslide</small>	 75 blau		C3090230					
 DS 39 <small>Easyslide</small>	 75 90 75 100 75 90 blau		C3090254 C3090020	C3090249 C3090255		C3090256 C3095488	C3090257 C3095488	C3090244
 2xDS 60 <small>Easyslide</small>	 75 blau			B3090751				
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
 DS 9 <small>Easyslide</small>	 45 blau	C3090204						
<b>1/2-Kreis Dreikant</b>								
 HS 18 <small>Easyslide</small>	 45 blau		C3090264					
 HS 21 <small>Easyslide</small>	 45 75 blau				C3090261 C3090461			
 HS 26 <small>Easyslide</small>	 75 120 75 blau				C3090269	G3095959 C3090270		C3090271
 HS 30 <small>Easyslide</small>	 75 blau				C3090274	C3090275		
 HS 37 <small>Easyslide</small>	 75 blau					C3090279		

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	
<b>1/2-Kreis Dreikant</b>									
		100 blau						C3095912	C3090272
<b>Gerade Dreikant</b>									
		45 blau			C3095385				
		75 blau						C3090285	
		75 blau				C3090265	C3090266		
<b>3/8-Kreis Trapezoidal micro engraved Mikropräzisionsspitze</b>									
		45 blau	C3095588						
		45 blau	C3095589	C3095518	C3095910				
		75 45 blau		C3095549	C3095499	C3095999			
		45 75 45 75 45 blau			C3095500 C3095517 C3095550	C3095591 C3095983			
		45 75 45 75 blau			C3095717 C3095718	C3095706 C3095708			
<b>3/8-Kreis Dreikant Mikropräzisionsspitze</b>									
		45 blau	C3095613						

# Optilene®






Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)
3/8-Kreis Dreikant Mikropräzisionsspitze								
 DSMP 7 	 45 blau	C3090612						
 DSMP 11 	 45 75 blau	C3090606 C3090406	C3090607	C3090608				
 DSMP 13 	 45 75 45 blau			C3090409 C3090619	C3090620 C3090410	C3090077		
 DSMP 19 	 75 blau			C3090672				
 DSMP 13 	 45 blau	C3090617	C3090618					
 DSMP 16 	 45 75 45 75 45 75 blau			C3090629 C3090429	C3090630 C3090427	C3090481		
 DSMP 19 	 45 75 45 75 45 blau			C3090675	C3090676 C3090673	C3090677 C3090674	C3090678	
 DSMP 24 	 45 75 45 75 45 75 45 blau			C3095654	C3090655 C3090680	C3090656 C3090681	C3090657 C3090682	
 DSMP 30 	 45 75 blau						C3090667 C3090691	C3090667 C3090692



Nadel		Faden		USP (metric)						
Länge mm	Winkel	Durchmesser	Länge cm	11/0 (0.1)	10/0 (0.2)	9/0 (0.3)	8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel Mikrospitze (m)</b>										
DRm 4 	135°	70µm	10 blau		G3090781					
DRm 5 	135°	100µm	15 23 blau		G3090782 G3090024					
2xDRm 5 	135°	100µm	45 blau			G3090482				
DRm 6 	135°	140µm	45 blau				G3090883			
2xDRm 6 	135°	140µm	60 blau				G3090609			
DRm 6 	135°	 140µm	12 blau				G3095307			
			15 blau			G3090783				
DRm 8 	135°	 140µm	15 45 blau				G3090753 G3090025			
2xDRm 8 	135°	 140µm	60 blau				G3090758			
DRm 10b 	135°	 200µm	75 blau						G3090785	
2xDRm 10b 	135°	 200µm	45 blau					G3090610		
DRm 10b 	135°	 200µm	75 blau					G3090784		
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel Mikrospitze (m)</b>										
2xHRm 6 	180°	 200µm	45 blau					G3090742		
HRm 6 	180°	 200µm	30 blau					G3090740		

# Optilene®

Nadel		Faden	USP (metric)							
Länge mm	Durchmesser	Länge cm Farbe	11/0 (0.1)	10/0 (0.2)	9/0 (0.3)	8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel Mikrospritze (mV)</b>										
	<b>2xDRmV 8b</b> 	 140µm blau				G3095050 G3095060				
	<b>2xDRmV 10b</b> 	 200µm blau						G3095139		
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel Mikrospritze (m)</b>										
	<b>2xDRm 10b</b> 	 200µm blau						G3095149		
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel kurze schneid. Mikrospritze (Cm)</b>										
	<b>2xDRCm 10b</b> 	135°  200µm blau						G3090693		
	<b>DRCm 10b</b> 	135°  200µm blau						G3090768		
	<b>2xDRCm 10b</b> 	135°  200µm blau					G3090832 G3090694			
<b>Progressiv/asymptotisch Rundkörperringel kurze schneid. Mikrospritze (Cm)</b>										
	<b>PRCm 10b</b> 	95°/90°  200µm blau					G3095765			
<b>Progressiv/asymptotisch Rundkörperringel kurze schneid. Mikrospritze (CmV)</b>										
	<b>2xPRCmV 10b</b> 	 200µm blau					G3090669	G3090668		
<b>3/8-Kreis Lanzette Mikrospritze (m)</b>										
	<b>2xDLm 5</b> 	140° 150µm blau		G3090589						
	<b>DLm 6</b> 	140° 150µm blau		G3090590						
	<b>2xDLm 6</b> 	140° 150µm blau		G3090591						
	<b>2xDLm 6s</b> 	137° 200µm blau		G3090596						

Nadel		Winkel	Durchmesser	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)					
Länge mm	11/0 (0.1)				10/0 (0.2)	9/0 (0.3)	8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)
<b>3/8-Kreis Lanzette Mikrospitze (m)</b>										
<b>DLm 6s</b> 		137°	200µm	15 blau			G3090594	G3090595		
<b>2xDLm 6s</b> 		137°	200µm	15 30 blau			G3090846 G3090597			
<b>1/2-Kreis Lanzette Mikrospitze (m)</b>										
<b>2xHLM 6</b> 		160°	150µm	30 blau		G3090775				
<b>Gerade Lanzette Mikrospitze (m)</b>										
<b>2xGLm 16</b> 			150µm	23 blau		G3095480	G3095481			
<b>1/8-Kreis Lanzette Mikrospitze (m)</b>										
<b>SLm 6</b> 		44°	150µm	8 blau		G3090777	G3090778			



# PremiCron®

## Nicht resorbierbares Nahtmaterial


### Beschreibung

PremiCron® ist ein nicht resorbierbares, geflochtenes, aus Polyester bestehendes Nahtmaterial mit einer Silikonbeschichtung.

### Indikationen

PremiCron® ist indiziert für die Anwendungsbereiche, in denen gemäß chirurgischer Praxis nicht resorbierbares, geflochtenes Nahtmaterial eingesetzt wird, besonders in der:

- Herz- und Gefäßchirurgie
- Allgemein- und Viszeralchirurgie



PremiCron®

## PremiCron®

### Produktübersicht

Fadenaufbau

geflochten



Farbe

grün, weiß

Material

Polyester (PET)

Beschichtung

Silikon















Stärke









USP 5 bis USP 6/0

Sterilisation



mit Pledgets: Ethylenoxid  
ohne Pledgets: Gamma-Bestrahlung

# PremiCron®






















Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
3/8-Kreis Rundkörperringel								
 	45 grün		C2026822					
	45 75 weiß	C2027069	C2027822					
	45 grün		C0026822					
	45 weiß		C0027822					
 	75 grün	C2026871						
	75 grün	C0026871						
 	45 grün	C0026120	C0026121					
 	75 grün	C2026852	C2026853	C2026854				
	75 weiß		C2027853	C2027854				
	 75 grün			C2026954				
	75 grün	C0026852	C0026853	C0026854				
	75 weiß		C0027853	C0027854				
	 75 grün			C0026954				
 	75 grün			C0026130	C0026131			
 	75 grün			C0026104	C0026105			

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
<b>3/8-Kreis Rundkörperradel</b>								
 <b>2xDR 18</b>	75		C2026863	C2026864	C2026865			
	90 grün				C2026858	C2026883		
	75		C0026863	C0026864	C0026865			
	90 grün				C0026858	C0026883		
 <b>DR 22</b>	75 grün				C0026226	C0026227	C0026228	
	 <b>2xDR 22</b>	75 grün				C2026116		
 <b>DR 26</b>		75 grün				C0026136	C0026137	
	 <b>2xDR 26</b>	90 grün					C2026873	
 <b>DR 32</b>		75 grün					C0026141	C0026142
	 <b>DR 32</b>	75 grün					C0026239	
 <b>2xDR 48</b>		75 grün			C0026071			
























  

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)
 <b>DR 32</b>	75 grün					C0026239		
	 <b>2xDR 48</b>	75 grün			C0026071			




















# PremiCron®

























Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/2-Kreis Rundkörperringel								
 HR 6 	75 grün	C2026942						
 2xHR 10f 	75 grün		C2026213					
	75 grün		C0026213					
 HR 10 	45 grün	C0026008	C0026009	C0026010				
 2xHR 10 	75 grün		C2026887					
	90 grün		C2026792					
	75 grün		C0026695					
  2xHR 10 	90 grün		C0026792					
 HR 13 	45 grün		C0026029	C0026030	C0026031			
	75 grün			C0026152	C0026032			
 2xHR 13 	75 grün		C2026843	C2026844	C2026845			
	75 grün		C0026843	C0026844	C0026845			
 HR 13 	4 x 45 grün	Abziehnadel		C0026477				
 HR 13ss 	75 grün					C0026062		
 HR 17 	75 grün		C0026003	C0026004	C0026005	C0026006		
	4 x 75 grün	Abziehnadel		C0026700				



















Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 2xHR 17	75	C2026802	C2026803	C2026804	C2026805	C2026806			
	90		C2026903	C2026904	C2026905	C2026906			
	grün								
	75			C2027455		C2027457			
	weiß								
	 Pledgets 6x3mm Firm	75					C2027042		
	grün								
	75			C0026803	C0026804	C0026805	C0026806		
	90			C0026903	C0026904	C0026905	C0026906		
	grün								
75				C0027455		C0027457			
90						C0027906			
weiß									
 Multi pack	8 x 75					M0027775			
4 x 90							M0027008		
grün/weiß									
 Multi pack	4 x 75					M0027764			
 Pledgets 3x3mm Firm	8 x 75					M0027802			
grün/weiß									
 Multi pack	4 x 75					M0027088	M0027091		
 Pledgets 6x3mm Firm	8 x 75					M0027776			
grün/weiß									
 CVJ Pass									
 2xHR 17b	 Pledgets 3x3mm Soft	75					C0026257		
	grün								
	 Multi pack	8 x 75					M0027151		
	grün/weiß								
	 Multi pack	4 x 75					M0027090		
 Pledgets 3x3mm Firm	8 x 75					M0027119			
grün/weiß									
 Multi pack	 Pledgets 6x3mm Firm	8 x 75				M0027150			
grün/weiß									
 CVJ Pass									
 HR 17	Abziehnadel	4 x 45				C0026740			
	grün								
 2xHR 18	 Multi pack	 Pledgets 3x3mm Firm	8 x 75				M0027178		
	grün/weiß								
 Multi pack	 Pledgets 6x3mm Firm	8 x 75				M0027184			
grün/weiß									
 CVJ Pass									














# PremiCron®

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/2-Kreis Rundkörpernadel								
 	 	8 x 75 grün/weiß					M0027178	
	 	8 x 75 grün/weiß					M0027184	
		75 grün			C2026094			
		75 grün				C0026907		
		75 weiß				C0027010		
 		8 x 75 grün/weiß				M0027707		
	 	8 x 75 grün/weiß				M0027953		
	 	4 x 75 8 x 75 grün/weiß				M0027905 M0027706		
	 	8 x 75 grün/weiß				M0027525		
 		45 75 grün			C0026024	C0026025	C0026026	C0026007








Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	
1/2-Kreis Rundkörperringel									
		75			C2026763				
		90			C2026730	C2026731	C2026732	C2026734	
		grün							
		75			C2026735	C2026307	C2026733		
		75			C0026763		C0026737		
		90			C0026730	C0026731	C0026732		
		grün							
		75			C0026735		C0026733		
		2 x 75					B0027718		
		8 x 75					M0027705		
	8 x 75					M0027605			
	8 x 90					M0027704			
	8 x 75					M0027867			
	8 x 75					M0027867			
									
		8 x 75					M0027181		
		4 x 75					M0027157		
		8 x 75					M0027169		
									
		4 x 45					C0026736	B0026729	
		grün							
									
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	
		75					C0026070		
		grün							
		8 x 75			M0027232				
		grün/weiß							
									








# PremiCron®

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
1/2-Kreis Rundkörperringel								
 		75	C0026014	C0026015	C0026016	C0026017	C0026018	
		90			C0026049			
		120 grün		C0026002	C0026111	C0026001		
			4 x 75 weiß			M0027112		
	 		75		C2026738	C2026739		
			90	C2026814	C2026815	C2026816	C2026817	
			75 90 weiß			C2027839 C2027816	C2027817	
				90 grün			C2026916	
				90 weiß			C2027306	
				75		C0026738	C0026739	
90		C0026814		C0026815	C0026816	C0026817		
75 90 weiß					C0027839 C0027816	C0027817		
			90 grün		C0026915	C0026916		
			90 weiß			C0027306		
		4 x 75			M0027700	M0027009		
8 x 75				M0027715				
8 x 90 grün/weiß				M0027713				
	 	8 x 75			M0027716			
		8 x 90			M0027717			
	 	4 x 75				M0027759		
8 x 75				M0027766				
8 x 90 grün/weiß				M0027712				









Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 2xHR 26b	Multi pack	75 grün			C2026500				
		4 x 75 8 x 75 grün/weiß			M0027186 M0027205				
	Multi pack	 Pledgets 6x3mm Firm	4 x 75 8 x 75 grün/weiß			M0027187 M0027199			
			Multi pack	 Pledgets 6x3mm Soft	8 x 75 grün/weiß			M0027211	
 HR 26		120 grün					C0026194		
 HR 26s		75 grün		C0026061	C0026052	C0026050	C0026051	B0026053	
	 Abziehnadel	4 x 45 grün			C0026724	B0026019			
 HR 26ss		90 grün						C0026255	
		4 x 75 grün/weiß						B0027148	
	 Abziehnadel	4 x 45 grün			C0026064				
 2xHR 26ss		75 grün						B0026325	
 HR 26ss		2 x 75 grün				C0026768			
 2xHR 27	Multi pack	 Pledgets 6x3mm Firm	8 x 75 grün/weiß			M0027280			
			75 grün		C0026056	C0026057 C0026928	C0026058	C0026059	C0026145
 HR 30		75 weiß					C0027059		

# PremiCron®








Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel</b>								
 HR 37 <small>Easyslide</small>	75 grün		C0026035	C0026036	C0026037	C0026038	C0026039	
 2xHR 37 <small>Easyslide</small>	75 90 grün		C0026750	C0026836 C0026751	C0026837			
 HR 37s <small>Easyslide</small>	75 90 grün			C0026066	C0026067 C0026267	C0026068 C0026277	C0026069	
 2xHR 37s <small>Easyslide</small>	60 90 grün							C0026840 B0026759
 HR 37ss <small>Easyslide</small>	75 grün							C0026079
<b>Nadel Länge mm</b>	<b>Faden Länge cm Farbe</b>	<b>USP (metric)</b>						
		<b>2/0 (3)</b>	<b>0 (3.5)</b>	<b>1 (4)</b>	<b>2 (5)</b>	<b>3 (6)</b>	<b>4 (6)</b>	<b>5 (7)</b>
 HR 37ss <small>Easyslide</small>	75 grün							B0026191
 HR 40 <small>Easyslide</small>	75 90 grün	C0026072		C0026074 C0026972	B0026075	B0026425		B0026083

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel</b>								
 HR 40s EasySlide	75 grün			C0026512	B0026513			
 HR 40ss EasySlide	75 grün				C0026275			
 HR 48 EasySlide	75 grün		C0026098	C0026080	B0026182	B0026082		
	75 weiß					B0027082		
 2xHR 48 EasySlide	75 grün				B0026720			
 HR 65 EasySlide	75 grün					B0026303		
 2xHR 70 EasySlide	75 grün		B0026696	B0026697				
<b>5/8-Kreis Rundkörperringel</b>								
 FR 36 EasySlide	90 grün		C0026268	C0026089				











# PremiCron®

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel</b>								
 2xHR 70 Easyslide	75 grün		B0026696	B0026697				
<b>5/8-Kreis Rundkörperringel</b>								
 FR 36 Easyslide	90 grün		C0026268	C0026089				
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
<b>Gerade Rundkörperringel</b>								
 GR 19 Easyslide	45				C0026041			
	75			C0026113				
	120 grün					C0026045	C0026992	
 2xGR 19 Easyslide	75 grün			C0026449				
<b>Haken Rundkörperringel</b>								
 JR 30s Easyslide	75 grün							C0026977
<b>Skinadel Rundkörperringel</b>								
 SKR 19 Easyslide	30 grün					C0026536		
 SKR 26 Easyslide	30				C0026540	C0026550		
	45					C0026548		
	120 grün				C0026546	C0026046	C0026549	
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze</b>								
 DRC 12 CVPass	75 grün	C0026352						





























Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze</b>									
 <b>2xDRC 18</b> 		75 grün				C2026465	C2026466		
		75 grün					C0026476		
	<b>Multi pack</b>	4 x 75 8 x 75 8 x 90 grün/weiß					M0027601 M0027311 M0027941		
	<b>Multi pack</b>		4 x 75 8 x 75 grün/weiß				M0027600 M0027310		
	<b>Multi pack</b>		8 x 75 4 x 90 8 x 90 grün/weiß				M0027312 M0027647 M0027935		
	<b>Multi pack</b>		8 x 90 grün/weiß				M0027519		
	<b>CVJ Pass</b>								
	<b>2xDRC 18b</b>								
	<b>CVJ Pass</b>	<b>Multi pack</b>		4 x 75 8 x 75 grün/weiß				M0027002 M0027046	
	<b>1/2-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze</b>								
<b>CVJ Pass</b>		<b>HRC 17</b>	75 grün			C0026937	C0026938		























# PremiCron®















Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/2-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze								
	75				C2026572	C2026250		
	90			C2026304	C2026305	C2026306		
	grün							
	75					C2027656		
	90					C2027317		
	weiß							
	75					C2026248		
	90					C2026308		
	grün							
	75					C2026560		
	grün							
	75					C2026563		
	grün							
	75							
	90			C0026304	C0026305	C0026250	C0026158	
	grün					C0026306		
	90							
	weiß					C0027317		
	75							
	grün					C0026249		
	75							
	90					C0026248		
	grün					C0026308		
	75					C0026560		
	grün							
	75					C0026563		
	grün							
	4 x 75						M0026175	
	grün							
	4 x 75					M0027584	M0027921	M0027585
	8 x 75						M0027722	
	4 x 90							M0027976
	8 x 90						M0027929	
	grün/weiß							



Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/2-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze								
 	 	8 x 75 grün/weiß					M0027738	
	 	4 x 75 8 x 75 4 x 90 8 x 90 grün/weiß					M0027628 M0027723 M0027863	M0027579 M0027975
		 	4 x 75 8 x 75 grün/weiß				M0027824 M0027819	
			 	4 x 75 8 x 75 grün/weiß				M0027813 M0027811
		75 grün					C2026538	
		75 grün				C0026538	C0026159	
		 75 grün					C0026253	
	 		4 x 75 8 x 75 grün/weiß				M0027568 M0027253	M0027586
		 	8 x 75 grün/weiß				M0027241	
		 	4 x 75 8 x 75 4 x 90 grün/weiß				M0027229 M0027259	M0027580 M0027971
 			8 x 75 grün/weiß				M0027247	
 		8 x 75 grün/weiß				M0027265		
		 75 grün					C0026251	
 			2 x 90 grün/weiß				B0027875	













# PremiCron®































Nadel Länge mm		Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						0 (3.5)	1 (4)
			6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)			
1/2-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze										
 <b>2xHRC 17</b> 	 Pledgets 6x3mm Firm	75 grün							C0026251	
	 Pledgets 6x3mm Firm	2 x 90 grün/weiß					B0027875			
 <b>2xHRC 18</b> 	 Multi pack	8 x 75 grün/weiß					M0027498			
	 Multi pack  Pledgets 3x3mm Firm	8 x 75 grün/weiß					M0027480			
	 Multi pack  Pledgets 6x3mm Firm	8 x 75 grün/weiß					M0027486			
	 Multi pack  Pledgets 6x3mm Soft	8 x 75 grün/weiß					M0027834			
 <b>2xHRC 18b</b> 	 Pledgets 6x3mm Firm	75 grün						C0026608		
 <b>2xHRC 20</b> 	 Multi pack  Pledgets 6x3mm Firm	8 x 75 grün/weiß						M0027625		
 <b>HRC 22</b> 		100 grün						C0026296		

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/2-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze								
	90 grün						C2026323	
	 75 grün						C2026263	
	 75 grün						C2026585	
	90 grün						C0026323	C0026163
	 75 grün						C0026263	
	 75 grün						C0026585	
	 4 x 75 8 x 75 4 x 90 grün/weiß						M0027549 M0027102 M0027603	M0027107 M0027610
	 4 x 75 8 x 75 4 x 90 grün/weiß						M0027949 M0027100 M0027617	M0027108 M0027618
	 4 x 75 8 x 75 grün/weiß						M0027836 M0027841	
	 4 x 75 4 x 90 grün/weiß						M0027251 M0027566	M0027611
	 4 x 75 8 x 75 4 x 90 grün/weiß						M0027375 M0027391 M0027300	M0027619
	 90 grün						C0026321	B0026899
	 4 x 90 grün/weiß						M0027615	
	 4 x 90 grün/weiß						M0027004	
								











# PremiCron®

















Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	
1/2-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze									
 HRC 26 	75				C0026301	C0026302			
	100 grün				C0026299	C0026300			
 HRC 26b 	120 grün					C2026955			
	75 90 grün			C2026311	C2026215	C2026316 C2026313	C2026317 C2026419		
	90 weiß					C2027326			
 Pledgets 6x3mm Firm	75 90 grün					C2026319 C2026318			
	 Pledgets 6x3mm Soft	75 90 grün					C2026594 C2026676		
		75 90 grün				C0026215 C0026312	C0026316 C0026313	C0026317 C0026419	
 2xHRC 26	90 weiß					C0027326			
	 Pledgets 6x3mm Firm	75 90 grün					C0026319 C0026318	C0026162 C0026165	
 Pledgets 6x3mm Soft		75 90 grün					C0026594 C0026676		
		4 x 75 8 x 75 4 x 90 grün/weiß					M0027371 M0027791 M0027555	M0027925 M0027686	
 Pledgets 3x3mm Firm		8 x 75 grün/weiß					M0027801		
			4 x 75 8 x 75 4 x 90 grün/weiß					M0027543 M0027792 M0027685	M0027859 M0027687

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/2-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze								
 	 	8 x 90 grün/weiß					M0027660	M0027661
	 	4 x 75 8 x 75 grün/weiß					M0027843 M0027845	
 		75 grün					C2026634	
		75 grün					C2026643	
		75 grün					C0026643	C0026644
		4 x 75 8 x 75 grün/weiß					M0027425 M0027465	M0027926
	 	4 x 75 8 x 75 grün/weiß					M0027424 M0027451	M0027858
	 	4 x 75 8 x 75 grün/weiß					M0027443 M0027471	
 		2 x 90 grün/weiß					B0027885	
		75 grün					C2026968	
 		8 x 75 grün/weiß					M0027594	
	 	8 x 75 grün/weiß					M0027576	
	 	8 x 75 grün/weiß					M0027582	
 	 	4 x 75 8 x 75 grün/weiß					M0027477 M0027489	








# PremiCron®


















Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/2-Kreis Rundkörpernadel kurze schneidende Spitze								
 2xHRC 27b EasySlide	 2 x 75 grün/weiß						B0027558	
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)
 HRC 40 EasySlide	75 grün				C0026260			
 HRC 55 EasySlide	4 x 75 grün							G0026114
Progressiv/asymptotische Rundkörpernadel kurze schneidende Spitze								
 PRC 24 EasySlide	120 grün	C0026102	C0026099					
Haken Rundkörpernadel kurze schneidende Spitze								
 JRC 30s EasySlide	75 grün				C0026987			
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
3/8-Kreis Rundkörpernadel Trokarspitze								
 DRT 12 EasySlide	75 grün	C0026326	C0026327					
 DRT 18 EasySlide	75 grün		C0026343	C0026344	C0026345			










Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
<b>3/8-Kreis Rundkörperringnadel Trokarspitze</b>								
 <b>2xDRT 18</b> 		75 grün			C2026484	C2026485	C2026486	
		90 grün					C2026491	
		8 x 75 8 x 90 grün/weiß					M0027771 M0027773	
								
 <b>2xDRT 26</b> 		8 x 90 grün/weiß					M0027747	
<b>1/2-Kreis Rundkörperringnadel Trokarspitze</b>								
 <b>HRT 17</b> 		75 grün		C0026378	C0026379	C0026380	C0026381	
		75 90 grün		C2026413	C2026414	C2026415	C2026406 C2026416	
		75 90 weiß				C2027397	C2027406	
		90 grün					C2026417	
		75 grün					C2026407	
		75 weiß					C2027407	
		2 x 75 2 x 90 grün/weiß					B0027710 B0027711	
		4 x 75 8 x 75 grün/weiß					M0027782	M0027789
								









# PremiCron®

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/2-Kreis Rundkörperringspitze								
 <b>2xHRT 17</b>	Multi pack	4 x 75 8 x 75 grün/weiß					M0027782	M0027789
	Multi pack	 8 x 75 8 x 90 grün/weiß			M0027787		M0027781 M0027768	
	Multi pack	 4 x 75 8 x 75 4 x 90 8 x 90 grün/weiß			M0027788		M0027784 M0027786 M0027725 M0027780	M0027783
	EasySlide	90 grün					C2026426	
	Multi pack	 75 grün					C2026427	
	Multi pack	4 x 75 grün/weiß						M0027728
 <b>2xHRT 22</b>	Multi pack	 4 x 75 8 x 75 grün/weiß			M0027798		M0027796	M0027740
	EasySlide	75 90 grün					C0026335 C0026336	C0026337
 <b>HRT 26</b>	EasySlide	75 90 grün						















Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/2-Kreis Rundkörperring Trokarspitze								
 2xHRT 26	75				C2026435	C2026436	C2026437	
	90				C2026445	C2026446	C2026447	
	grün							
	75					C2027346		
	90					C2027446		
	weiß							
	 75 grün					C2026431		
	 2 x 90 grün/weiß					B0027720		
	 4 x 75 8 x 75 8 x 90 grün/weiß					M0027756 M0027734 M0027753	M0027751	
	  8 x 75 grün/weiß					M0027732		
  4 x 75 8 x 75 8 x 90 grün/weiß					M0027736 M0027733 M0027755	M0027735 M0027754		
  HRT 30s	90							C0026920
  HRT 37	75						C0026392	C0026393
	grün							
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)
  HRT 37	75 4 x 75 grün				C0026394 B0026717			
  2xHRT 37	90 grün	C0026458						




















# PremiCron®

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)
<b>1/2-Kreis Rundkörpernadel Trokarspitze</b>								
 HRT 40 ⊕ Easyslide	75 4 x 75 grün		C0026401			B0026044		G0026076
 HRT 40s ⊕ Easyslide	75 grün					C0026395		
 HRT 43 ⊕ Easyslide	4 x 75 grün					G0026718		
 HRT 48 ⊕ Easyslide	75 4 x 75 grün							G0026148 G0026081
 HRT 55 ⊕ Easyslide	75 4 x 75 grün							G0026146 G0026723
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
<b>Gerade Rundkörpernadel Trokarspitze</b>								
 2xGRT 25 ⊕ Easyslide	45 grün	C0026833						
<b>1/2-Kreis Rundkörpernadel Sternum Spitze schneidend</b>								
 HRS 40 ⊕	4 x 75 grün						B0026766	









Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
1/2-Kreis Rundkörperringel Sternum Spitze schneidend								
	4 x 75 grün							B0026767
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)	6 (8)	7 (9)	8 (10)
	4 x 75 grün				G0026702			
	4 x 75 grün				G0026705			
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
3/8-Kreis Dreikant								
	45 grün	C0026192						
	45 75 grün	C0026171	C0026172 C0026242	C0026173				
	45 75 grün		C0026176	C0026177 C0026245	C0026246			
	45 4 x 45 75 grün		C0026551	C0026552 C0026185 C0026231	C0026553 C0026232	C0026554 C0026233		C0026235
	45 4 x 45 weiß				C0027974 C0027433			

# PremiCron®













Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	
<b>3/8-Kreis Dreikant</b>									
 DS 24 	45				C0026514	C0026189	C0026190		
	75 grün					C0026515	C0026516	C0026517	C0026518
 DS 30 	75 weiß						C0027965		
	75 grün						C0026531	C0026532	C0026533
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)	
 DS 30 	75				C0026534				
	90 grün		C0026537						
 DS 35 	75 grün	C0026281	C0026282	C0026283	C0026284				
	75 grün	C0026329	C0026330	C0026331	C0026332	B0026333			
 DS 48 	75 grün			C0026354	B0026355				
	75 grün								
 DS 60 	75 grün					B0026279			
	50 50 75 grün					B0026205		B0026208 B0026291	
 2xDS 76 	75 grün					B0026220		B0026223	
	75 grün								

Nadel		Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
Länge mm	5/0 (1)		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	
1/2-Kreis Dreikant									
	HS 15 	45 75 grün	C0026196	C0026197	C0026198 C0026342				
	HS 21 	45 75 grün		C0026199	C0026200 C0026365	C0026366	C0026367		
	HS 23 	45 grün			C0026202				
	HS 23ss 	75 grün					C0026403	C0026404 C0026405	
	HS 26 	75 grün			C0026420	C0026421	C0026423		
	HS 26s 	75 grün						C0026339 B0026778	
	HS 26ss 	75 grün						C0026371	
	HS 30 	75 grün				C0026541	C0026542	C0026543 C0026544	
Nadel		Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
Länge mm	0 (3.5)		1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)	6 (8)	
	HS 30 	75 grün				B0026545			
	2xHS 30 	75 grün			C0026214				





# PremiCron®

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)	6 (8)	
<b>1/2-Kreis Dreikant</b>									
	75 grün	C0026471	C0026472	C0026473					
	75 grün	C0026467	C0026468	C0026469					
	75 grün		C0026479	C0026480	B0026481			B0026482	
	75 grün			C0026390					
	75 grün		C0026397						
	75 4 x 75 200 grün		C0026375 B0120070		B0026377			B0026399 G0026203	
	75 grün							B0026409	
<b>Gerade Dreikant</b>									
	75 grün				C0026505	C0026506	C0026507	C0026508	



Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)	6 (8)
<b>1/2-Kreis Dreikant</b>								
 HS 60 Easyslide	75 grün							B0026409
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
<b>Gerade Dreikant</b>								
 GS 51 Easyslide	75 grün				C0026505	C0026506	C0026507	C0026508
 GS 60 Easyslide	75 90 grün				C0026314	C0026315 C0026441	C0026266	
 GS 65 Easyslide	75 grün					C0026287	C0026288	C0026289
<b>3/8-Kreis Dreikant Mikropräzisionsspitze</b>								
 2xDSMP 7 Easyslide	45 weiß	C0027074						
 2xDSMP 11 Easyslide	45 weiß		C0027031					
 DSMP 13 Easyslide	45 grün			C0026193				
 DSMP 13 Easyslide	45 weiß		C0027086	C0027087				
 DSMP 19 Easyslide	45 grün			G0026610				
 DSMP 19 Easyslide	45 weiß			C0027096	C0027097			
 DSMP 24 Easyslide	75 weiß						C0027957	
<b>1/2-Kreis Lanzette Mikrospitze (M)</b>								
 2xHLM 8 Easyslide	45 weiß		G0027062					

# PremiCron®

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/4-Kreis Lanzette Mikrospitze (M)								
 <b>2xVLM 6</b> 	45 weiß		G0027895					
	45 grün		G0026155					
 <b>2xVLM 8</b> 	45 weiß	G0027114	G0027115	G0027116				

	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
Kurzfäden								
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 grün	C0120090	C0120091	C0120092	C0120093	C0120094	C0120095	C0120096
	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)	6 (8)
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 grün				C0120097			
	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
5 Fäden à 45 cm	5 x 45 grün	C0120100	C0120101	C0120102	C0120103	C0120104	B0120105	B0120106
10 Fäden à 45 cm	10 x 45 grün	C0120005	C0120006	C0120007	C0120008	B0120009	B0120010	B0120011
17 Fäden à 45 cm	17 x 45 grün			C0120050	C0120051			
5 Fäden à 60 cm	5 x 60 grün					C0120110	B0120111	
10 Fäden à 60 cm	10 x 60 grün		C0120015	C0120016	C0120017			
13 Fäden à 60 cm	13 x 60 grün			C0120036	C0120037			
2 Fäden à 75 cm	2 x 75 grün			C0120080	C0120081	C0120082	C0120083	C0120084
	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)
2 Fäden à 75 cm	2 x 75 grün					B0120085		B0120087
5 Fäden à 75 cm	5 x 75 grün	C0120120	C0120121	B0120122	B0120123			
	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
10 Fäden à 75 cm	10 x 75 grün		C0120020	C0120021	B0120022		B0120024	
1 Faden à 150 cm	1 x 150 grün	C0120025	C0120026	C0120027	C0120028	C0120029	C0120030	B0120031

# PremiCron®

	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)
<b>Kurzfäden</b>								
1 Faden à 150 cm	1 x 150 grün							B0120033
2 Fäden à 75 cm	2 x 75 weiß	C0100017		C0100008				
1 Faden à 150 cm	1 x 150 weiß			C0102020	C0102025	B0102035		
	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
1 Faden à 250 cm	1 x 250 grün	G0120055	G0120056	G0120060	G0120061	G0120062	G0120063	G0120064
	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)	6 (8)	7 (9)
1 Faden à 250 cm	1 x 250 grün			G0120065		G0120067		

# Dafilon®

## Nicht resorbierbares Nahtmaterial


### Beschreibung

Dafilon® ist ein nicht resorbierbares, monofiles Nahtmaterial, das aus Polyamid 6/6.6 besteht.

### Indikationen

Dafilon® ist indiziert für die Anwendungsbereiche, in denen gemäß chirurgischer Praxis nicht resorbierbares, monofiles Nahtmaterial eingesetzt wird, besonders in der:

- Plastischen- und Wiederherstellungschirurgie
- Mikrochirurgie
- Ophthalmologie
- Neurochirurgie



Dafilon®

## Dafilon®

### Produktübersicht

Fadenaufbau

monofil



Farbe

blau, ungefärbt, schwarz

Material

Polyamid 6, Polyamid 6.6

Beschichtung















keine










Stärke












USP 5 - USP 11/0

Sterilisation







Gamma-Bestrahlung











Nadel		Faden	USP (metric)					
Länge mm	Länge cm Farbe	8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)
3/8-Kreis Rundkörperringel								
 DR 6 	15 schwarz	G1110740						
DR 12 	75 blau				C0931071			
DR 22 	75 blau					C0935285	C0935294	C0935296
	135°							
1/2-Kreis Rundkörperringel								
HR 10 	45 blau				C0930786			
2xHR 17 	75 blau			C0938248				
HR 22 	75 blau					C0930210		
HR 26 	75 blau							C0930423
Nadel		Faden	USP (metric)					
Länge mm	Länge cm Farbe	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
HR 26 	75 blau				C0930431			
 HR 26s 	75 blau			C0930158				
 HR 30 	150 blau			C0937614				
	Schlinge							
HR 30 	75 100 blau			C0930474 C0930601	C0930482	C0930490		









Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)					
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel							
 HR 30	150 blau				C0933490		
Schlinge							
 HR 30s	100 blau				C0934860		
 HR 37	75 blau		C0930701				
 HR 37s	150 blau					B0935769	
Schlinge							
 HR 40	150 blau					B0934552	
EasySlide Schlinge							
 HR 40	75 blau				C0930539		
 HR 40s	100 blau					B0935743	
 HR 43s	75 blau					C0930970	
 HR 48	75 blau					C0930741	















Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel</b>								
 <p><b>HR 48</b></p>	Schlinge 150 200 blau						B0933570 B0933619	
 <p><b>HR 65</b></p>	150 blau						B0933670	
<b>Gerade Rundkörperringel</b>								
 <p><b>2xGR 65</b></p>	75 90 blau			C0938505	B0932730			
 <p><b>2xGR 75</b></p>	75 blau			C0930040				
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel Trokarspitze</b>								
 <p><b>HRT 17</b></p>	75 ungefärbt		C0916148					
 <p><b>HRT 40s</b></p>	 Schlinge 150 blau						B0934708	
 <p><b>HRT 43</b></p>	 Schlinge 150 blau						B0934710	
 <p><b>HRT 43s</b></p>	 Schlinge 200 blau						B0935630	
































Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
1/2-Kreis Rundkörperringel Sicherheitsspitze stumpf (N)								
 <b>HRN 50</b> Schlinge	150 blau					B0934028		
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
3/8-Kreis Dreikant								
 <b>DS 9</b>	45 blau	C0932019	C0932020					
 <b>DS 12</b>	45 75 45 60 75 90 blau	C0933066 C0934061 C0932060 C0935042	C0933074 G0932078 C0935050 C0934070 C0934067	G0932086 C0935069				
 <b>DS 16</b>	45 75 45 60 75 90 blau	C0933112 C0932116 C0932108 C0935115	C0933120 G0932124 C0935123 C0935254	C0933139 G0932132 C0935131 C0930165	C0935106 C0932140 C0935107			
 <b>DS 19</b>	45 75 45 75 90 blau		C0933198 C0933236 C0932191 C0935190 C0935255	C0933201 C0933244 G0932205 G0935204 C0935220	C0933210 C0933252 G0932213 G0935212 C0935239	C0932221 C0935213 C0935247	C0935181	
 <b>DS 24</b>	45 75 45 75 90 blau		C0932317	C0933341 C0933384 G0932345 G0935344 C0935310	C0933350 C0933392 G0932353 G0935352 C0935328	C0933368 C0933406 C0932361 G0935360 C0935336	C0932370 G0935379 C0935387	C0935380













Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
3/8-Kreis Dreikant								
 DS 30 	45				C0933422	C0933430		
	75				C0933457		C0933465	
	45			C0932441	C0932469	C0932477	C0932485	C0932493
	75			C0932450	C0935468	C0935476	C0935484	G0935492
	90				C0934410	C0935522	C0934391	C0934429
	blau							
 DS 35	75					C0932809		C0930095
	90				C0934780	C0934801	C0934810	C0934836
	blau							
 DS 39	45					C0932545		
	75			C0932531	C0932540	G0932558	C0932566	C0932574
	90					C0934569	C0934573	C0934577
	blau							
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
 DS 39	90						B0934579	
	blau							
 DS 45	75			C0932850				
	100			C0935859				
	blau							
 DS 48	75			C0932582				
	blau							
 DS 60	100			B0935905	B0935913	B0935915	B0935914	
	blau							
 DS 76	50						C0932650	
	3 x 50						B0935910	
	100		C0932272	C0932280				
	blau							
 DS 90	3 x 50					G0930182		
	100			C0934917	C0934909	C0934925	B0934933	
	blau							





Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
<b>3/8-Kreis Dreikant</b>								
	3 x 50 100 blau			C0934917	C0934909	G0930182 C0934925	B0934933	
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
<b>1/2-Kreis Dreikant</b>								
	45 60 75 blau	C0936028	C0936593	C0932507	C0935410			
	75 90 blau			C0932876	C0932884	C0932873		
	45 75 90 blau		C0934406	C0935948	C0935963 C0932957	C0935964 C0934968	C0932973	
	75 90 blau				C0934003	C0934011	C0935002 C0934020	C0935034 C0934038
	90 blau					C0934054		C0934046
	75 90 100 blau						C0932760 G0934585	C0932779 C0932787
	Schlinge 150 blau							B0934518

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
<b>1/2-Kreis Dreikant</b>								
 HS 48	75						C0932612	C0932620
	90							C0932604
	100							B0935620
	blau							
<b>Gerade Dreikant</b>								
 GS 45	45				C0932736			
	blau							
 GS 51	75			C0935590	C0935603	G0935611	C0935530	
	90						C0935565	C0935573
	blau							
  GS 60	75				C0912224			
	ungefärbt							
	75			C0932647	G0932655	C0932663		
90				C0934658	C0934690	C0934691		
blau								
 GS 65	90			C0935557	C0935646	C0935654		C0935735
	blau							
 GS 75	75						C0932710	
	blau							
<b>3/8-Kreis Trapezoidal micro engraved Mikropräzisionsspitze</b>								
 DGMP 11	45			C0933908				
	blau							
 DGMP 13	45			C0933906	C0933903			
	blau							
 DGMP 16	45			C0933907	C0933909			
	75				C0933904	C0933902		
	blau							
 DGMP 19	45			C0933911	C0933910	C0934008		
	75				C0933905	C0933901		
	blau							
 DGMP 24	45				C0934006	C0934004		
	75				C0934007	C0934005		
	blau							
<b>3/8-Kreis Dreikant Mikropräzisionsspitze</b>								
  DSMP 7	45	C0930018						
	blau							

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
3/8-Kreis Dreikant Mikropräzisionsspitze								
DSMP 11 	45	C0916122						
	75 ungefärbt	C0916022						
	45	C0936022	C0936014					
	blau							
DSMP 13 	45	C0916081	C0916133	C0916134				
	75 ungefärbt		C0916033					
	45	C0936081	C0936090	C0936103				
	blau							
DSMP 16 	45	C0912242	C0916143	C0916144				
	75 ungefärbt		C0916043	C0916044				
	45	C0936146	C0936154	C0936162				
	75 blau	C0936143	C0936650					
DSMP 19 	45		C0912247	C0916154	C0916155			
	75 ungefärbt			C0916054	C0916055			
	45	C0936226	C0936227	C0936235	C0936243	C0936251		
	75 blau			C0936731	C0936740			
DSMP 24 	45			C0916308	C0916165			
	75 ungefärbt				C0916065			
	45	C0936280	C0936294		C0936316	C0936324		
	75 blau			C0936839	C0936812	C0936820		
DSMP 30 	75				C0936952	C0936378		
	blau							
DSMP 39 	75					C0934570		
	blau							
1/2-Kreis Dreikant Mikropräzisionsspitze								
HSMP 15 	45		C0916618	C0916626				
	ungefärbt							
	45		C0936618	C0936626	C0935418			
	blau							

Nadel			Faden	USP (metric)						
Länge mm	Winkel	Durchmesser	Länge cm Farbe	11/0 (0.1)	10/0 (0.2)	9/0 (0.3)	8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)
3/8-Kreis Rundkörperringel Mikrospritze (m)										
<b>DRm 3</b> 	135°	50µ	5	G1118064	G1118072					
			10	G1118366						
			15		G1117041					
<b>DRm 4</b> 	135°	70µ	10 schwarz	G1118080	G1118099					
<b>DRm 4s</b> 	135°	140µ	10 schwarz		G1118129	G1118137	G1118138			
<b>DRm 5</b> 	135°	100µ	15 schwarz		G1118110	G1111434				
<b>2xDRm 5</b> 	135°	100µ	15 schwarz		G1118250					
<b>DRm 6</b> 	135°	140µ	15 schwarz		G1118013	G1118161	G1118170			
<b>2xDRm 6</b> 	135°	140µ	15 30 schwarz			G1118025 G1118535				
1/2-Kreis Rundkörperringel Mikrospritze (m)										
<b>HRm 4</b> 	180°	70µ	8 schwarz	G1118374						
<b>HRm 8</b> 	180°	140µ	15 schwarz				G1118030			
Progressiv/asymptotisch Rundkörperringel Mikrospritze (m)										
<b>PRm 4</b> 	95°/ 110°	70µ	8 schwarz		G1118463					
<b>PRm 5</b> 	100°/ 90°	100µ	13 schwarz			G1118471				
<b>PRm 5</b> 	100°/ 95°	140µ	15 schwarz				G1118390			
3/8-Kreis Rundkörperringel kurze schneid. Mikrospritze (Cm)										
<b>DRCm 3</b> 	135°	100µ	15 schwarz		G1118048					

Nadel			Faden	USP (metric)						
Länge mm	Winkel	Durchmesser	Länge cm Farbe	11/0 (0.1)	10/0 (0.2)	9/0 (0.3)	8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)
Progressiv/asymptotische Rundkörperringel Mikrospitze (m)										
<b>PRm 5</b> 	100°/ 95°	140µ	15 schwarz				G1118390			
3/8-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Mikrospitze (Cm)										
<b>DRCm 3</b> 	135°	100µ	15 schwarz		G1118048					
<b>2xDRCm 4</b> 	135°	140µ	15 schwarz		G1118404					
<b>DRCm 5</b> 	135°	100µ	15 schwarz			G1111140				
<b>2xDRCm 6</b> 	135°	140µ	15 schwarz				G1118455			
Progressiv/asymptotische Rundkörperringel kurze schneidende Mikrospitze (Cm)										
<b>PRCm 5</b> 	100°/ 90°	100µ	8 13 schwarz		G1118412		G1118420			
<b>2xPRCm 5</b> 	100°/ 90°	100µ	3 schwarz		G1118447					
<b>PRCm 6</b> 	100°/ 95°	140µ	15 schwarz				G1118439			
3/8-Kreis Lanzette Mikrospitze (m)										
<b>DLm 4</b> 	135°	125µ	15 schwarz	G1110012	G1110020					
<b>DLm 5</b> 	140°	150µ	15 30 schwarz		G1118684 G1118838		G1111693			
<b>2xDLm 5</b> 	140°	150µ	30 schwarz		G1118862	G1118032				
<b>DLm 6</b> 	140°	150µ	7 15 30 schwarz		G1118331 G1118722 G1118749	G1118730 G1118757	G1118889			

Nadel				Faden	USP (metric)								
Länge mm	Winkel	Durchmesser	Länge cm	11/0 (0.1)	10/0 (0.2)	9/0 (0.3)	8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)			
3/8-Kreis Lanzette Mikrospitze (m)													
<b>2xDLm 6</b> 	140°	150µ	5	G1111213	G1111272	G11118714	G11118668						
			15								G11118706	G11118714	G11118870
			30										
<b>DLm 6s</b> 	137°	200µ	15		G11118781	G11118790	G11118579	G1110250	G11118854				
			30								schwarz		
			45										
<b>2xDLm 6s</b> 	137°	200µ	30		G11118765	G11118773	G1111248						
			45								schwarz		
1/2-Kreis Lanzette Mikrospitze (m)													
<b>HLm 6</b> 	160°	150µ	15		G11118625	G11118633							
			30								G11118641	G11118650	
<b>2xHLm 6</b> 	160°	150µ	30		G11118609	G11118617							
<b>HLm 8</b> 	175°	200µ	15				G11118560						
<b>2xHLm 8</b> 	175°	200µ	30		G11118737		G11118530						
Progressiv/asymptotische Lanzette Mikrospitze													
<b>PLm 5</b> 	90°/50°	150µ	12		G1110802								
<b>2xPLm 5</b> 	90°/50°	150µ	20		G1111922								
			30								G1110326		
1/4-Kreis Lanzette Mikrospitze (m)													
<b>2xVLM 6s</b> 	97°	200µ	30				G1111337						
1/2-Kreis Lanzette Mikrospitze (M)													
 <b>2xHLm 8</b> 			45							G0938210			
1/4-Kreis Lanzette Mikrospitze (M)													
 <b>2xVLM 8</b> 			45							C0938106			



	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
Kurzfäden								
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 blau			C0436275	C0436283			
2 Fäden à 100 cm	2 x 100 blau	C0431249	C0431257	C0431265	C0431273	C0431290	B0431303	
1 Faden à 150 cm	1 x 150 blau		C0432059	C0432067				
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 blau	B0436532	B0436533	B0436534	B0436535	B0436536	B0436537	B0436538
	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)	6 (8)	7 (9)	8 (10)
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 blau				B0436540			
	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)						
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)
10 Fäden à 45 cm	10 x 45 blau	B0436658	B0436675					
6 Fäden à 60 cm	6 x 60 blau		B0436500			B0436503	B0436504	




# Supramid

## Nicht resorbierbares Nahtmaterial

### Beschreibung

Supramid ist ein synthetisches, nicht resorbierbares Nahtmaterial, hergestellt aus Polyamid, erhältlich in zwei verschiedenen Strukturen abhängig von der Fadenstärke:

- Supramid pseudo-monofiles Nahtmaterial, mit einer Fadenseele aus Polyamid 6.6 und einem Mantel aus Polyamid 6, erhältlich in den Stärken 4/0 bis 2.
- Supramid monofile Fäden bestehen aus Polyamid 6, erhältlich in den Stärken 6/0 bis 5/0.



### Indikationen

Supramid ist indiziert für die Anwendungsbereiche, in denen gemäß chirurgischer Praxis nicht resorbierbares, monofiles oder pseudomonofiles Nahtmaterial eingesetzt wird, besonders für den Hautverschluss und die Drainagefixation.

## Supramid

### Produktübersicht

Fadenaufbau

pseudomonofil, monofil



Farbe

schwarz, weiß

Material

Polyamid 6/6.6, Polyamid 6

Beschichtung

keine











Stärke













USP 5/0 bis USP 6/0

Sterilisation











Gamma-Bestrahlung





# Supramid

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
3/8-Kreis Rundkörperringel									
 DR 15	75 weiß			C0691097	C0691098				
1/2-Kreis Rundkörperringel									
 HR 17	75 schwarz			C0710130	C0710148				
 HR 22	75 schwarz				C0710245				
 HR 30	75 schwarz					C0710474			
	75 weiß					C0690465			
Gerade Rundkörperringel									
 GR 19	45 schwarz			C0711292	C0711306				
1/2-Kreis Rundkörperringel Trokarspitze									
 HRT 17	75 schwarz				G0715140				
3/8-Kreis Dreikant									
 DS 12	45 75 schwarz	C0712060	C0712078 C0714070	C0712086	C0712094				
	45 weiß			C0692085					
 2xDS 12	45 weiß			C0699403					
 DS 16	45 75 schwarz	C0712116	C0712124	C0712132 C0714135	C0712140				
	45 weiß			C0692131	C0692132				
 DS 19f	45 schwarz			C0714060					

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
3/8-Kreis Dreikant									
DS 19 	45		C0712191	C0712205	C0712213	C0712221			
	75 schwarz			C0714208	C0714216	C0714224			
DS 24 	75 weiß				C0692212				
	45			C0712345	C0712353	C0712361	C0712370		
DS 24 	75 schwarz				C0714356	C0714364	C0714372	C0714380	
	45 weiß				C0692352				
DS 30 	45				C0712469	C0712477	C0712485	C0712493	
	75 schwarz				C0714461	C0714470	C0714488		
DS 30 	75 weiß						C0694487		
	75								
DS 35 	75 schwarz					C0712612			
	75 weiß						C0692620		
DS 39 	75 schwarz				C0712540	C0712558	C0712566	C0712574	
DS 48 	75 schwarz								B0712604
DS 60 	100 schwarz								B0715827
Easyslide									
1/2-Kreis Dreikant									
HS 15 	45 schwarz		C0712035	G0712043	C0712051				
HS 21 	45 schwarz		C0712248	C0712256	C0712264				
	45 75 weiß				C0692263	C0692719			
HS 23 	45 schwarz				G0712302				

# Supramid

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
<b>1/2-Kreis Dreikant</b>									
 HS 26	75 schwarz				C0712418	C0712426	C0712434		
 HS 26s	75 schwarz							C0712442	
 HS 30	75 weiß					C0692689			
 HS 37	75 weiß						C0692549		
 HS 40s	120 weiß							B0694770	
 HS 48	75 weiß							C0692859	
<b>Gerade Dreikant</b>									
 GS 51	75 schwarz				C0712850				
	75 weiß					C0692964	C0692972		
<b>3/8-Kreis Dreikant Mikropräzisionsspitze</b>									
 DSMP 11	45 schwarz	C0716073	C0716081						
<b>1/2-Kreis Dreikant Mikropräzisionsspitze</b>									
 HSMP 15	45 schwarz		C0716189						
 HSMP 18	45 schwarz			C0716219					

Nadel	Faden	USP (metric)									
		Länge mm	Länge cm	Farbe	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/4-Kreis Lanzette Mikrospitze (M)											
 <b>VLM 8</b> 	20 weiß			G0690008							
 <b>2xVLM 8</b> 	45 weiß		G0698642	G0698643							

# Supramid

	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)
Kurzfäden									
5 Fäden à 45 cm	5 x 45 schwarz	C0216445	C0216453	C0216461	C0216470				
1 Faden à 75 cm	1 x 75 schwarz		C0214051						
1 Faden à 150 cm	1 x 150 schwarz		C0212059	C0212067	C0212075	C0212091	C0212105	B0212113	
5 Fäden à 45 cm	5 x 45 weiß		C0196452	C0196460	C0196479				
1 Faden à 150 cm	1 x 150 weiß		C0192058	C0192066	C0192074	C0192090	C0192104		
1 Faden à 250 cm	1 x 250 weiß			G0190233		G0190250	G0190268		



# Dagrofil®

## Nicht resorbierbares Nahtmaterial


### Beschreibung

Dagrofil® ist ein nicht resorbierbares, geflochtenes Nahtmaterial aus Polyester.

### Indikationen

Dagrofil® ist indiziert für die Anwendungsbereiche, in denen gemäß chirurgischer Praxis nicht resorbierbares, geflochtenes Nahtmaterial eingesetzt wird, besonders für:

- Drainagefixation
- Ligaturen



## Dagrofil®

### Produktübersicht

Fadenaufbau

geflochten



Farbe

grün

Material

Polyester (PET)

Beschichtung












keine











Stärke











USP 5 bis USP 6/0







Sterilisation

Gamma-Bestrahlung

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel</b>									
 2xDR 12	45 weiß		C0858188						
 DR 22	75 grün						C0841366		
 DR 32	75 grün				C0841587	C0841595	C0841609		
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel</b>									
 HR 17	75 grün		C0840130	C0840149					
	75 weiß			C0850144					
 HR 22	75 grün		C0840297	C0840300	C0840319				
 HR 26	75 grün			C0840416	C0840424	C0840432	C0840491		
	75 weiß				C0850420				
 HR 30	75 grün			C0840467	C0840475	C0840483	C0840556	C0840440	
 HR 37	75 grün					C0840521	C0840530		
 HR 37s	75 grün					C0840522			
<b>Gerade Rundkörperringel</b>									
 GR 19	45 grün		G0841528						
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze</b>									
 HRC 17	45 grün			C0844149					

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel kurze schneidende Spitze</b>										
 2xHRC 26	90 grün					C0849350				
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel Trokarspitze</b>										
 HRT 17	45 grün		G0844136	G0844144						
 2xHRT 26	90 grün					C0849383				
<b>3/8-Kreis Dreikant</b>										
 2xDS 12	45 weiß		C0858056							
 DS 16	45	C0842125								
	75 grün		C0845198							
 DS 19	45		C0852139							
	45 weiß	C0842192	C0842206	C0842214	C0842222					
 DS 24	45				C0844357	C0844365				
	75 grün				C0842354	C0842362				
	45 weiß				C0854352	C0850400				
 DS 30	75 grün					C0842478	C0842486	C0842494		
 DS 39	75 grün						C0842583	C0842591		
<b>1/2-Kreis Dreikant</b>										
 HS 23	45 grün			C0842303						

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
<b>3/8-Kreis Dreikant</b>									
 DS 39	75 grün					C0842583	C0842591		
<b>1/2-Kreis Dreikant</b>									
 HS 23	45 grün			C0842303					
 HS 26	75 grün				C0842427				
 HS 30	75 grün					C0842249	C0842257	C0842265	
 HS 37	75 grün						C0842281		
 HS 37s	75 grün						C0842273		
 HS 40	75 grün								B0842648
<b>Gerade Dreikant</b>									
 GS 60	75 grün				C0842664				
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)
<b>3/8-Kreis Dreikant Mikropräzisionsspitze</b>									
  2xDSMP 11	45 grün			C0848060					

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)
3/8-Kreis Dreikant Mikropräzisionsspitze									
 <b>DSMP 13</b> 	45 grün				C0846198				
	45 weiß					C0854336			
1/2-Kreis Lanzette Mikrospitze (M)									
 <b>2xHLM 8</b> 	45 grün					G0848630			
1/4-Kreis Lanzette Mikrospitze (M)									
 <b>2xVLM 8</b> 	45 grün			G0848430	G0848425				
	45 weiß				G0858420	G0858630			

	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)
<b>Kurzfäden</b>									
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 grün	C0346241	C0346250	C0346268	C0346276	C0346292	C0346306		
5 Fäden à 45 cm	5 x 45 grün		C0346454	C0346462	C0346470	B0346497	B0346500		
10 Fäden à 45 cm	10 x 45 grün	C0346640	C0346659	C0346667	B0346675	B0346691			
17 Fäden à 45 cm	17 x 45 grün			C0346861					
2 Fäden à 75 cm	2 x 75 grün			C0344060	C0344079	C0344095	C0344109	B0344117	
1 Faden à 150 cm	1 x 150 grün		C0342050	C0342068	C0342076	C0342092	C0342106	B0342114	
	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)	6 (8)	7 (9)	8 (10)	9 (11)
1 Faden à 150 cm	1 x 150 grün				B0342130	B0342149		B0342160	
1 Faden à 150 cm	1 x 150 weiß	C0372102							
	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)
1 Faden à 250 cm	1 x 250 grün	G0341215	G0341223	G0341231	G0341240	G0341258	G0341266	G0341274	G0341282
1 Faden à 250 cm	1 x 250 weiß		G0371243	G0371244	G0371245	G0371246	G0371247		

# Silkam®

## Nicht resorbierbares Nahtmaterial

### Beschreibung

Silkam® ist ein nicht resorbierbares, geflochtenes Nahtmaterial aus Seide.

### Indikationen

Silkam® ist indiziert für die Anwendungsbereiche, in denen gemäß chirurgischer Praxis nicht resorbierbares, geflochtenes Nahtmaterial eingesetzt wird, besonders in der:

- Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie
- Ophthalmologie



## Silkam®

### Produktübersicht

Fadenaufbau

geflochten



Farbe

schwarz, weiß

Material

Seide

Beschichtung














Wachs und Silikon

Stärke

USP 5 - USP 8/0











Sterilisation












Gamma-Bestrahlung














Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	
<b>3/8-Kreis Rundkörperringel</b>										
 DR 10	45 schwarz	C0761010								
 DR 12	45 75 schwarz	C0761060 C0765295	C0761079 C0765309			C0765325				
 2xDR 12	45 75 schwarz					C0769240 C0769193				
 DR 15	45 75 schwarz			C0761133 C0765767			C0761150			
 DR 18	75 schwarz				C0761214					
<b>1/2-Kreis Rundkörperringel</b>										
 HR 10	45 schwarz		C0760030	C0760048						
 HR 13	8 x 45 schwarz					M0766294				
 HR 13	45 schwarz		C0760072	C0760080	C0760099					
 HR 17	75 schwarz		C0760129	C0760137	G0760145	C0760153				
 HR 22	75 schwarz			C0760293	G0760307	C0760315				
 HR 26	75 schwarz			C0760404	C0760412	C0760420	C0760439	C0760447		
 HR 26	4 x 45 8 x 45 schwarz					C0766169 M0766423	M0766426			
 HR 26s	75 schwarz								C0760927	





Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
<b>1/2-Kreis Rundkörpernadel</b>									
 HR 26s Abziehnadel	4 x 45 schwarz					C0767023			
 HR 30	75 schwarz				C0760463	C0760471	C0760480	C0760498	
 HR 37	75 schwarz				C0760501	C0760510	C0760528	C0760536	C0760544
 HR 37s	75 schwarz							C0760978	C0760986
 HR 48	75 schwarz							C0760625	
<b>Gerade Rundkörpernadel</b>									
 GR 19	45 75 schwarz			G0761290 C0765511					
 GR 51	75 schwarz					C0765554			
<b>Skinadel Rundkörpernadel</b>									
 SKR 19 Easyslide	20 150 schwarz				C0764324	C0764319			
<b>1/2-Kreis Rundkörpernadel kurze schneidende Spitze</b>									
 HRC 17	75 schwarz			C0760765					
<b>1/2-Kreis Rundkörpernadel Trokarspitze</b>									
 HRT 17	4 x 45 75 schwarz			C0763136	C0766127 C0763144	C0763152			

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel Trokarspitze									
	75 schwarz					C0763420			
3/8-Kreis Rundkörperringel Sicherheitsspitze stumpf (N)									
	45 2 x 45 schwarz				C0766372 C0766390				
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
3/8-Kreis Dreikant									
	45 schwarz	C0764000	C0762024						
	45 75 schwarz		C0762067	C0762075 C0765074	C0762083 C0765082	C0762091 C0765597			
	45 schwarz		C0768464	C0768472	C0768480				
	45 75 schwarz		C0762113	C0762121 C0764124	C0762130 C0764132	C0762148 C0764140	C0764159		
	45 schwarz					C0767840			
	45 75 schwarz		C0765171	C0762199 C0765198	G0762202 C0765201	C0762210 C0765210	C0762229 C0765228		
	45 75 90 schwarz				C0762342	C0765104 C0762350	C0765112 G0762369	C0762377	C0761999
	45 75 schwarz					C0762466	C0765473 C0762474	C0765481 C0762482	C0762490

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	
<b>3/8-Kreis Dreikant</b>										
<b>DS 30</b> 	75 schwarz									C0762504
<b>DS 35</b> 	75 schwarz				C0772429	C0772437	C0764183			
<b>DS 39</b> 	75 schwarz				C0762598	C0762601	C0762610	C0762628		
<b>DS 48</b> 	75 schwarz					C0762814	C0762776			
<b>1/2-Kreis Dreikant</b>										
<b>HS 15</b> 	45 schwarz	C0762032	G0762040	C0762059						
<b>HS 18</b> 	45 schwarz		G0762563	C0762547						
<b>HS 21</b> 	45 75 schwarz	C0762245	G0762253 C0764825	G0762261 C0764248	C0762270 C0764175					
<b>HS 23</b> 	45 schwarz			G0762300	C0762326					
<b>HS 26</b> 	75 schwarz		C0762407	C0762415	C0762423	C0762431				
<b>HS 30</b> 	75 schwarz				C0764779	C0764620	C0764647	C0764698		
<b>HS 37s</b> 	75 schwarz						C0762970			

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	
<b>Gerade Dreikant</b>										
 <b>GS 51</b>	75 schwarz			C0762741	C0762750			C0762768		
 <b>GS 60</b>	75 schwarz				C0762660	C0762679	C0764690			
 <b>GS 75</b>	75 100 schwarz				C0762709 C0764728	C0762717				
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)								
		8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	
<b>3/8-Kreis Dreikant Mikropräzisionsspitze</b>										
 <b>DSMP 6</b>	45 schwarz	C0766020								
 <b>DSMP 7</b>	45 schwarz		C0766038	C0766046						
 <b>2xDSMP 7</b>	45 schwarz		C0768073	C0768065						
 <b>DSMP 11</b>	45 schwarz			C0766070	C0766089					
 <b>2xDSMP 11</b>	45 schwarz			C0768278						
 <b>DSMP 13</b>	45 schwarz			C0766186	C0766194	C0766208				
 <b>DSMP 16</b>	45 schwarz				C0766224					
 <b>DSMP 19</b>	45 schwarz						C0766690			
 <b>DSMP 24</b>	45 schwarz						C0766275	C0766283		
<b>1/2-Kreis Dreikant Mikropräzisionsspitze</b>										
 <b>HSMP 9</b>	45 schwarz					C0766135				

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)
1/4-Kreis Lanzette Mikrospitze (M)									
 <b>2xVLM 8</b> 	45 schwarz			G0768723	G0768731				

	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
<b>Kurzfäden</b>									
3 Fäden à 45 cm	3 x 45 schwarz		C0266248	C0266256	C0266264	C0266272	C0266299	C0266302	C0266310
5 Fäden à 45 cm	5 x 45 schwarz			C0266450	C0266469	C0266477	B0266493	B0266507	
10 Fäden à 45 cm	10 x 45 schwarz	C0266639	C0266647	C0266655	C0266663	B0266671	B0266698		
17 Fäden à 45 cm	17 x 45 schwarz				C0266868				
2 Fäden à 75 cm	2 x 75 schwarz				C0264067	C0264075	C0264091	C0264105	
5 Fäden à 75 cm	5 x 75 schwarz		C0264440		C0264466	C0264474	B0264490		
10 Fäden à 75 cm	10 x 75 schwarz			C0264652	C0264660	B0264679			
1 Faden à 150 cm	1 x 150 schwarz		C0262048	C0262056	C0262064	C0262072	C0262099	C0262102	
	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)	6 (8)	7 (9)	8 (10)
1 Faden à 150 cm	1 x 150 schwarz						B0262145		
2 Fäden à 150 cm	2 x 150 schwarz		B0262609						
	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)
1 Faden à 250 cm	1 x 250 schwarz	G0260410	G0260428	G0260436	G0260444	G0260452	G0260460	G0260479	
	Faden Länge cm Farbe	USP (metric)							
		2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)	6 (8)	7 (9)	8 (10)	9 (11)
1 Faden à 250 cm	1 x 250 schwarz				G0260487				

# Steelex®

## Nicht resorbierbares Nahtmaterial


### Beschreibung

Steelex® ist ein nicht resorbierbares, monofil oder gedrehtes Nahtmaterial aus rostfreiem Edelstahl.

### Indikationen

Steelex® ist indiziert für die Anwendungsbereiche, in denen gemäß chirurgischer Praxis nicht resorbierbares Nahtmaterial aus rostfreiem Edelstahl eingesetzt wird, besonders in der:

- Herz- und Thoraxchirurgie (Sternum Set, Electrode Set)
- Orthopädie



## Steelex®

### Produktübersicht

Fadenaufbau

monofil, gedreht oder geflochten



Farbe

natur (metallisch)

Material

rostfreier Edelstahl

Beschichtung







keine oder Polyethylen

Stärke


USP 7 - USP 5/0

Sterilisation

Gamma-Bestrahlung

Nadel Länge mm	Faden Länge cm Struktur	USP (metric)						
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
1/2-Kreis Rundkörperringel Trokarspitze								
 HRT 40	45 gezwirnt							G0613410
3/8-Kreis Dreikant								
 DS 19	45 gezwirnt	G0612197						
 DS 24	45 gezwirnt		G0612340	G0612359				
 DS 30	45 gezwirnt				G0612472			
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Struktur	USP (metric)						
		3 (6)	4 (6)	5 (7)	6 (8)	7 (9)	8 (10)	9 (11)
 2xDS 76	75 monofil				G0599506			
Nadel Länge mm	Faden Länge cm Struktur	USP (metric)						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
1/2-Kreis Dreikant								
 HS 26	45 gezwirnt				G0612413			



Nadel Länge mm	Faden Länge cm Struktur	USP (metric)						
		2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)	6 (8)	7 (9)	8 (10)
1/2-Kreis Dreikant								
	75 monofil				G0599530			
	Faden Länge cm Struktur	USP (metric)						
		2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)
Kurzfäden								
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 metallic	G0098469	G0098477	G0098485	G0098493	G0098507		G0098515
	Faden Länge cm Struktur	USP (metric)						
		4 (6)	5 (7)	6 (8)	7 (9)	8 (10)	9 (11)	10 (12)
6 Fäden à 45 cm	6 x 45 metallic			G0098523	G0098531			
	Faden Länge cm Struktur	USP (metric)						
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
3 Fäden à 60 cm	3 x 60 metallic				G0094277			

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel.: (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: [naht.de@bbraun.com](mailto:naht.de@bbraun.com) | [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)  
Betriebsstätte: Tuttlingen | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen

Hersteller nach MDD 93/42/EWG

B. Braun Surgical, S.A. | Carretera de Terrassa, 121 | 08191 Rubí | Spanien

Die Produktmarken „Dafilon“, „Dagrofil“, „Dermaslide“, „Monomax“, „MonoPlus“, „Monosyn“, „Novosyn“, „Optilene“, „PremiCron“, „RacePack“, „Securex“, „Silkam“ und „Steelex“ sind eingetragene Marken der B. Braun Melsungen AG oder ihrer Tochtergesellschaften.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Katalog darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden.  
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.