



AESCULAP® Flow 50 CO₂ High Flow Insufflator

Integrierte Rauchgasabsaugung

AESCLAP® Flow 50


High Flow Insufflator










Der Flow 50 High Flow Insufflator mit einer Flussleistung von 50 Litern ist vielseitig einsetzbar und kann aufgrund seiner unterschiedlichen Indikationsmodi in der Viszeralchirurgie, Adipositaschirurgie, Pädiatrie, endoskopisch assistierten Herzchirurgie und zur endoskopischen Venenentnahme eingesetzt werden.

Der Insufflator verfügt über einen 5,7" Touchscreen-Bildschirm und bietet zusätzlich zur integrierten Rauchgasabsaugung die Option der Gasvorwärmung.



Insufflator	Artikel	Beschreibung
	PG150	Flow 50 Insufflator

Zubehör – Insufflation	Artikel	Beschreibung
	PG019	Einmal CO ₂ Filter, steril
	PG012	Einmalschlauchset mit CO ₂ Filter, steril
	PG014	Wiederverwendbares Schlauchset
	PG096SU	Einmalheizschlauchset, steril
	PG097	Wiederverwendbares Heizschlauchset

Zubehör – Rauchgasabsaugung	Artikel	Beschreibung
	PG106	Filterkassette für Rauchgasabsaugung
	PG107SU	Einmalschlauchset für Rauchgasabsaugung, steril

Schläuche für Gasversorgung (o. Abbildung)	Artikel	Beschreibung
	PG056	CO ₂ -Hochdruckschlauch DIN/US 1,5 m
	PG061	CO ₂ -Hausgasschlauch DIN/US 3 m
	PG091	CO ₂ -Hausgasschlauch DIN/US 5 m

Sonstiges (ohne Abbildung)	Artikel	Beschreibung
	PG090	CO ₂ -Gasanschluss abgewinkelt
	PG150200	Sinterfilter
	PG067	NIST Adapter
	PG068	Umschaltventil für Gasflaschen

Technische Spezifikationen:	
Max. CO ₂ -Gasfluss:	50 l/min
Druckbereich:	1-30 mmHg
Max. Absaugleistung:	12 l/min
Einlassdruckbereich:	2,7 – 80 bar
Display:	5,7" Farb-Touchscreen

Patientensicherheit

- Begrenzung des Drucks auf max. 30 mmHg sowie der Durchflussmenge auf max. 50 l/min.
- Gaserwärmung hilft Unterkühlung zu verhindern
- Patientenrelevante Werte werden auf dem Touchdisplay angezeigt

Anwendersicherheit

- Besseres Bild durch Absaugung der Rauchentwicklung im OP-Feld
- Reduktion von Schadgasen durch Aktivkohlefilterung
- Die Gaserwärmung reduziert das Beschlagen der Optik

Anwenderkomfort

- 5,7" Touchscreen Bildschirm
- Universalanschluss für zentrale Hausgas- und Gasflaschenversorgung
- Umschaltventil zum Anschluss von zwei Gasflaschen
- 4 vordefinierte Indikationen

Individualität

- Indikationsspezifische Benutzerprofile mit persönlichen Einstellungen für Startdruck, Startfluss, Intensität, Lautstärke und Timer für Rauchabsaugung / speicherbar



B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel.: (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de
Betriebsstätte: Tuttlingen | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen

Die Hauptproduktmarke „Aesculap“ ist eine eingetragene Marke der Aesculap AG.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Nr. 4008257 Stand: 05/2023