



B. BRAUN KLAMMERNÄHTINSTRUMENTE

IHR PARTNER FÜR KLAMMERNÄHT

ENDOSKOPISCHE INSTRUMENTE

ENDOSKOPISCHES LINEARES KLAMMERNAHTINSTRUMENT MIT EINWEG-WECHSELMAGAZINEN



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- modularer Aufbau: Handgriff, Wechselschaft und Wechselmagazine
- abwinkelbare Wechselschäfte; vorgeladen mit Wechselmagazin
- mehrere Optionen zum Nachladen des Wechselschafts mit Wechselmagazinen
- unterschiedliche Klammernahthöhen im dreireihigen Wechselmagazin des Wechselschaftes
- Handgriffe sind kompatibel mit allen verfügbaren Wechselschäften
- Handgriffe bis zu 25 mal auslösbar
- Wechselschäfte bis zu 7 mal auslösbar
- zum Einmalgebrauch

NEU:

Wechselschäfte mit gebogener Andruckplatte
SMG-30WRH, SMG-45WRH, SMG-60WRH



BESTELLINFORMATION

HANDGRIFFE

Artikelnummer	Schaftlänge	Schaftdurchmesser	Verpackungseinheit
SELC-GS	60 mm	12 mm	1 Stück
SELC-GM	160 mm	12 mm	1 Stück
SELC-GL	260 mm	12 mm	1 Stück

WECHSELSCHÄFTE

Artikelnummer	Länge Klammerreihe	Höhe der Klammern	Passend an Handgriffe	Trokargröße	Farbkodierung	Verpackungseinheit
SMG-30WR	30 mm	2,0/2,5/3,0 mm	SELC-GS SELC-GM SELC-GL	12 mm	Weiß	10 Stück
SMG-30WRH NEU	30 mm	2,0/2,5/3,0 mm		12 mm	Weiß	10 Stück
SMG-30BR	30 mm	2,5/3,0/3,5 mm		12 mm	Blau	10 Stück
SMG-45WR	45 mm	2,0/2,5/3,0 mm		12 mm	Weiß	10 Stück
SMG-45WRH NEU	45 mm	2,0/2,5/3,0 mm		12 mm	Weiß	10 Stück
SMG-45BR	45 mm	2,5/3,0/3,5 mm		12 mm	Blau	10 Stück
SMG-45DR	45 mm	3,0/3,5/3,8 mm		12 mm	Gold	10 Stück
SMG-45GR	45 mm	3,5/3,8/4,2 mm		12 mm	Grün	10 Stück
SMT- 45TR	45 mm	4,2/4,5/5,0 mm		15 mm	Schwarz	10 Stück
SMG-60WR	60 mm	2,0/2,5/3,0 mm		12 mm	Weiß	10 Stück
SMG-60WRH NEU	60 mm	2,0/2,5/3,0 mm	12 mm	Weiß	10 Stück	
SMG-60BR	60 mm	2,5/3,0/3,5 mm	12 mm	Blau	10 Stück	
SMG-60DR	60 mm	3,0/3,5/3,8 mm	12 mm	Gold	10 Stück	
SMG-60GR	60 mm	3,5/3,8/4,2 mm	12 mm	Grün	10 Stück	
SMT-60TR	60 mm	4,2/4,5/5,0 mm	15 mm	Schwarz	10 Stück	

WECHSELMAGAZINE

Artikelnummer	Länge Klammerreihe	Höhe der Klammern	Passend an Wechselschäfte	Farbkodierung	Verpackungseinheit
SRG-30W	30 mm	2,0/2,5/3,0 mm	SMG-30	Weiß	10 Stück
SRG-30B	30 mm	2,5/3,0/3,5 mm	SMG-30	Blau	10 Stück
SRG-45W	45 mm	2,0/2,5/3,0 mm	SMG-45	Weiß	10 Stück
SRG-45B	45 mm	2,5/3,0/3,5 mm	SMG-45	Blau	10 Stück
SRG-45D	45 mm	3,0/3,5/3,8 mm	SMG-45	Gold	10 Stück
SRG-45G	45 mm	3,5/3,8/4,2 mm	SMG-45	Grün	10 Stück
SRG-60W	45 mm	2,0/2,5/3,0 mm	SMG-60	Weiß	10 Stück
SRG-60B	60 mm	2,5/3,0/3,5 mm	SMG-60	Blau	10 Stück
SRG-60D	60 mm	3,0/3,5/3,8 mm	SMG-60	Gold	10 Stück
SRG-60G	60 mm	3,5/3,8/4,2 mm	SMG-60	Grün	10 Stück

ENDOSKOPISCHE INSTRUMENTE

APPENDEKTOMIE KITS



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 1** 45 mm Magazinlänge / 30 mm Magazinlänge
- 2** 45 mm Magazinlänge / 30 mm Magazinlänge
- Handgriff kompatibel zu Wechselschäften (Seite 3)
- Wechselschäfte sind vorgeladen; nicht nachladbar
- zum Einmalgebrauch

BESTELLINFORMATION

KIT-Artikelnummer	KIT-Komponenten	Artikelbezeichnung	Verpackungseinheit
APP-S-45BR Appendektomie Kit Small	SELC-GM MG-45BR	Instrument 160 mm Schaftlänge, 12 mm Durchmesser Einweg-Ladeeinheit inkl. Einweg-Magazin BLAU / 45 mm	10 Stück
APP-S-45WR Appendektomie Kit Small	SELC-GM MG-45WR	Instrument 160 mm Schaftlänge, 12 mm Durchmesser Einweg-Ladeeinheit inkl. Einweg-Magazin WEISS / 45 mm	10 Stück
APP-S-30BR Appendektomie Kit Small	SELC-GM MG-30BR	Instrument 160 mm Schaftlänge, 12 mm Durchmesser Einweg-Ladeeinheit inkl. Einweg-Magazin BLAU / 30 mm	10 Stück
APP-S-30WR Appendektomie Kit Small	SELC-GM MG-30WR	Instrument 160 mm Schaftlänge, 12 mm Durchmesser Einweg-Ladeeinheit inkl. Einweg-Magazin WEISS / 30 mm	10 Stück
APP-L-45B45W Appendektomie Kit Large	SELC-GM MG-45BR MG-45WR	Instrument 160 mm Schaftlänge, 12 mm Durchmesser Einweg-Ladeeinheit inkl. Einweg-Magazin BLAU / 45 mm Einweg-Ladeeinheit inkl. Einweg-Magazin WEISS / 45 mm	10 Stück
APP-L-45W45W Appendektomie Kit Large	SELC-GM MG-45WR MG-45WR	Instrument 160 mm Schaftlänge, 12 mm Durchmesser Einweg-Ladeeinheit inkl. Einweg-Magazin WEISS / 45 mm Einweg-Ladeeinheit inkl. Einweg-Magazin WEISS / 45 mm	10 Stück
APP-L-30B30W Appendektomie Kit Large	SELC-GM MG-30BR MG-30WR	Instrument 160 mm Schaftlänge, 12 mm Durchmesser Einweg-Ladeeinheit inkl. Einweg-Magazin BLAU / 30 mm Einweg-Ladeeinheit inkl. Einweg-Magazin WEISS / 30 mm	10 Stück
APP-L-45B30W Appendektomie Kit Large	SELC-GM MG-45BR MG-30WR	Instrument 160 mm Schaftlänge, 12 mm Durchmesser Einweg-Ladeeinheit inkl. Einweg-Magazin BLAU / 45 mm Einweg-Ladeeinheit inkl. Einweg-Magazin WEISS / 30 mm	10 Stück

ENDOSKOPISCHE INSTRUMENTE

BIPOLARE GEFÄSSVERSIEGELUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- bipolares Gefäßversiegelungsinstrument
- zum Einmalgebrauch

BESTELLINFORMATION

Artikelnummer	Schaft Durchmesser	Arbeitslänge	Stück pro Packung
Caiman® 5, nicht abwinkelbare Spitze			
PL738SU	5 mm	24 cm	6
PL740SU	5 mm	36 cm	6
PL742SU	5 mm	44 cm	6
Caiman® 5, nicht abwinkelbare MARYLAND Spitze			
PL774SU	5 mm	12,5 cm	6
PL775SU	5 mm	17 cm	6
PL770SU	5 mm	36 cm	6
PL772SU	5 mm	44 cm	6
Caiman® 5, abwinkelbare Spitze			
PL739SU	5 mm	24 cm	6
PL741SU	5 mm	36 cm	6
PL743SU	5 mm	44 cm	6
Caiman® 5, abwinkelbare MARYLAND Spitze			
PL771SU	5 mm	36 cm	6
PL773SU	5 mm	44 cm	6
Caiman® 12, abwinkelbare Spitze			
PL730SU	12 mm	24 cm	3
PL731SU	12 mm	44 cm	3

Artikelnummer	Beschreibung
GN200	Lektrafuse HF-Generator (ohne Netzkabel)
TE780/TE730	Netzkabel, Schuko-Euro-Stecker, 1,5 m / 5 m
TE676/TE736	Netzkabel, Kaltgerätestecker, 1 m / 2,5 m
GN330	Einheitswagen mit Schiebegriff für elektrochirurgische Einheiten, B x H x T: 520 x 900 x 570 mm
PV951R	Drahtkorb, B x H x T: 370 x 225 x 285 mm
GN201	Einzelfuß-Pedal für GN200

INSTRUMENTE FÜR DIE OFFENE CHIRURGIE

CST – CIRCULAR STAPLER



BESTELLINFORMATION

Artikelnummer	Beschreibung	Farb- kodierung	Anzahl Klammern	Kopf Durchmesser	Durchmesser Klingensystem	Kopfvolumen vor/nach Aktivierung	Verpackungs- einheit
CST21		Orange	16	21 mm	13,9 mm	5,1 / 4,6 ml	1 Stück
CST25	Großvolumiger Kopf, luftdichter Stapler	Weiß	20	25 mm	17,0 mm	9 / 8,2 ml	1 Stück
CST29		Blau	24	29 mm	20,5 mm	12 / 10,9 ml	1 Stück
CST33		Grün	28	33 mm	24,8 mm	14,6 / 13,2 ml	1 Stück

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- großes Kopfvolumen
- abnehmbare Andruckplatte
- automatische Sicherheitssperre verhindert ein versehentliches oder erneutes Auslösen
- hörbarer Ton wird nach dem Auslösen abgegeben
- zum Einmalgebrauch

Gewinner des 2020 iF Design und Red Dot Awards



reddot winner 2020

INSTRUMENTE FÜR DIE OFFENE CHIRURGIE

CSC – CIRCULAR STAPLER CURVED



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- abnehmbare Andruckplatte
- rotierendes Messer-System
- höhenverstellbare Klammerverschlusshöhe von 1 mm bis zu 2,5 mm
- automatische Sicherheitssperre verhindert ein versehentliches oder erneutes Auslösen
- zum Einmalgebrauch

BESTELLINFORMATION

Artikelnummer	Beschreibung	Farbkodierung	Anzahl Klammern	Kopf Durchmesser	Lumengröße	Verpackungseinheit
CSC21	Konventionell	Orange	16	21,0 mm	13,0 mm	1 Stück
CSC21-A	Gasdicht	Orange	16	21,0 mm	13,0 mm	1 Stück
CSC25	Konventionell	Weiß	20	25,0 mm	17,0 mm	1 Stück
CSC25-A	Gasdicht	Weiß	20	25,0 mm	17,0 mm	1 Stück
CSC29	Konventionell	Blau	24	29,0 mm	20,5 mm	1 Stück
CSC29-A	Gasdicht	Blau	24	29,0 mm	20,5 mm	1 Stück
CSC33	Konventionell	Grün	28	33,0 mm	24,8 mm	1 Stück
CSC33-A	Gasdicht	Grün	28	33,0 mm	24,8 mm	1 Stück

INSTRUMENTE FÜR DIE OFFENE CHIRURGIE

ECSC – ENDOSCOPIC CIRCULAR STAPLER CURVED



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- abnehmbare Andruckplatte
- rotierendes Messer-System
- automatische Sicherheitssperre verhindert ein versehentliches oder erneutes Auslösen
- zum Einmalgebrauch

BESTELLINFORMATION

Artikelnummer	Farbkodierung	Anzahl Klammern	Kopf Durchmesser	Durchmesser Klingensystem	Verpackungseinheit
ECSC21	Orange	16	21 mm	13,0 mm	1 Stück
ECSC25	Grau	20	25 mm	17,0 mm	1 Stück
ECSC29	Blau	24	29 mm	20,5 mm	1 Stück
ECSC33	Grün	28	33 mm	24,8 mm	1 Stück

INSTRUMENTE FÜR DIE OFFENE CHIRURGIE

CSC-KOL® INTRALUMINAL STAPLER




PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- vier Traktionslöcher erlauben es, die Klammernahtlinie und Gewebe in den Kopf zu ziehen
- großvolumiger Kopf
- zum Einmalgebrauch

BESTELLINFORMATION

Artikelnummer	Kopf Durchmesser	Farbkodierung	Anzahl Klammern	Durchmesser Klingensystem	Höhe Klammern	Höhe Klammern nach Verschluss	Kopf Länge/Volumen	Verpackungseinheit
CSC29-KOL	29 mm	Blau	24	20,5 mm	5,0 mm	1,0 ~ 2,5 mm	4 cm / 12,6 cm ³	1 Stück
CSC33-KOL	33 mm	Grün	32	24,8 mm	5,0 mm	1,0 ~ 2,5 mm	4 cm / 17,8 cm ³	1 Stück

Zubehör



INSTRUMENTE FÜR DIE OFFENE CHIRURGIE

TST33 – TISSUE-SELECTING THERAPY STAPLER



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

zur Behandlung von Hämorrhoiden und Mukosa-Prolaps

- Mega-Fenster Design erlaubt Platz für mehr Gewebe
- automatische Sicherheitssperre verhindert ein versehentliches oder erneutes Auslösen
- umfangreiches Zubehör
- zum Einmalgebrauch

BESTELLINFORMATION

Artikelnummer	Kopf Durchmesser	Anzahl Klammern	Höhe Klammern	Höhe Klammern nach Verschluss	Kopfvolumen	Verpackungseinheit
TST33-S180	33 mm	32	4,0 mm	0,75 - 1,5 mm	19 ml	1 Stück

Zubehör



ZUSÄTZLICH ERHÄLTliches ZUBEHÖR

Artikelnummer	Beschreibung
Mega-DAO	Kit für proktologische Untersuchung bestehend aus: Analdilatatoren, Obturator, Anoskop und Dilatator in Schmetterlingsform

INSTRUMENTE FÜR DIE OFFENE CHIRURGIE

TST36 – TISSUE-SELECTING THERAPY STAPLER



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

zur Behandlung von Hämorrhoiden und Mukosa-Prolaps

- großes Kopfvolumen mit 35 ml
- Mega-Fenster Design erlaubt Platz für mehr Gewebe und visuelle Kontrolle
- automatische Sicherheitssperre verhindert ein versehentliches oder erneutes Auslösen
- umfangreiches Zubehör
- zum Einmalgebrauch

BESTELLINFORMATION

Artikelnummer	Kopf Durchmesser	Anzahl Klammern	Höhe Klammern	Höhe Klammern nach Verschluss	Kopfvolumen	Verpackungseinheit
TST36-S180	36 mm	34	4,2 mm	0,75 ~ 1,8 mm	35 mL	1 Stück

Zubehör



ZUSÄTZLICH ERHÄLTliches ZUBEHÖR

Artikelnummer	Beschreibung
Mega-DAO	Kit für proktologische Untersuchung bestehend aus: Analdilatatoren, Obturator, Anoskop und Dilatator in Schmetterlingsform

INSTRUMENTE FÜR DIE OFFENE CHIRURGIE

EINWEG-STAPLER



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Linear Cutter (LC) sind vorgeladen
- Wechselmagazine (LCC) mit neuer Klinge
- doppelseitiger Aktivierungshebel mit rutschfester Fingerauflage
- beidseitige Skalierung distal
- Klammernahtlinie länger als Schnitt
- 11-mal wiederaufladbar für insgesamt 12 Schüsse
- zum Einmalgebrauch

BESTELLINFORMATION

KLAMMERNNAHTGERÄTE

Artikelnummer	Länge Klammernahtreihe	Schnittlänge	Anzahl Klammern	Höhe Klammern	Farbkodierung	Verpackungseinheit
LC6025	60 mm	59 mm	64	2,5 mm	Weiß	1 Stück
LC6038	60 mm	59 mm	64	3,8 mm	Blau	1 Stück
LC6045	60 mm	59 mm	64	4,5 mm	Grün	1 Stück
LC8038	80 mm	79 mm	84	3,8 mm	Blau	1 Stück
LC8042	80 mm	79 mm	84	4,2 mm	Gold	1 Stück
LC8045	80 mm	79 mm	84	4,5 mm	Grün	1 Stück
LC10038	100 mm	99 mm	104	3,8 mm	Blau	1 Stück
LC10045	100 mm	99 mm	104	4,5 mm	Grün	1 Stück

MAGAZINE

Artikelnummer	Länge Klammernahtreihe	Schnittlänge	Anzahl Klammern	Höhe Klammern	Farbkodierung	Verpackungseinheit
LCC6025	60 mm	59 mm	64	2,5 mm	Weiß	10 Stück
LCC6038	60 mm	59 mm	64	3,8 mm	Blau	10 Stück
LCC6045	60 mm	59 mm	64	4,5 mm	Grün	10 Stück
LCC8038	80 mm	79 mm	84	3,8 mm	Blau	10 Stück
LCC8042	80 mm	79 mm	84	4,2 mm	Gold	10 Stück
LCC8045	80 mm	79 mm	84	4,5 mm	Grün	10 Stück
LCC10038	100 mm	99 mm	104	3,8 mm	Blau	10 Stück
LCC10045	100 mm	99 mm	104	4,5 mm	Grün	10 Stück

INSTRUMENTE FÜR DIE OFFENE CHIRURGIE

EINWEG-STAPLER



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Linear Stapler (LS) sind vorgeladen
- Wechselmagazine (LSC) in Weiß, Blau und Grün verfügbar
- zum Einmalgebrauch

BESTELLINFORMATION

KLAMMERNNAHTGERÄTE

Artikelnummer	Länge Klammerreihe	Anzahl Klammerreihen	Anzahl Klammern	Höhe Klammern	Farbkodierung	Verpackungseinheit
LS3035	30	2	13	3,5	Blau	1 Stück
LS3048	30	2	13	4,8	Grün	1 Stück
LS30V3	30	3	23	2,5	Weiß	1 Stück
LS4535A	45	2	15	3,5	Blau	1 Stück
LS4548A	45	2	15	4,8	Grün	1 Stück
LS6035	60	2	25	3,5	Blau	1 Stück
LS6048	60	2	25	4,8	Grün	1 Stück
LS9035	90	2	33	3,5	Blau	1 Stück
LS9048	90	2	33	4,8	Grün	1 Stück

MAGAZINE

Artikelnummer	Länge Klammerreihe	Anzahl Klammerreihen	Anzahl Klammern	Höhe Klammern	Farbkodierung	Verpackungseinheit
LSC3035	30	2	13	3,5	Blau	10 Stück
LSC3048	30	2	13	4,8	Grün	10 Stück
LSC30V3	30	3	23	2,5	Weiß	10 Stück
LSC4535A	45	2	15	3,5	Blau	10 Stück
LSC4548A	45	2	15	4,8	Grün	10 Stück
LSC6035	60	2	25	3,5	Blau	10 Stück
LSC6048	60	2	25	4,8	Grün	10 Stück
LSC9035	90	2	33	3,5	Blau	10 Stück
LSC9048	90	2	33	4,8	Grün	10 Stück

INSTRUMENTE FÜR DIE OFFENE CHIRURGIE

EINWEG-TABAKSBEUTELKLEMMME



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schaffung einer automatischen Tabaksbeutelnaht
- vorgeladen mit Nahtmaterial und Klammern
- zum Einmalgebrauch

BESTELLINFORMATION

Artikelnummer	Länge Handgriff	Länge Magazin	Länge Naht	Anzahl Klammern	Verpackungseinheit
APS45	310 mm	47 mm	690 mm	18	1 Stück
APS65	256 mm	67 mm	730 mm	28	1 Stück

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel.: (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de
Betriebsstätte: Tuttlingen | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen

Hersteller nach MDD 93/42/EWG:

Caiman:

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland

CSC-KOL:

Touchstone International Medical Science Co., Ltd. | 21 A Science Plaza
International Science Park | No. 1355 Jinjihu Avenue | Suzhou | China

Die Produktmarke „Caiman“ ist eine eingetragene Marke der B. Braun Melsungen AG oder ihrer Tochtergesellschaften.
Die Produktmarke „CSC-KOL“ ist eine eingetragene Marke von Touchstone International Medical Science Co., Ltd.
Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse
verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.